




Instructions For Use; Mode d'emploi; Gebrauchsanweisung; Istruzioni per l'uso; Instrucciones de uso; Gebruiksaanwijzing; Instruções de Utilização; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Käyttöohjeet; Instrukcja użytkowania; Инструкции за употреба; Upute za upotrebu; Návod k použití; Kasutusjuhend; Οδηγίες χρήσης; Használati útmutató; Teoracha Úsáide; Lietošanas instrukcija; Naudojimo instrukcijos; Istruzionijijet dwar l-Użu; Instručníj di utilizare; Návod na použitie; Navodila za uporabo.

REF Product Code; Code du produit; Artikelnummer; Codice prodotto; Código de producto; Productcode; Código de produto; Produktkod; Produktkode; Produktkde; Tuotekoodi; Kod produktu; Код на продукта; Šifra proizvoda; Kód výrobku; Toote kood; Κυβικός προϊόντος; Termékkód; Cód Tâirge; Izstrādājuma kods; Gaminio kodas; Kodici tal-prodott; Cod produs; Kód výrobku; Koda izdelka.		9065/760XXXX Eco MIDI Angled Coil Paper HMEF	
Customer Product Number; Número de produit client; Kundenproduktnummer; Numero prodotto cliente; Número de producto del cliente; Klientproductnummer; Número do produto do cliente; Kundens produktnummer; Kundens produktnummer; Kundeproduktnummer; Asiakkaan tuotenumber; Numer produktu klienta; Номер на продукт на клиента; Broj proizvoda kupca; Číslo produktu zákazníka; Klienti totenumber; Αριθμός προϊόντος πελάτη; Ügyfél termék száma; Uimhir Tâirge Custumeara; Klienta produkta numurs; Kliento produkto numeris; Numru tal-Prodott tal-Klijent; Numărul produsului client; Číslo produktu zákazníka; Številka izdelka stranke.			
Product description; Description du produit; Produktbeschreibung; Descrizione prodotto; Descripción de producto; Productschrijving; Descrição do produto; Produktbeskrivning; Produkteskvelise; Produktbeskrivelse; Tuoteen kuvaus; Opis produktu; Описание на продукта; Opis proizvoda; Popis výrobku; Toetekiijeldes; Περιγραφή προϊόντος; Termékleírás; Tuariris ar Tháirge; Izstrādājuma apraksts; Gaminio aprašymas; Descrizzioni tal-prodott; Descrierea produsului; Popis výrobku; Opis izdelka. Eco MIDI golfpapier HMEF gehoekt; Eco MIDI HMEF à angle papier en aluminium; Eco MIDI abgewinkelt Papierspule HMEF; Filtro Eco MIDI angolato carta ondulata HMEF; Eco MIDI, vinklet spiralspapiir HMEF; Eco MIDI γυνικό χαρτί σε πολύ HMEF; Eco MIDI HMEF angular com papel corrugado em bobina; HMEF papel enrollado acodado Eco MIDI; Kulmallinen puolapaperinen Eco MIDI -lämmin- ja kosteudenvaihhdinsuodatin; Eco MIDI vinklad pappersspiral HMEF; Eco MIDI zahnutý, vinutý papír HMEF; Eco MIDI nurk máhispaber HMEF; Eco MIDI hajlitott tekercspapir HMEF; Eco MIDI lenkvelda spoles HMEF; „Eco“ MIDI kampinis, ritininis popieriusHMEF; Eco MIDI HMEF b'kolja tal-karta angolat; Eco MIDI skošny – zwinieły papier HMEF; Eco MIDI HMEF zahnutý s papierovým kotúčom; Eco MIDI kotni kolut papirja HMEF; Извирт Eco MIDI HMEF с руло филтърна хартия; HMEF Eco MIDI páipéar corna dronuilleach; Hártie in spirală înclinată Eco MIDI HMEF; Eco MIDI kutni HMEF s papirom u kolutu; Eco MIDI vinklet splepapir HMEF.		Inlet/Outlet Connectors: 22mm Male/15mm Female and angled 22mm Female/15mm Male ISO 5356 connectors and Ø4.3mm luer port. Approx. dimensions: Ø48.1mm x 91.3mm height. Weight: 24gm (approx.). Bidirectional Filter – Corrugated Cellulose HME paper, Patient Side.	
Patient population; Population de patients; Patientenpopulation; Popolazione di pazienti; Población de pacientes; Patiëntenpopulatie; População de doentes; Patientpopulation; Patientpopulation; Pasienpopulation; Potilasryhmä; Populația pacienților; Популяция пациентов; Populacja pacjentów; Populace pacientů; Patiēniti populatsoion; Πληθυσμός ασθενών; Betegepopulação; Daonna na n-ohar; Pacientu populația; Pacienții populația; Popolazzjoni ta' pazienti; Populația de pacienți; Pacientov; Populacija bolnikov.		Small adult; Petit adulte; Kleiner Erwachsener; Piccolo adulto; Adulto pequeno; Kleine vollwassene; Pequeno adulto; Liten vuxen; Lille voksen; Liten voksen; Pieni aikuinen; Mala osoba dorosla; Μαλὸς ἄνδραςτεν; Mala odrasla osoba; Malý dospělý; Väike täiskasvanu; Μικρός ενήλικος; Kis felnőtt; Duine fásta beag; Mazs pieaugušais; Mažas suaugęs; Adult zgħir; Adult mic; Malá dospělá osoba; Majhna odrasla oseba.	
STERILEEO Product supplied sterile within a single sterile barrier system; Продукты се доставя стерилни в една стерилна бариерна система; A termék sterilizált szállyal, egyetlen steril gátrendszerben; Produkt je dodáván sterilní v rámci jedného sterilního bariérového systému; Toode tarnitakse steriilsel ühes steriilses barjäärisüsteemis; Το προϊόν παρέχεται αποστειρωμένο σε ένα μόνο αποστειρωμένο σύστημα φραγμού; Proizvod se isporučuje sterilan unutar jednog sustava sterilne barijere; Tâirge a soláthraítear stairiúl laistigh de chóras bacain stairiúl amháin; Produkts tiek piegādāts sterils vienā sterila barjerās sistēmā; Produkats tiekklamas sterilius vienoje steriliose barjeraine sistemoje; Produkt fournit stérili l'système ta' barriera sterili wahda; Produusi este furnizat steril într-un singur sistem de bariere steril; Produkt dostarczany sterility w ramach jednego systemu bariery sterylnej. Sterilisation: Ethylene oxide; Stérilisation : Oxyde d'éthylène; Sterilisatsioon: Etilenoksiid; Sterilizazione: Ossido di etilene; Esterilización: Óxido de etileno; Sterilisatie: Ethyleenoxide; Esterilizaçào: Óxido de etileno; Sterilisering: Etylenoxid; Sterilising: Etylenoksid; Sterilizing: Etylenoksid; Sterilointi: etyleeniksid; Sterilyzacja: Tlenek etyleny; Стерилизаация: Етиленов оксид; Sterilizacja: Etilen-oksid; Sterilizace: ethylenoxid; Steriliseringime: etilenoksid; Αποστείρωση: Αυθενόξιοξείδιο; Sterilizálás módja: Etilén-oxid; Steriilii: Ocsaid etiléine; Sterilizácia: Etilénoxids; Sterilizacja: Etileno oksidas; Sterilizazzjoni: Ethylene oxide; Sterilizare: Oxid de etilenă; Sterilizacia: etylen okxid; Sterilizacija: etilen oksid.; (Max 49.9°C).			
NON STERILE Product supplied non sterile; Produit livré non stérile; Das Produkt wird nicht sterili geliefert; Prodotto non sterile; Producto suministrado sin esterilizar; Product niet-steriel aangeleverd; Produto fornecido não-esteril; Produkten levereras ej sterilt; Produkt leveret ikke-sterilt; Tuote toimittana ei-sterilinä; Produkt dostarczany w stanie niejałowym; Продукты се доставят нестерилни; Proizvod isporuciben nesterialn; Vyrobek je dodáván v nesterialnim stavu; Toode tarnitakse mittesteriilsena; Το προϊόν παρέχεται κατ' ημετέροι; A termék nem sterilen szállítva; Soláthraítear an táirge neamhsteriil; Izstrādājums piegādāts nesteriln; Gaminys tiekiamas nesterilus; Produkt fournit mhux sterili; Produs furnizat nesteril; Vyrobnk sa dodáva v nesterilnom stave; Izdelek je dobavljen nesteriliziran.		Yes; Oui; Ja; Si; Sì; Ja; Sim; Ja; Ja; Ja; Joo; Tak; DA; Da; Ano; Jah; Nai; Igen; Tá; Já; Taip; Iva; Da; Año; Da.	
Internal Volume; Volume interne; Innervolumen; Volumen interno; Volumen interno; Volume interno; Internvolum; Intervall volumen; Indre volum; Sisällävuum; Objętość wewnętrzna; Внутренний объем; Unuttartí volumen; Vnitřní svazek; Sisemine maht; Εσωτερικός όγκος; Belső kötet; Imleabhar Inmheánaich; Iekšējais tilpums; Vidinis tūris; Volum Intern; Volum intern; Vnitřný objem; Notranja glasnost.		40ml	
Resistance; Résistance; Widerstand; Resistenza; Resistencia; Weerstand; Resistência; Resistans; Modstand; Motstand; Vastus; Opór; Съпротива; Opornost; Odpor; Vastupanu; Αντιστοον; Ellenlálás; Friktiolocht; Pretestib; Pasipriešinimas; Resistenza; Resistentž; Odpor; Opmormst.		Max.292Pa @ 15L/min; Max.658Pa @ 30L/min; Max.1117Pa @ 60L/min.	
Temperature during storage; Température de stockage; Temperatur bei Lagerung; Temperatura durante l'immagazzinamento; Temperatura durante el almacenamiento; Temperatuur tijdens opslag; Temperatura em armazenamento; Temperatur under förvaring; Temperatur under opbevaring; Temperatur under opbevaring; Lämpötila varastoinnin aikana; Temperatura podczas składowania; Температура по времени на хранении; Temperatura tijekom skladištenja; Teplota během skladování; Temperatura ladustamise ajal; Θερμοκρασία κατά την αποθήκευση; Hörmerskét tárolás közben; Τοτέ το linu na stóráir; Temperatura uzglabašanas laikā; Temperatura sandėlinavimo metu; Temperatura waqt il-hażna; Temperatura in timpul depozitării; Teplota počas skladovania; Temperatura med skladištenjem.		5 to 40 °C (41-104 °F)	
Moisture Output @ 500ml Tidal Volume; Sortie d'humidité à un volume courant de 500 ml; Feuchtigkeitsabgabe bei 500 ml Tidalvolumen; Uscita umidità @ 500 ml volume corrente; Salida de humedad a 500 ml de volumen tidal; Vochtsultoot @ 500 ml Tidal Volume; Saída de umidade @ 500ml Volume corrente; Fukktutgång @ 500 ml tidvattenvolum; Fugtutgång @ 500 ml tidevandsvolumen; Fukktutgang @ 500 ml tidevandsmengde; Kosteuälähtö @ 500ml vuoroovesi; Wydajność wilgoci przy 500 ml objętości oddechowej; Иэхэд на анара @ 500ml дихалатнен обем; Излаз vlage @ 500 ml osekze za osekuz; Vilhkost pri dechovém objemu 500 ml; Niiskuse väljumd @ 500ml loodeate maht; Έναρση Υγρασίας @ 500ml Tidal Volume; Pärartarlum @ 500ml äräpälytförfogat; Aschur Taide @ 500ml Toirt Taoide; Mitruma iejeza @ 500ml plüdmairju dauzdums; Drégms išėjimas @ 500ml potvnytio türis; Umidity Output @ 500ml Volum tal-Marea; Umiditate de ieşire @ 500ml Volumul marelor; Výstup vlhkosti @ 500 ml dychového objemu; Izход vlage pri dihalni prostornini 500 ml.		Min. 28.3mg/l	
Moisture Loss @ 500ml Tidal Volume; Perte d'humidité @ Volume de marée de 500 ml; Feuchtigkeitsverlust bei 500 ml Tidalvolumen; Perdita di umidità @ 500 ml volume corrente; Périda de humedad a 500 ml de volumen tidal; Vochtverlies @ 500 ml Tidal Volume; Perda de umidade @ 500ml Volume corrente; Fukkturlöst @ 500 ml tidvattenvolum; Fugt tab @ 500 ml tidevandsvolumen; Fukkstap @ 500 ml tidevandsmengde; Kosteuahävio @ 500 ml vuoroovesi; Utrata wilgoci przy 500 ml objętości oddechowej; Заруба на анара @ 500ml Дихалатнен обем; Gubitak vlage @ 500 ml osekze za osekuz; Zláta vlhkosti při 500 ml dechového objemu; Niiskusekaotus @ 500ml loodeate maht; Moisture Loss @ 500ml ποτήριος όγκος; Nedvességvesztés @ 500ml äräpályt förfogat; Caillenas Taize @ 500ml Toirt Taoide; Mitruma zdums @ 500ml plüdmairju dauzdums; Drégms prardimas @ 500ml potvnytio türis; Telf ta Umidity @ 500ml Volum tal-Marea; Pierdere de umiditate @ 500ml Volum mareic; Strata vlhkosti pri 500 ml dychového objemu; Izguba vlage pri 500 ml dihalnega volumna.		Max. 13.2mg/l	
Filter Efficiency @ 30L/min; Efficacité du filtre à 30 L / min; Filterleistung bei 30 l / min; Efficienzia del filtro @ 30 L / min; Filtrerefficientie @ 30 L / min; Eficiência do filtro @ 30 L / min; Filtringseffektivitet @ 30 L / min; Filtringseffektivitet @ 30 L / min; Filtereffektivitet @ 30 L / min; Suodatimen tehokkuus @ 30 L / min; Wydajność filtra @ 30 l / min; Эффективност на филтра @ 30 L / min; Ünkövlost filtra @ 30 L / min; Ünkövlost filtra @ 30 L / min; Ünkövlost filtru při 30 l / min; Filtri efektivius @ 30 L / min; Амодикотнота флтрου @ 30 L / min; Szűrőhatékonyág @ 30 L / perc; Eifeachtacht Scagaire @ 30 L / nóim; Filtra efektivitate @ 30 L / min; Filtra efektyvumas @ 30 L / min; Efićenza tal-filtru @ 30 L / min; Efićența filtrului @ 30 L / min; Ünkövlost filtra @ 30 L / min.		Min. 90.5%	
Bacterial Efficiency; Rétention bactérienne; Bakterienretention; Ritenzione di batteri; Retención de bacterias; Bacterieretentie; Retenção bacteriana; Bakterienretention; Bakteriemention; Bakterienrensjon; Bakteenien suodatus; Zatzymywanie bakterij; Эффективност на бактериите; Ünkövlost bakterija; Bakteriální účinnost; Baktérie efektivius; Βακτηριακή αποτελεσματικότητα; Βακτηριακή αποτελεσματικότητα; Baktériális hatékonyság; Eifeachtacht Bactierach; Baktériju efektivitate; Baktériju efektyvumas; Efićenza Bacterij; Efićența bacteriană; Baktəriálna účinnost; Ünkövlost bakteri.		Min. 99.999%	
Viral Efficiency; Rétention virale; Virenretention; Ritenzione di virus; Retención de virus; Virusretentie; Retenção de vírus; Virusretention; Virusretention; Virusretensjon; Virusten suodatus; Zatzymywanie wirusów; Вируса ефективност; Virusa učinkovitost; Virová účinnost; Virusik efektivius; Ixki αποτελεσματικότητα; Virushatékonyág; Eifeachtacht Vireasach; Virusu efektivitate; Virusinis efektyvumas; Efićenza Virali; Efićență virală; Virusová účinnost; Virusna učinkovitost.		Min. 99.99%	
Tidal Volume range; Plage de volume de cycle recommandé; empfohl Hubvolumen-Bereich; Intervallo del volume corrente; Rango de volumen tidal recomendado; Aanbevolen slag-volumebereik; Gama do volume corrente recomendado; Rekommederat andelagsvolymensintervall; Anbefalet inspirationsvolumenmråde; Anbefalt støtlevolumenmråde; Suositeltu iskutilavuusalue; Zalecany zakres objętości cyklu; Diapazon na privlínny obem; Raspon plimnog volumena; Rozsah dechového objemu; Loodeate mahu vahemik; Εύρος παλινδρομού όγκου; Άράπαλ térfogat tartomány; Raon toir taoide; Plüdmairju apjoma diapazons; Potvnytiü türü diapazonas; Fixra tal-Volum tal-Marea; Gama volumului marelor; Rozsah prilivového a odtlivového objemu; Obseg dihalne prostornine.		120-1500ml	
Gas leakage; Fuite de gaz; Gasleakage; Perdita di gas; Périda de gas; Gaslekkage; Fuga de gases; Gasläckage; Gasleakage; Gasslekkasje; Kaasun vuoto; Uplyw gazu; Истичане на газ; Propuštanje plina; Unik plynu; Gasi leake; Διαρροή αερίου; Gázzsigárgás; Scethadh gáis; Gázes noplíde; Duju nuotėkis; Tioxia tal-gass; Scurgerea gazului; Unik plynu; Uhajanje plina.		Max.0.0ml/min @ 7kPa	
Housing; Bollier; Gehäuse; Alloggiamento; Carcasa; Behuizing; Estrutura; Kabinet; Hus; Hus; Pidike; Obudowa; Kopnyc; Kúčiste; Kryt; Ümbris; Περιβλήμα; Burkolat; Tilhiocht; Májokji; Bostas; Djar; Carcasă; Kryt; Ohšje.		PP	
Filter Media; Matière du filtre; Filter-Medium; Materiale del filtro; Filtro; Filter medium; Material do filtro; Filtermaterial; Filtermateriale; Filtermedium; Suodatimen väliaine; Medium filtruajace; Филтрираща среда; Filtrski medij; Filtrační prostředi; Filter; Mëra filtrëgjore; Szűrőközeg; Mean Scagaire; Filtrët multivdi; Filtruoti laikmena; Ifiltra l-Midja; Medi de filtrare; Filtračné médium; Filtrni medij.		Electrostatic Blended Synthetic Fiber	
HME Media; Matière HME; HME-Medium; HME; HME; HME medium; Material do HME; HME-material; HME-materiale; HME-medium; HME: n väliaine; Medium HME; HME n väliaine; Medium HME; HME media; HME medij; HME média; HME media; Mëra HME; HME média; Méan HME; HME medij; HME žiniaskaida; Midja HME; Mass-media HME; HME média; Medij HME.		Corrugated Cellulose HME paper	



 GVS Filter Technology UK Ltd.
Caton Road
Lancaster,
LA1 3PE
United Kingdom

☎ Tel: +44 (0) 1524 847600
✉ Email: gvsuk@gvs.com



Instructions For Use; Mode d'emploi; Gebrauchsanweisung; Istruzioni per l'uso; Instrucciones de uso; Gebruiksaanwijzing; Instruções de Utilização; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Käyttöohjeet; Instrukcja użytkowania; Инструкция за ynompeба; Upute za upotrebu; Návod k použití; Kasutusjuhend; Οδηγίες χρήσης; Használati útmutató; Treoracha Úsáide; Lietošanas instrukcija; Naudojimo instrukcijos; Istruzzjonijiet dwar l-Użu; Instrucțiuni de utilizare; Návod na použitie; Navodila za uporabo.

Clinical benefits: The following benefits are associated with Air Filtration Devices applications: Administration of filtered gases to the patient; Filtration of exhausted gases from the patient; Humidification of delivered gases; Prevention of cross contamination between the patients and any peripheral equipment; Easy access to monitor the patient through Luer port access.	Bénéfices cliniques: Les avantages suivants sont associés aux applications des dispositifs de filtration d'air: Administration de gaz filtrés au patient; Filtration des gaz rejetés par le patient; Humidification des gaz délivrés; Prévention de la contamination croisée entre les patients et tout équipement périphérique; Accès facile pour surveiller le patient grâce à l'accès au port Luer.	Benefici clinici: I seguenti dispositivi sono associati all'uso dei dispositivi di filtraggio: Somministrazione di gas filtrati al paziente; Filtrazione dei gas esausti dal paziente; Umidificazione dei gas erogati; Prevenzione della contaminazione incrociata tra i pazienti e qualsiasi apparecchiatura periferica; Semplice accesso al monitoraggio del paziente attraverso il portale Luer.	Beneficios clínicos: Los siguientes beneficios están asociados con las aplicaciones de dispositivos de filtración de aire: Administración de gases filtrados al paciente; Filtración de gases exhaustos del paciente; Humidificación de los gases entregados; Prevención de contaminación cruzada entre pacientes y cualquier equipo periférico; Fácil acceso para monitorización de pacientes a través del acceso al puerto Luer.	Benefícios clínicos: Os seguintes benefícios estão associados às aplicações de dispositivos de filtragem de ar: Administração de gases filtrados ao paciente; Filtragem dos gases exauridos do paciente; Umidificação dos gases entregues; Prevenção de contaminação cruzada entre pacientes e quaisquer equipamentos periféricos; Fácil acesso para monitoramento do paciente através da porta Luer.
Klinische Vorteile: Die folgenden Vorteile sind mit den Anwendungen von Luftfiltergeräten verbunden: Verabreichung gefilterter Gase an den Patienten; Filterung der Abgase des Patienten; Befeuchtung der zugeführten Gase; Verhinderung einer Kreuzkontamination zwischen Patienten und Peripheriegeräten; Einfacher Zugang zur Patientenüberwachung durch Luer-Port-Zugang.	Klinische voordelen: De volgende voordelen zijn verbonden aan toepassingen van luchtfiltertratieapparaten: Toediening van gefilterde gassen aan de patiënt; Filtratie van uitlaatgassen van de patiënt; Bevochtiging van de geleverde gassen; Preventie van kruisbesmetting tussen patiënten en eventuele randapparatuur; Gemakkelijke toegang voor patiëntbewaking via Luer-poorttoegang.	Kliniska fördelar: Följande fördelar är förknippade med applikationer för luftfilteringsanordningar: Administrering av filtrerade gaser till patienten; Filtering av avgaser från patienten; Befuktning av de levererade gaserna; Förebyggande av korskontaminering mellan patienter och all kringutrustning; Enkel åtkomst för patientövervakning via Luer-port.	Kliniske fordele: Følgende fordele er forbundet med luftfilteringsenheder: Administration af filtrerede gasser til patienten; Filtering af udtømte gasser fra patienten; Befugtning af de leverede gasser; Forebyggelse af krydskontaminering mellem patienter og eventuelt perifert udstyr; Nem adgang til patientovervågning via Luer-portadgang.	Kliniske fordeler: Følgende fordeler er knyttet til applikasjoner for luftfiltrering: Administrering av filtrerte gasser til pasienten; Filtering av utmattede gasser fra pasienten; Fukting av de leverte gassene; Forebygging av krysskontaminering mellom pasienter og eventuelt perifert utstyr; Enkel tilgang for pasientovervåking gjennom Luer-porttilgang.
Kliiniset edut: Seuraavat edut liittyvät ilmansuodatuslaitteiden sovelluksiin: Suodatettujen kaasujen antaminen potilaalle; Potilaasta poistuneiden kaasujen suodatus; Toimitettujen kaasujen kostutus; Potilaiden ja oheislaitteiden välisen ristikontaminaation estäminen; Helppo pääsy potilaan seurantaan Luer-portin kautta.	Korzyści kliniczne: Z zastosowaniami urządzeń do filtracji powietrza wiązą się następujące korzyści: Podawanie pacjentowi przefiltrowanych gazów; Filtracja gazów wydychanych przez pacjenta; Nawilżanie dostarczanych gazów; Zapobieganie zanieczyszczeniu krzyżowemu pacjentów i wszelkich urządzeń peryferyjnych; Łatwy dostęp do monitorowania pacjenta poprzez dostęp do portu Luer.	Клинични ползи: Следните предимства са свързани с приложенията на устройството за филтриране на въздух: Прилагане на филтрирани газове на пациента; Филтриране на изгорелите газове от пациента; Овлажняване на подаваните газове; Предотвратяване на кръстосано заразяване между пациенти и всяко периферно оборудване; Лесен достъп за наблюдение на пациенти чрез достъп до Luer порт.	Kliničke prednosti: Sljedeće prednosti povezane su s primjenama uređaja za filtriranje zraka: Davanje filtriranih plinova pacijentu; Filtracija ispušnih plinova od pacijenta; Ovlaživanje isporučenih plinova; Sprječavanje unakrsne kontaminacije između pacijenata i bilo koje periferne opreme; Jednostavan pristup za praćenje pacijenata kroz pristup Luer priključku.	Klinické výhody: S aplikacemi zařízení pro filtraci vzduchu jsou spojeny následující výhody: Podání filtrovaných plynů pacientovi; Filtrace výfukových plynů od pacienta; Zvlhčování přiváděných plynů; Prevence křížové kontaminace mezi pacienty a jakýmkoli periférním zařízením; Snadný přístup pro monitorování pacienta prostřednictvím přístupu k portu Luer.
Kliinilised eelised: Õhufiltreerimiseadmete rakendustega on seotud järgmised eelised: Filtreeritud gaaside manustamine patsiendile; Patsiendi heitgaaside filtreerimine; tarnitud gaaside niisutamine; Patsientide ja välisseadmete vahelise ristsaastumise vältimine; Lihtne juurdepääs patsiendi jälgimisele Lueri pordi kaudu.	Κλινικά οφέλη: Τα ακόλουθα οφέλη σχετίζονται με τις εφαρμογές της συσκευής φιλτραρίσματος αέρα: Χορήγηση φιλτραρισμένων αερίων στον ασθενή. Διήθηση των καυσαερίων από τον ασθενή. ύγρανση των παραδιδόμενων αερίων. Πρόληψη της διασταυρούμενης μόλυνσης μεταξύ ασθενών και οποιουδήποτε περιφερειακού εξοπλισμού. Εύκολη πρόσβαση για παρακολούθηση ασθενών μέσω της πρόσβασης στη θύρα Luer.	Klinikai előnyök: A következő előnyökkel jár a levegőszűrő berendezések alkalmazásai: Szűrt gázok beadása a betegnek; A kimerült gázok kiszűrése a páciensből; A szállított gázok párástítása; A betegnek és a perifériás berendezések közötti keresztszennyeződés megelőzése; Könnyű hozzáférés a páciens megfigyeléséhez a Luer porton keresztül.	Sochair chliniciúla: Baineann na buntáistí seo a leanas le feidhmchláir feiste scagacháin aeir: Gáis scagtha a thabhairt don othar; Scagadh gáis idithe ón othar; Humidification na ngás seachadta; Cosc ar thras-éilliú idir othair agus aon trealamh forimeallach; Rochtain éasca le haghaidh monatóireachta othar trí rochtain calafoirt Luer.	Klīniskās priekšrocības: Ar gaisa filtrēšanas ierīču lietojumiem ir saistītas šādas priekšrocības: Filtrētu gāzu ievadīšana pacientam; Izplūdušo gāzu filtrēšana no pacienta; Piegādāto gāzu mitrināšana; Pacientu un iebkuras perifērijas aprikojuma savstarpējas inficēšanās novēršana; Viegla piekļuve pacientu uzraudzībai, izmantojot Luer porta piekļuvi.
Klinikinė nauda: Šie privalumai yra susiję su oro filtravimo įrenginių programomis: Filtruotų dujų skyrimas pacientui; Iš paciento išmetamų dujų filtravimas; Tiekiamų dujų drėkinimas; Kryžminio pacientų ir bet kokios periferinės įrangos užteršimo prevencija; Lengva prieiga prie paciento stebėjimo per Luer prievadą.	Beneficii klinici: Il-benefiċċji li ġejjin huma assoċjati mal-applikazzjonijiet tal-apparat tal-filtrazzjoni tal-arja: Amministrazzjoni ta' gassijiet iffiltrati lill-pazjent; Filtrazzjoni ta' gassijiet eżawriti mill-pazjent; Umidifikazzjoni tal-gassijiet mogħtija; Umidifikazzjoni tal-gassijiet mogħtija; Aċċess faċli għall-monitoraġġ tal-pazjent permezz ta' aċċess għall-port Luer.	Beneficii clinice: Următoarele beneficii sunt asociate cu aplicațiile dispozitivelor de filtrare a aerului: Administrarea de gaze filtrate la pacient; Filtrarea gazelor evacuate de la pacient; Umidificarea gazelor livrate; Prevenirea contaminării încrucișate între pacienți și orice echipament periferic; Acces ușor pentru monitorizarea pacientului prin accesul la portul Luer.	Klinické výhody: Následující výhody sú spojené s aplikáciami zariadení na filtráciu vzduchu: Podávanie filtrovaných plynov pacientovi; Filtrácia vyčerpaných plynov od pacienta; Zvlhčovanie dodávaných plynov; Prevenia križovej kontaminácie medzi pacientmi a akýmkoľvek periférnym zariadením; Jednoduchý prístup na monitorovanie pacienta prostredníctvom prístupu k portu Luer.	Klinične koristi: Naslednje prednosti so povezane z aplikacijami naprav za filtriranje zraka: Dajanje filtriranih plinov pacientu; Filtracija izpušnih plinov od pacienta; Vlaženje dobavljenih plinov; Preprečevanje navzkrižne kontaminacije med bolniki in katero koli periferno opremo; Enostaven dostop za spremljanje pacientov prek dostopa do vrat Luer.