




Instructions For Use; Mode d'emploi; Gebrauchsanweisung; Istruzioni per l'uso; Instrucciones de uso; Gebruiksaanwijzing; Instruções de Utilização; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Käyttöohjeet; Instrukcja użytkowania; Инструкции за употреба; Upute za upotrebu; Návod k použití; Kasutusjuhend; Οδηγίες χρήσης; Használati útmutató; Teoracha Úsáide; Lietošanas instrukcija; Naudojimo instrukcijos; Istruzionijijet dwar l-Użu; Instručníj deti utilize; Návod na použitie; Navodila za uporabo.

REF Product Code; Code du produit; Artikelnummer; Codice prodotto; Código de producto; Productcode; Código de produto; Produktkod; Produktkode; Produktkode; Tuotekoodi; Kod produktu; Код на продукта; Šifra proizvoda; Kód výrobku; Toote kood; Κυδικός προϊόντος; Termékkód; Cód Táiρge; Izstrādājuma kods; Gaminio kodas; Kodići tal-prodott; Cod produs; Kód výrobu; Koda izdelka.	9080/100BNKXXXX Neo-natal HMEF with elbow
Customer Product Number; Numéro de produit client; Kundenproduktummer; Numero prodoto cliente; Número de producto del cliente; Klientproductnummer; Número do produto do cliente; Kundens produktummer; Kundens produktnummer; Kunde-produk-tnummer; Asiakaan tuotenumbero; Numer produktu klienta; Номер на продукт на клиента; Broj proizvoda kupca; Číslo produktu zákazníka; Kliendi tootenumber; Αριθμός προϊόντος πελάτη; Ügyfél termék száma; Uilmir Táiρge Custaiméara; Klienta produkta numurs; Kliento produkto numeris; Numru tal-Prodott tal-Klijent; Numárlul produsului client; Číslo produktu zákazníka; Številka izdelka stranke.	
Product description; Description du produit; Produktbeschreibung; Descrizione prodotto; Descripción de producto; Productsomschrijving; Descrição do produto; Produktbeskrivning; Produktbeskrivelse; Produkteen kuvaus; Opis produktu; Описание на продукта; Opis proizvoda; Popis výrobku; Tootekir-jeldus; Περιγραφή προϊόντος; Termék leírás; Tuaris ar Táiρge; Izstrādājuma apraksts; Gaminio aprašymas; Deskrizzjoni tal-prodott; Descrereea produsului; Popis výrobku; Opis izdelka. Neonataal HMEF met elleboog; HMEF néo-natal avec coude; Neonatal HMEF mit Winkelstück; Filtro neonatale HMEF con connettore a gomito; Neonatal HMEF med vinkelstykke; ΗΜΕΦ νεογώνων με γωνιώδες συνδετικό; HMEF neonatal com cotovelo; HMEF neonatal con codo; Vastasintynytyn ja kosteudenvaihdisuodatin, jossa kulmaliiitin; Neonatal HMEF med knärör; Neo-natal HMEF s kolenem; Neonaatlaale HMEF liigidiga; Újszülotű HMEF könyökkel; Jaundzimušo HMEF ar liektu cauruli; Neوناتалins HMEF su alkūne; Neo-natal HMEF bil-minkef; ΗΜΕΦ dla noworodków z kolankiem; Neوناتálny HMEF s kolennom; Neонатální HMEF s stranskim naslonom; Неонатален HMEF с колянo; ΗΜΕΦ le huillinn do naionáin nuabheirthe; HMEF neo-natal cu cot; Neonatální HMEF sa zglobom; Nyfødt HMEF med albue.	Inlet/Outlet connectors of the filter: 15mm Male/8.5mm Female ISO 5356 connectors and Ø4.3mm luer port. Approx. dimensions: 79.4mm height x Ø51mm. Weight: 9gm (approx.). Bidirectional Filter – Foam Patient Side. Inlet/Outlet connectors of elbow - BNK. Male 22mm/Female 15mm ISO 5356 - angled Male 15mm. Approx. dimensions: 53mm length x 43.5mm width. Weight: 8gm (approx.).
Patient population; Population de patients; Patientenpopulation; Popolazione di pazienti; Población de pacientes; Patiëntenpopulatie; População de doentes; Patientpopulation; Patientpopulation; Pasientpopulasjon; Potlasyrhmä; Populacja pacjentów; Популяция пациенти; Populacija pacijenata; Populace pacientů; Patsienti populatsioon; Πληθυσμός ασθενών; Belegpopuláció; Daonra na n-oíar; Pacientu populația; Pacienču populācija; Popolazzjoni ta' pazienti; Populația de pacienți; Paciento; Populacija bolnikov.	Neonatal; Néonatal; Neugeborene; Neonatale; Neonatal; Neonaatal; Neonatal; Neonatal; Neonatal; Neonatalna; Novorození; Vastsündinu; Νεογέννητος; Újszülotkori; Nua-naioch; Jaundzimušo; Naujamių; Neontali; Neona-tal; Neonaálnu; Novoorenčkov.
NON STERILE Product supplied non sterile; Produit livré non stérile; Das Produkt wird nicht steril geliefert; Prodoto non sterile; Producto suministrado sin esterilizar; Product niet-steriel aangeleverd; Produto fornecido não-estéril; Produkten levereras ej steril; Produkt leveret ikke-sterilt; Produkt leverit ikke-sterilt; Tuote toimittaan ei-steriliinä; Produkt dostarczany w stanie niejałowym; Προϊόντς σε dostava nesterilen; Proizvod isporučen nesterilan; Výrobek je dodáván v nesterilním stavu; Toode tarnitakse mittesterilisena; Το προϊόν παρέχεται μη στείρο; A termék nem sterilen szállítva; Soláthräitar an táiρge neamhtéiriúil; Izstrādājums piegādāts nesterils; Gaminys tiekiamas nesterilus; Prodott format mlux steril; Produs furnizat nesteril; Výrobok sa dodáva v nesterilnom stave; Izdelek je dobavljen nesteriliziran.	Yes; Oui; Ja; Si; Si; Ja; Sim; Ja; Ja; Jo; Tak; DA; Ano; Jah; Nai; Igen; Tá; Já; Taip; Iva; Da; Año; Da.
Internal Volume; Volume interne; Innenvolumen; Volumen interno; Volume interno; Intern volume; Volume interno; Innervolyrn; Internt volumen; Indre volum; Sisättilavuus; Objeťost wewnętrzna; Вътрешен обем; Unutarji volumen; Vnitřní svazek; Sisemine maht; Εσωτερικός όγκος; Belső kötet; Imleabhar Innheánach; Iekšējais tilpums; Vidinis tūris; Volum Intern; Volum intern; Vnútný objem; Notranja glasnost.	11ml
Resistance; Résistance; Widerstand; Resistenza; Resistencia; Weerstand; Resistência; Resistans; Modstand; Motstand; Vastus; Opór; Съпротива; Отpornost; Odpor; Vastupanu; Αντίσταση; Ellenállás; Friotaicht; Pretestība; Pasipriešinimas; Režistenza; Rezistentă; Odpor; Odmornost.	Max.63.8Pa @ 5L/min; Max.141.9Pa @ 10L/min; Max.231Pa @ 15L/min.
Temperature during storage; Température de stockage; Temperatur bei Lagerung; Temperatura durante l’immagazzinamento; Temperatura durante el almace-namiento; Temperatuur tijdens opslag; Temperatura em armazenagem; Temperatur under förvaring; Temperatur under opbevaring; Temperatur under oppbev-aring; Lämpötila varastoinnin aikana; Temperatura podczas składowania; Температура по време на съхранение; Temperatura tijekom skladištenja; Teplota během skladování; Temperatur ladustamise ajal; Θερμοκρασία κατά την αποθήκευση; Hörmérséklet tárolás közben; Teocht le inn na stóráia; Temperatura uzglabašanas laikā; Temperatura sandēlavimo metu; Temperatura waqt il-hażna; Temperatura în timpul depozitării; Teplota počas skladovania; Temperatura med skladiščanjem.	5 to 40 °C (41-104 °F)
Moisture Output @ 250ml Tidal Volume; Sortie d’humidité à un volume courant de 250 ml; Feuchtigkeitsabgabe bei 250 ml Tidalvolumen; Uscita umidità @ 250 ml volume corrente; Salida de humedad a 250 ml de volumen tidal; Vochtuitstoot @ 250 ml Tidal Volume; Saída de umidade @ 250ml Volume corrente; Fukut-gång @ 250 ml tidvattenvolym; Fugtugång @ 250 ml tidevandsvolumen; Fukutgång @ 250 ml tidevannsmengde; Kosteuslähti @ 250ml vuorovesi; Wydajność wilgoci przy 250 ml objętości oddechowej; Иэход на внара @ 250ml дихателнен обем; Излаз vlage @ 250 ml oseke za oseku; Vlhkost pri dechowém objemu 250 ml; Niiskuse väljud @ 250ml loodelate maht; Έκροση Υγρασίας @ 250ml Tidal Volume; Páratartalom @ 250ml árapályterfogát; Aschur Taise @ 250ml Toirt Taoide; Mitruma izēja @ 250ml plūdmainju daudzums; Drėgmės išėjimas @ 250ml potvnyio tūris; Umdità Output @ 250ml Volum tai-Marea; Umiditate de ieşire @ 250ml Volumul marelor; Vystup vilhkosti @ 250 ml dychového objemu; Izhod vlage pri dihālui prostornini 250 ml.	Min. 28.1mg/l
Moisture Loss @ 250ml Tidal Volume; Perte d’humidité @ Volume de marée de 250 ml; Feuchtigkeitsverlust bei 250 ml Tidalvolumen; Perdiita di umidità @ 250 ml volume corrente; Pérdida de humedad a 250 ml de volumen tidal; Vochtverlies @ 250 ml Tidal Volume; Perda de umidade @ 250ml Volume corrente; Fukt-förlost @ 250 ml tidvattenvolym; Fugt tab @ 250 ml tidevandsvolumen; Fukkstap @ 250 ml tidevannsmengde; Kosteoushäviö @ 250 ml vuorovesi; Utlrata wilgoci przy 250 ml objętości oddechowej; Ζαρύβα na anapa @ 250ml Дихателнен обем; Gubitak vlage @ 250 ml oseke za oseku; Ztráta vilhkosti při 250 ml dechowého objemu; Niiskusekaotus @ 250ml loodelate maht; Moisture Loss @ 250ml πάλυποιοκόξ όγκος; Nedvességvesztés @ 250ml árapály térfogat; Cailliteanas Taise @ 250ml Toirt Taoide; Mitruma zudums @ 250ml plūdmainju daudzums; Drėgmės praradimas @ 250ml potvnyio tūris; Telf ta' Umdità @ 250ml Volum tai-Marea; Pierdere de umiditate @ 250ml Volum mareic; Strata vilhkosti pri 250 ml dychového objemu; Izguba vlage pri 250 ml dhálnega volumna.	Max. 11.8mg/l
Filter Efficiency @ 30L/min; Efficacité du filtre à 30L / min; Filterleistung bei 30 l / min; Efficienzia del filtro @ 30L / min; Eficiència del filtre a 30 l / min; Filterefficiëntie @ 30L / min; Eficiência do filtro @ 30L / min; Filtringseffektivitet @ 30L / min; Filtringseffektivitet @ 30L / min; Filter Effektiviet @ 30L / min; Suodatimen tehokkuus @ 30L / min; Wydajność filtra @ 30 l / min; Эффективност на филтъра @ 30L / min; Ücinkovitost filtra @ 30L / min; Ücinkositost filtra @ 30L / min; Ünčnost filtru při 30 l / min; Filtri efektiivuus @ 30L / min; Ανοδοτικότητα φίλτρου @ 30L / min; Szűrőhatékonyság @ 30L / perc; Èifeachtlacht Scagaire @ 30L / nóim; Filtra efectivatàte @ 30L / min; Filro efektyumas @ 30L / min; Efficiența tal-filtrai @ 30L / min; Eficiența filtrului @ 30L / min; Ücinnost filtra @ 30L / min; Ücinkovitost filtra @ 30L / min.	Min. 90%
Bacterial Efficiency; Rétention bactérienne; Bakterienretention; Ritensione di batteri; Retención de bacterias; Batterieretentie; Retenção bacteriana; Bakteri-e-rention; Bakterie retention; Bakteriørensjon; Baκτηerien suodatus; Zatrymywanie bakterii; Эффективност на бактериите; Ücinkovitost bakterija; Bakteriáláni ücín-nošt; Baktèrite efektifivus; Βακτηριοκή απότολεσρατικότητα; Βακτηρίαλι hatékonyág; Èifeachtlàclat Baictéarach; Bàctèriju efeitivatàte; Baktèrijü efektivyumas; Efficiența Batterieali; Eficiență bacteriaâ; Βακτηρίalna ücinnost; Ücinkovitost bakteri.	Min. 99.99%
Viral Efficiency; Rétention virale; Virenretention; Ritensione di virus; Retención de virus; Virusretentlie; Retenção de vírus; Virusretention; Virusretention; Viruse-retension; Virusten suodatus; Затрымыванне вірусоў; Вірусна ефективність; Virusna účinkovitost; Virová účinnost; Viiruslik efektiivsus; Ικη απότολεσρατικότητα; Virushatékonyság; Èifeachtlàchl Vireasach; Virusu efeitivatàte; Virusinis efektyumas; Efficiența Viralî; Eficieñtà viralã; Virusová účinnost; Virusna učinkovitost.	Min. 99.99%
Tidal Volume range; Plage de volume de cycle recommandée; empfohl Hubvolumen-Bereich; Intervallo del volume corrente; Rango de volumen tidal recomenda-do; Aanbevolen slag-volumebereik; Gama do volume corrente recomendada; Rekomenderat andetagsvolsymsintervall; Anbefalet inspirationsvolumenområde; Anbefalt statvolummåde; Suositeltu iskutilvuussalue; Запасан zakres objętości cyklu; Диапазон на приливния обем; Raspon pímnoq volumenta; Rozsah dechowého objemu; Loodelate mah vahemi; Εύρος πάλυποιοκού όγκου; Árapály térfogat tartomány; Raon toirt taoide; Plūdmainju aproma diapazons; Potvnių tių dia-pazons; Firxa tal-Volum tal-Mareia; Gama volumlui marelor; Rozsah prilívového a odlívového objemu; Obseg dihálne prostornine.	90-1500ml
Gas leakage; Fuite de gaz; Gasleakage; Perdita di gas; Pérdida de gas; Gaslekkage; Fuga de gases; Gaslåckage; Gaslekkage; Gaslekkasje; Kaasun vuoto; Upływ gazu; Изтичане на газ; Propustanje plina; Unik plynu; Gaasi leak; Διαρροή αερίου; Gázszivárgás; Sceitheadh gaís; Gàzes noplùde; Duīj nuotēķis; Tīnioxija tal-gass; Scurgereea gazului; Unik plynu; Uhajenje plasa.	Max.0.0ml/min @ 7kPa
Housing; Botlier; Gehäuse; Alloggiamento; Carcasa; Behuizing; Estrutura; Cabinet; Hus; Hus; Pidike; Obudowa; Kopny; Kučiste; Kryt; Ümbris; Περιβλημα; Burkolat; Títhocht; Májokli; Bústa; Djar; Carcasă; Kryt; Ohšje.	SBC + Evoprene G969 + PP
Filter Media; Matière du filtre; Filter-Medium; Materiale del filtro; Filter; Filter medium; Material do filtro; Filtermaterial; Filtermateriale; Filtermedium; Suodattimen väliaine; Medium filtrujące; Филтрираща среда; Filtrarski medij; Filtrčni prosředil; Filter; Μέσα διήθησης; Szűrőközeg; Meán Scagaire; Filtrèt multividi; Filtruoti laikmena; Ifiltra l-Midja; Medii de filtrare; Filtračné médium; Filtrimi medji.	Electrostatic Blended Synthetic Fiber
HME Media; Matière HME; HME-Medium; HME; HME; HME medium; Material do HME; HME-material; HME-materiale; HME-medium; HME: n väliaine; Medium HME; HME n väliaine; Medium HME; HME media; HME mediji; HME média; HME meedia; Μέσα HME; HME média; Meán HME; HME mediji; HME žiniasklaide; Media HME: Mass-media HME: HME média; Mediji HME.	PU



 GVS Filter Technology UK Ltd.
Caton Road
Lancaster,
LA1 3PE
United Kingdom

 Tel: +44 (0) 1524 847600
 Email: gvsuk@gvs.com



Instructions For Use; Mode d'emploi; Gebrauchsanweisung; Istruzioni per l'uso; Instrucciones de uso; Gebruiksaanwijzing; Instruções de Utilização; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Käyttöohjeet; Instrukcja użytkowania; Инструкция за ynompeба; Upute za upotrebu; Návod k použití; Kasutusjuhend; Οδηγίες χρήσης; Használati útmutató; Treoracha Úsáide; Lietošanas instrukcija; Naudojimo instrukcijos; Istruzzjonijiet dwar l-Użu; Instrucțiuni de utilizare; Návod na použitie; Navodila za uporabo.

Clinical benefits: The following benefits are associated with Air Filtration Devices applications: Administration of filtered gases to the patient; Filtration of exhausted gases from the patient; Humidification of delivered gases; Prevention of cross contamination between the patients and any peripheral equipment; Easy access to monitor the patient through Luer port access.	Bénéfices cliniques: Les avantages suivants sont associés aux applications des dispositifs de filtration d'air: Administration de gaz filtrés au patient; Filtration des gaz rejetés par le patient; Humidification des gaz délivrés; Prévention de la contamination croisée entre les patients et tout équipement périphérique; Accès facile pour surveiller le patient grâce à l'accès au port Luer.	Benefici clinici: I seguenti dispositivi sono associati all'uso dei dispositivi di filtraggio: Somministrazione di gas filtrati al paziente; Filtrazione dei gas esausti dal paziente; Umidificazione dei gas erogati; Prevenzione della contaminazione incrociata tra i pazienti e qualsiasi apparecchiatura periferica; Semplice accesso al monitoraggio del paziente attraverso il portale Luer.	Beneficios clínicos: Los siguientes beneficios están asociados con las aplicaciones de dispositivos de filtración de aire: Administración de gases filtrados al paciente; Filtración de gases exhaustos del paciente; Humidificación de los gases entregados; Prevención de contaminación cruzada entre pacientes y cualquier equipo periférico; Fácil acceso para monitorización de pacientes a través del acceso al puerto Luer.	Benefícios clínicos: Os seguintes benefícios estão associados às aplicações de dispositivos de filtragem de ar: Administração de gases filtrados ao paciente; Filtragem dos gases exauridos do paciente; Umidificação dos gases entregues; Prevenção de contaminação cruzada entre pacientes e quaisquer equipamentos periféricos; Fácil acesso para monitoramento do paciente através da porta Luer.
Klinische Vorteile: Die folgenden Vorteile sind mit den Anwendungen von Luftfiltergeräten verbunden: Verabreichung gefilterter Gase an den Patienten; Filterung der Abgase des Patienten; Befeuchtung der zugeführten Gase; Verhinderung einer Kreuzkontamination zwischen Patienten und Peripheriegeräten; Einfacher Zugang zur Patientenüberwachung durch Luer-Port-Zugang.	Klinische voordelen: De volgende voordelen zijn verbonden aan toepassingen van luchtfiltertratieapparaten: Toediening van gefilterde gassen aan de patiënt; Filtratie van uitlaatgassen van de patiënt; Bevochtiging van de geleverde gassen; Preventie van kruisbesmetting tussen patiënten en eventuele randapparatuur; Gemakkelijke toegang voor patiëntbewaking via Luer-poorttoegang.	Kliniska fördelar: Följande fördelar är förknippade med applikationer för luftfilteringsanordningar: Administrering av filtrerade gaser till patienten; Filtrering av avgaser från patienten; Befuktning av de levererade gaserna; Förebyggande av korskontaminering mellan patienter och all kringutrustning; Enkel åtkomst för patientövervakning via Luer-port.	Kliniske fordele: Følgende fordele er forbundet med luftfilteringsenheder: Administration af filtrerede gasser til patienten; Filtrering af udtømte gasser fra patienten; Befugtning af de leverede gasser; Forebyggelse af krydskontaminering mellem patienter og eventuelt perifert udstyr; Nem adgang til patientovervågning via Luer-portadgang.	Kliniske fordeler: Følgende fordeler er knyttet til applikasjoner for luftfiltrering: Administrering av filtrerte gasser til pasienten; Filtrering av utmattede gasser fra pasienten; Fukting av de leverte gassene; Forebygging av krysskontaminering mellom pasienter og eventuelt perifert utstyr; Enkel tilgang for pasientovervåking gjennom Luer-porttilgang.
Kliiniset edut: Seuraavat edut liittyvät ilmansuodatuslaitteiden sovelluksiin: Suodatettujen kaasujen antaminen potilaalle; Potilaasta poistuneiden kaasujen suodatus; Toimitettujen kaasujen kostutus; Potilaiden ja oheislaitteiden välisen ristikontaminaation estäminen; Helppo pääsy potilaan seurantaan Luer-portin kautta.	Korzyści kliniczne: Z zastosowaniami urządzeń do filtracji powietrza wiązą się następujące korzyści: Podawanie pacjentowi przefiltrowanych gazów; Filtracja gazów wydychanych przez pacjenta; Nawilżanie dostarczanych gazów; Zapobieganie zanieczyszczeniu krzyżowemu pacjentów i wszelkich urządzeń peryferyjnych; Łatwy dostęp do monitorowania pacjenta poprzez dostęp do portu Luer.	Клинични ползи: Следните предимства са свързани с приложенията на устройството за филтриране на въздух: Прилагане на филтрирани газове на пациента; Филтриране на изгорелите газове от пациента; Овлажняване на подаваните газове; Предотвратяване на кръстосано заразяване между пациенти и всяко периферно оборудване; Лесен достъп за наблюдение на пациенти чрез достъп до Luer порт.	Kliničke prednosti: Sljedeće prednosti povezane su s primjenama uređaja za filtriranje zraka: Davanje filtriranih plinova pacijentu; Filtracija ispušnih plinova od pacijenta; Ovlaživanje isporučenih plinova; Sprječavanje unakrsne kontaminacije između pacijenata i bilo koje periferne opreme; Jednostavan pristup za praćenje pacijenata kroz pristup Luer priključku.	Klinické výhody: S aplikacemi zařízení pro filtraci vzduchu jsou spojeny následující výhody: Podání filtrovaných plynů pacientovi; Filtrace výfukových plynů od pacienta; Zvlhčování přiváděných plynů; Prevence křížové kontaminace mezi pacienty a jakýmkoli periférním zařízením; Snadný přístup pro monitorování pacienta prostřednictvím přístupu k portu Luer.
Kliinilised eelised: Õhufiltreerimiseadmete rakendustega on seotud järgmised eelised: Filtreeritud gaaside manustamine patsiendile; Patsiendi heitgaaside filtreerimine; tarnitud gaaside niisutamine; Patsientide ja välisseadmete vahelise ristsaastumise vältimine; Lihtne juurdepääs patsiendi jälgimisele Lueri pordi kaudu.	Κλινικά οφέλη: Τα ακόλουθα οφέλη σχετίζονται με τις εφαρμογές της συσκευής φιλτραρίσματος αέρα: Χορήγηση φιλτραρισμένων αερίων στον ασθενή. Διήθηση των καυσαερίων από τον ασθενή. ύγρανση των παραδιδόμενων αερίων. Πρόληψη της διασταυρούμενης μόλυνσης μεταξύ ασθενών και οποιοδήποτε περιφερειακού εξοπλισμού. Εύκολη πρόσβαση για παρακολούθηση ασθενών μέσω της πρόσβασης στη θύρα Luer.	Klinikai előnyök: A következő előnyökkel jár a levegőszűrő berendezések alkalmazásai: Szűrt gázok beadása a betegnek; A kimerült gázok kiszűrése a páciensből; A szállított gázok párástítása; A betegnek és a perifériás berendezések közötti keresztszennyeződés megelőzése; Könnyű hozzáférés a páciens megfigyeléséhez a Luer porton keresztül.	Sochair chliniciúla: Baineann na buntáistí seo a leanas le feidhmchláir feiste scagacháin aeir: Gáis scagtha a thabhairt don othar; Scagadh gáis idithe ón othar; Humidification na ngás seachadta; Cosc ar thras-éilliú idir othair agus aon trealamh forimeallach; Rochtain éasca le haghaidh monatóireachta othar trí rochtain calafoirt Luer.	Klīniskās priekšrocības: Ar gaisa filtrēšanas ierīču lietojumiem ir saistītas šādas priekšrocības: Filtrētu gāzu ievadīšana pacientam; Izplūdušo gāzu filtrēšana no pacienta; Piegādāto gāzu mitrināšana; Pacientu un iebkuras perifērijas aprikojuma savstarpējas inficēšanās novēršana; Viegla piekļuve pacientu uzraudzībai, izmantojot Luer porta piekļuvi.
Klinikinė nauda: Šie privalumai yra susiję su oro filtravimo įrenginių programomis: Filtruotų dujų skyrimas pacientui; Iš paciento išmetamų dujų filtravimas; Tiekiamų dujų drėkinimas; Kryžminio pacientų ir bet kokios periferinės įrangos užteršimo prevencija; Lengva prieiga prie paciento stebėjimo per Luer prievadą.	Beneficii klinici: Il-benefiċċji li ġejjin huma assoċjati mal-applikazzjonijiet tal-apparat tal-filtrazzjoni tal-arja: Amministrazzjoni ta' gassijiet iffiltrati lill-pazjent; Filtrazzjoni ta' gassijiet eżawriti mill-pazjent; Umidifikazzjoni tal-gassijiet mogħtija; Umidifikazzjoni tal-gassijiet mogħtija; Aċċess faċli għall-monitoraġġ tal-pazjent permezz ta' aċċess għall-port Luer.	Beneficii clinice: Următoarele beneficii sunt asociate cu aplicațiile dispozitivelor de filtrare a aerului: Administrarea de gaze filtrate la pacient; Filtrarea gazelor evacuate de la pacient; Umidificarea gazelor livrate; Prevenirea contaminării încrucișate între pacienți și orice echipament periferic; Acces ușor pentru monitorizarea pacientului prin accesul la portul Luer.	Klinické výhody: Následující výhody sú spojené s aplikáciami zariadení na filtráciu vzduchu: Podávanie filtrovaných plynov pacientovi; Filtrácia vyčerpaných plynov od pacienta; Zvlhčovanie dodávaných plynov; Prevenia križovej kontaminácie medzi pacientmi a akýmkoľvek periférnym zariadením; Jednoduchý prístup na monitorovanie pacienta prostredníctvom prístupu k portu Luer.	Klinične koristi: Naslednje prednosti so povezane z aplikacijami naprav za filtriranje zraka: Dajanje filtriranih plinov pacientu; Filtracija izpušnih plinov od pacienta; Vlaženje dobavljenih plinov; Preprečevanje navzkrižne kontaminacije med bolniki in katero koli periferno opremo; Enostaven dostop za spremljanje pacientov prek dostopa do vrat Luer.