



 GVS Filter Technology UK Ltd.
Caton Road
Lancaster,
LA1 3PE
United Kingdom

 Tel: +44 (0) 1524 847600
 Email: gvsuk@gvs.com



GVS S.p.A. - www.gvs.com
Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa, Italy




Instructions For Use; Mode d'emploi; Gebrauchsanweisung; Istruzioni per l'uso; Instrucciones de uso; Gebruiksaanwijzing; Instruções de Utilização; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Käyttöohjeet; Instrukcja użytkowania; Инструкции за употреба; Upute za upotrebu; Návod k použití; Kasutusjuhend; Οδηγίες χρήσης; Használati útmutató; Teoracha Úsáide; Lietošanas instrukcija; Naudojimo instrukcijos; Istruzioni d'uso; Instrucțiuni de utilizare; Návod na použitie; Navodila za uporabo.

REF Product Code; Code du produit; Artikelnummer; Codice prodotto; Código de producto; Productcode; Código de produto; Produktkod; Produktkode; Produktkode; Tuotekoodi; Kod produktu; Код на продукта; Šifra proizvoda; Kód výrobku; Toote kood; Кодифікатор; Термеккод; Cód Táiige; Izstrādājuma kods; Gaminio kods; Kodici tal-prodott; Cod produs; Kód výrobku; Koda izdelka.		4333/710XXXX MAXI Angled HMEF	
Customer Product Number; Numéro de produit client; Kundenproduktnummer; Numero prodotto cliente; Número de producto del cliente; Klientproductnummer; Número do produto do cliente; Kundens produktnummer; Kundens produktnummer; Kundeproduktnummer; Asiakkaan tuotenumero; Numer produktu Klienta; Номер на продукт на клиента; Broj proizvoda kupca; Císlu produktu zákazníka; Klienti tootenumber; Αριθμός προϊόντος πελάτη; Ügyfél termék száma; Üimhir Táiige Custaiméara; Klienta produkta numurs; Kliento produkto numeris; Numur tal-Prodott tal-Klijent; Numáru! produsului client; Císlu produktu zákaznika; Številka izdelka stranke.			
Product description; Description du produit; Produktbeschreibung; Descrizione prodotto; Descripción de producto; Productomschrijving; Descrição do produto; Produktbeskrivning; Produktbeskrivelse; Tuotteen kuvaus; Opis produktu; Описание на продукта; Opis proizvoda; Popis výrobku; Toote kirjeldus; Περιγραφή προϊόντος; Termékleírás; Tuairisc ar Táiige; Izstrādājuma apraksts; Gaminio aprašymas; Deskripcija tal-prodott; Descrierea produsului; Popis výrobku; Opis izdelka. MAXI HMEF Gehoeft; MAXI HMEF à angle; MAXI abgewinkelt HMEF; Filtro MAXI HMEF angolato; MAXI, vinklet HMEF; MAXI Γωνιακό HMEF; MAXI HMEF angular; MAXI HMEF acodado; Kulmallinen MAXI-lämmön- ja kosteudenvaihinsuodatin; MAXI vinklad HMEF; MAXI zahnutý HMEF; MAXI nurgeline HMEF; MAXI hajlitott HMEF; MAXI lenkyveida HMEF; MAXI kampinis HMEF; MAXI HMEF Angolat; MAXI skošny HMEF; MAXI HMEF zahnutý; MAXI kotni HMEF; Извгт MAXI HMEF; HMEF MAXI Uillineach; MAXI inclinat HMEF; MAXI kutni HMEF; MAXI Vinklet HMEF.		Inlet/Outlet Connectors: 22mm Male/15mm Female & angled 22mm Female/15mm Male ISO 5356 connectors and Ø4.3mm luer port. Approx. dimensions: Ø68.5mm x 87.5mm height. Weight: 31gm (approx.). Bidirectional Filter – Foam Patient Side.	
Patient population; Population de patients; Patientenpopulation; Popolazione di pazienti; Población de pacientes; Patiëntenpopulatie; População de doentes; Patientpopulation; Patientpopulation; Pasienpopulation; Potlasiyahma; Populacja pacjentów; Популяция пациентов; Populacia pacien!ta; Populace pacientů; Patsienti populatsioon; Πληθυσμός ασθενών; Betegpopuláció; Daorra na n-othar; Pacientu popula!ia; Pacientų populacija; Popolazzjoni ta' pazienti; Populatia de pacien!i; Pacientov; Populacija bolnikov.		Adult; Adulte; Erwachsene; Adulto; Adulto; Volwassen; Adulto; Vuxen; Voksen; Vok-sen; Aikuisen; Dorosly; Възрастен; Odrasla osoba; Dospělý; Täiskasvanu; Ενήλικος; Felnőtt; Duine Fásta; Pieaugušie; Suauges; Adulti; Adult; Dospelý; Odrasla oseba.	
 Product supplied sterile within a single sterile barrier system; Продуктът се доставя стерилен в една стерилна бариерна система; A termékét sterilen szállítjuk, egyetlen steril gátfélszerben; Produkt je dodáván sterilní v rámci jediného sterilního bariérového systému; Toode tarnitakse sterilise!t ühes steri!ses barjäärisüsteemis; To προϊόν παρέχεται αποστειρωμένο σε ένα μόνο αποστειρωμένο σύστημα φραγμού; Proizvod se isporučuje sterilan unutar jednog sustava sterilne barijere; Táiige a shó!áthra!tear steiriúil leaighigh de chóras bacáim steiriúil anháin; Produkt tiek piegādāts sterils vienā steri! barjeras sistēmā; Produk!as tiek!amas sterilus vienoje steri!loje barjerinėje sistemoje; Product format sterili f sistema ta barierra sterili wahda; Produsul este furnizat steril într-un singur sistem de barieră steril; Produkt dodávany sterilní v rámci jediného sterilního bariérového systému; Izdelek je dobavljen sterilni znotraj enega samega sterilnega prigradnega sistema; Produkt foum! stérile dans un seul système de barrière stérile; Das Produkt wird innerhalb eines einziigen Sterilbarrieresystems sterili geliefert; Prodotto fornito sterile all'interno di un unico sistema di barriera sterile; Producto suministrado estéril dentro de un único sistema de barrera estéril; Product word!t steriel geleverd binnen één steriel barriersysteem; Produkto fornecido estéril dentro de um único sistema de barreira estéril; Produkten leveras steril i ett enda sterilt barriersystem; Produktet leveras sterilt i et enkelt sterilt barriersystem; Produktet leveras sterilt i et enkelt sterilt barriersystem; Tuote toimittaan steriilinä yhdessä steriilissä suojajärjestelmässä; Produkt dostarczany w stanie sterylnym w ramach jednego systemu bariery sterylnej; Sterilization: Ethylene oxide; Stérilisation : Oxyde d'éthylène; Sterilisation: Etylenoxid; Sterilizzazione: Ossido di etilene; Esterilización: Óxido de etileno; Sterilisa!te: Etyleenoksidi; Esteriliza!o: Óxido de etileno; Sterilisering: Etylenoxid; Sterilising: Etylenoksid; Sterilointi: etylenoksid; Sterylizacja: Tlenek etylenu; Стерилиза!ция: Етиленов оксид; Sterilizacija: Etilen-oksidi; Sterilizace: ethylenoxid; Steriliseerimine: etüleenoksiid; Αποστείρωση: Αιθυλοξείδιο; Sterilizálás módja: Etilén-oxid; Steriilü: Oksa!d etü!e!ne; Sterilizácia: Etilénoks!d; Sterilizacja: Etileno oksida; Sterilizazzjoni: Ethylene oxide; Sterilizare: Oxid de etilénä; Sterilizácia: etylén oxid; Sterilizacja: etilen oksid.; (Max 49.9°C).		Only; Seulement; Nur; Solo; Solamente; Enkel en alleen; Só; Endast; Kun; Bare; Vain; Ty!ko; Camo; Samo; Pouze; Ainut; Móvo; Kizárólag; Amháin; Tikai; Tik; Biss; Numai; Iba; Samo; 4333/710BSSA.	
 Product supplied non sterile; Produit livré non stérile; Das Produkt wird nicht steril geliefert; Prodotto non sterile; Producto suministrado sin esterilizar; Product niet-steriel aangeleverd; Produkto fornecido não-estéril; Produkten leveras ej steril; Produkt leveret ikke-sterilt; Produkt leveret ikke-sterilt; Tuote toimittaan ei-steriilinä; Produkt dostarczany w stanie nieja!owym; Продуктът се доставя нестерилен; Proizvod isporu!en nesteriln; Výrobek je dodáván v nesterilním stavu; Toode tarnitakse mittesteriilsena; To προϊόν παρέχεται μη αποστειρωμένο; A termék nem sterilen szállítva; Shó!áthra!tear an táiige neamhsteriúil; Izstrādājums piegādāts nesterils; Gaminys tiek!amas nesterilus; Product format mlux sterili; Produs furnizat nesteril; Výrobok sa dodáva v nesterilnom stave; Izdelek je dobavljen nesterilnizan.		Yes; Oui; Ja; Si; Si; Ja; Sim; Ja; Ja; Ja; Joo; Tak; D!A; Da; Ano; Jah; Nai; Igen; T!; J!; Taip; Iva; Da; !no; Da.	
Internal Volume; Volume interne; Innenvolumen; Volumen interno; Volume interno; Intern volume; Volume interno; Innenvolym; Internt volumen; Indre volum; Sis!älavus; Objetoš! wewn!rzna; Вътрешен обем; Unutarnji volumen; Vnitřní svazek; Sisemine maht; Εσωτερικός όγκος; Belső kótel; Imleabhar Innheánach; Iekš!ejais tilpums; Vidinis tūris; Volum Intern; Volum intern; Vnútorný objem; Notranja glasnost.		65ml	
Resistance; Résistance; Widerstand; Resistenza; Resistencia; Weerstand; Resistência; Resistans; Modstand; Motstand; Vastus; Opór; Συμροτιβα; Otpornost; Odpor; Vastupanu; Αντίσταση; Ellen!álás; Fritalocht; Pretestība; Pasipriešinimas; Resistenza; Resistenz!; Odpor; Odpornost.		Max 127.6Pa @ 30L/min; Max 294.8Pa @ 60L/min; Max 508.2Pa @ 90L/min.	
Temperature during storage; Température de stockage; Temperatur bei Lagerung; Temperatura durante l'immagazzinamento; Temperatura durante el almacenamiento; Temperatuur tijdens opslag; Temperatura em armazenamento; Temperatur under förvaring; Temperatur under opbevaring; Temperatur under opbevaring; Lämpötila varastoinnin aikana; Temperatura podczas sk!adowania; Temperatura po vreme na s!hranenie; Temperatura tijekom skladištenja; Toplota b!hem skladování; Temperaturi ladustamise ajal; Θερμοκρασία κατά την αποθήκευση; Hőmérséklet tárolás közben; Teocht le linn na stórála; Temperatura uzgl!b!šanas laik!; Temperatura sanel!avimo metu; Temperatura waqt il-hazna; Temperatura în timpul depozit!rii; Toplota počas sk!adowania; Temperatura med skladištenjem.		5 to 40 °C (41-104 °F)	
Moisture Output @ 500ml Tidal Volume: Sortie d'humidité à un volume courant de 500 ml; Feuchtigkeitsabgabe bei 500 ml Tidalvolumen; Uscita umidità @ 500 ml volume corrente; Salida de humedad a 500 ml de volumen tidal; Vochtuitstoot @ 500 ml Tidal Volume; Saída de umidade @ 500ml Volume corrente; Fuktutgång @ 500 ml tidvattenvolym; Fugtutgang @ 500 ml tidevandsvolumen; Fukutgang @ 500 ml tidevannsmengde; Kosteus!ähö @ 500ml vuorovesi; Wydajność wilgoci przy 500 ml objętości oddechowej; Исход на анара @ 500ml дихателен обем; Izlaz vlage @ 500 ml oseke za oseku; Vlhkost při dechovém objemu 500 ml; Niiskuse väljund @ 500ml loode!e maht; Έντροση Υποδοχής @ 500ml Tidal Volume; P!aratartalom @ 500ml !rap!lytérfogat; !schur Taise @ 500ml Toirt Taido; Mitruma izaja @ 500ml plódm!aiju daudzums; Dr!gm!s !s!ejimas @ 500ml potvnyio tūris; Umdit! Output @ 500ml Volum tal-Marea; Umiditate de ie!ire @ 500ml Volumul marelor; Wystup vlhkosti @ 500 ml dychového objemu; Izход vlage pri dihalni prostornini 500 ml.		Min. 34.3mg/l	
Moisture Loss @ 500ml Tidal Volume; Perte d'humidité @ Volume de marée de 500 ml; Feuchtigkeitsverlust bei 500 ml Tidalvolumen; Perda de umidit! @ 500 ml volume corrente; Pérdida de humedad a 500 ml de volumen tidal; Vochtverlies @ 500 ml Tidal Volume; Perda de umidade @ 500ml Volume corrente; Fuktforlust @ 500 ml tidvattenvolym; Fugt tab @ 500 ml tidevandsvolumen; Fuktstap @ 500 ml tidevannsmengde; Kosteus!ähö @ 500 ml vuorovesi; Utrata wilgoci przy 500 ml objętości oddechowej; Zaryba na anara @ 500ml дихателен обем; Gubitak vlage @ 500 ml oseke za oseku; Zr!ata vlhkosti při 500 ml dechového objemu; Niiskuse kaotus @ 500ml loode!e maht; Moisture Loss @ 500ml m!l!p!rookós όγκος; Nedvess!gveszt!s @ 500ml !rap!lytérfogat; C!l!teanas Taise @ 500ml Toirt Taido; Mitruma zudums @ 500ml plódm!aiju daudzums; Dr!gm!s paradimas @ 500ml potvnyio tūris; Telf ta Umdit! @ 500ml Volum tal-Marea; P!erdere de umiditate @ 500ml Volum mareic; Strata vlhkosti při 500 ml dychového objemu; Izbuga vlage pri 500 ml dihalnega voluma.		Max. 8.2mg/l	
Filter Efficiency @ 30L/min; Efficacité du filtre à 30L / min; Filterleistung bei 30 l / min; Eficiencia del filtro @ 30L / min; Eficiencia del filtro a 30 l / min; Filtereffici!nte @ 30L / min; Efici!ncia do filtro @ 30L / min; Filtreringseffektivitet @ 30L / min; Filtreringseffektivitet @ 30L / min; Filter Effektivitet @ 30L / min; Suodattimen tehokkuus @ 30L / min; Wydajność filtra @ 30 l / min; Эффектност на филтър! @ 30L / min; U!inkovlost filtra @ 30L / min; U!innost filtru při 30 l / min; Filtri efektiivsus @ 30L / min; Αποδοτικότητα φίλτρου @ 30L / min; Szűr!hatékony!ág @ 30L / per; Eifeachtacht Scagaire @ 30L / min; Filtra efeitivitate @ 30L / min; Filtra efektyvumas @ 30L / min; Effic!en!a tal-filtra @ 30L / min; Efici!nta filtrului @ 30L / min; U!innost filtra @ 30L / min; U!inkovlost filtra @ 30L / min.		Min. 98.5%	
Bacterial Efficiency; Rétention bactérienne; Bakterienretention; Ritenzione di batteri; Retención de bacterias; Bacterieretentie; Reten!o! bacteriana; Bakterieretention; Bakterieretention; Bakterieretensjon; Bakterien suodatus; Zatrzymanie su!ow!us; Zatrzymywanie bakterii; Эффектност на бактериите; U!inkovlost bakterija; Bakteri!ln! !nnost; Bakterite efektiivsus; Βακτηριολ! απορρο!κτικότητα; Bakteri!lis hatékony!ág; Eifeacht!l!acht Baic!tearach; Bakteri!ju efeitivitate; Bakteri!ju efektyvumas; Effic!en!a Batterjali; Efic!nt!á bacterian!á; Bakteri!alna u!innost; U!inkovlost bakterij.		Min.99.999%	
Viral Efficiency; Rétention virale; Virenretention; Ritenzione di virus; Retención de virus; Virusretentie; Reten!o! de vírus; Virusretention; Virusretention; Virusretensjon; Virusten suodatus; Zatrzymanie wirusów; В!русна эффектност; Virusna u!inkovlost; Virová u!innost; Virusi!k efektiivsus; Ι!xή! απορρο!κτικότητα; Virushatékony!ág; Eifeacht!l!acht Vireasach; Virusu efeitivitate; Virusinis efektyvumas; Effic!en!a Virali; Efic!nt!á viral!; Virusová u!innost; Virusna u!inkovlost.		Min.99.999%	
Tidal Volume range; Plage de volume de cycle recommande; empfohl Hubvolumen-Bereich; Intervallo del volume corrente; Rango de volumen tidal recomendado; Aanbevolen slag-volumebereik; Gama do volume corrente recomendado; Rekommanderat andatagsvolymintervall; Anbefalt inspirationsvolumenområde; Anbefalt st!tvolumenområde; Suositeltu iskutilavu!salue; Zalecany zakres objętości cyklu; Diapazon na priimljiva obem; Raspon plimnog volumena; Rozsah dechového objemu; Loode!e mahu vahemik; Εύρος m!l!p!rookós όγκου; !rap!lytérfogat tartomány; Raon toirt taido; Plódm!aiju !poma diapazons; Potvnyiu tūrio diapazons; Firxa tal-Volum tal-Marea; Gama volumului marelor; Rozsah prilivového a odlivového objemu; Obseg dihalne prostornine.		200-1500ml	
Gas leakage; Fuite de gaz; Gasleakage; Perdita di gas; Pérdida de gas; Gaslekkage; Fuga de gases; Gasl!ckage; Gasl!ekage; Gaslekkasje; Kaasun vuoto; Uplyv gazu; Измчание на газ; Propustanje plina; Únik plynu; Gaasi leke; Διπορρο! α!ριου; G!szsz!rg!s; Sc!elthead g!is; G!zes nopl!de; Du!uj nuot!kis; Tr!noxia tal-gass; Scorgerea gazului; Únik plynu; Uhajanje plina.		Max.0.0ml/min @ 7kPa	
Housing; Bo!tier; Geh!use; Alloggiamento; Carcasa; Behuizing; E!strutura; Kabinet; Hus; Hus; Pidike; Obudova; Kopync; Ku!b!ste; Kryt; !mbris; Περι!λ!ρη; Burkolat; T!thocht; M!j!k!ji; B!stas; Djar; Carcas!; Kryt; Oh!kje.		PP	
Filter Media; Mati!re du filtre; Filter-Medium; Materiale del filtro; Filtro; Filter medium; Material do filtro; Filtermaterial; Filtermateriale; Filtermedium; Suodattimen v!laine; Medium filtrujace; Филтрираща среда; Filtrski medij; Filtra!n! prosifed; Filter; M!zoa s!r!n!hous; Szűr!k!z!eg; Me!n Scagaire; Filtr!rt multividi; Filtruoti lakmena; !filtra l-Midja; Medi de filtrare; Filtra!né m!di!um; Filtrmi medij.		Electrostatic Blended Synthetic Fiber	
HME Media; Mati!re HME; HME-Medium; HME; HME; HME medium; Material do HME; HME-material; HME-materiale; HME-medium; HME: n v!laine; Medium HME; HME n v!laine; Medium HME; HME medij; HME m!dia; HME meedia; M!zoa HME; HME m!dia; Me!n HME; HME medij; HME znias!k!ada; Midja HME; Mass-media HME; HME m!dia; Medij HME.		PU	



 GVS Filter Technology UK Ltd.
Caton Road
Lancaster,
LA1 3PE
United Kingdom
 Tel: +44 (0) 1524 847600
 Email: gvsuk@gvs.com



Instructions For Use; Mode d'emploi; Gebrauchsanweisung; Istruzioni per l'uso; Instrucciones de uso; Gebruiksaanwijzing; Instruções de Utilização; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Käyttöohjeet; Instrukcja użytkowania; Инструкцию за ynompeба; Upute za upotrebu; Návod k použití; Kasutusjuhend; Οδηγίες χρήσης; Használati útmutató; Treoracha Úsáide; Lietošanas instrukcija; Naudojimo instrukcijos; Istruzzjonijiet dwar l-Użu; Instrucțiuni de utilizare; Návod na použitie; Navodila za uporabo.

Clinical benefits: The following benefits are associated with Air Filtration Devices applications: Administration of filtered gases to the patient; Filtration of exhausted gases from the patient; Humidification of delivered gases; Prevention of cross contamination between the patients and any peripheral equipment; Easy access to monitor the patient through Luer port access.	Bénéfices cliniques: Les avantages suivants sont associés aux applications des dispositifs de filtration d'air: Administration de gaz filtrés au patient; Filtration des gaz rejetés par le patient; Humidification des gaz délivrés; Prévention de la contamination croisée entre les patients et tout équipement périphérique; Accès facile pour surveiller le patient grâce à l'accès au port Luer.	Benefici clinici: I seguenti dispositivi sono associati all'uso dei dispositivi di filtraggio: Somministrazione di gas filtrati al paziente; Filtrazione dei gas esausti dal paziente; Umidificazione dei gas erogati; Prevenzione della contaminazione incrociata tra i pazienti e qualsiasi apparecchiatura periferica; Semplice accesso al monitoraggio del paziente attraverso il portale Luer.	Beneficios clínicos: Los siguientes beneficios están asociados con las aplicaciones de dispositivos de filtración de aire: Administración de gases filtrados al paciente; Filtración de gases exhaustos del paciente; Humidificación de los gases entregados; Prevención de contaminación cruzada entre pacientes y cualquier equipo periférico; Fácil acceso para monitorización de pacientes a través del acceso al puerto Luer.	Benefícios clínicos: Os seguintes benefícios estão associados às aplicações de dispositivos de filtragem de ar: Administração de gases filtrados ao paciente; Filtragem dos gases exauridos do paciente; Umidificação dos gases entregues; Prevenção de contaminação cruzada entre pacientes e quaisquer equipamentos periféricos; Fácil acesso para monitoramento do paciente através da porta Luer.
Klinische Vorteile: Die folgenden Vorteile sind mit den Anwendungen von Luftfiltergeräten verbunden: Verabreichung gefilterter Gase an den Patienten; Filterung der Abgase des Patienten; Befeuchtung der zugeführten Gase; Verhinderung einer Kreuzkontamination zwischen Patienten und Peripheriegeräten; Einfacher Zugang zur Patientenüberwachung durch Luer-Port-Zugang.	Klinische voordelen: De volgende voordelen zijn verbonden aan toepassingen van luchtfiltertratieapparaten: Toediening van gefilterde gassen aan de patiënt; Filtratie van uitlaatgassen van de patiënt; Bevochtiging van de geleverde gassen; Preventie van kruisbesmetting tussen patiënten en eventuele randapparatuur; Gemakkelijke toegang voor patiëntbewaking via Luer-poorttoegang.	Kliniska fördelar: Följande fördelar är förknippade med applikationer för luftfilteringsanordningar: Administrering av filtrerade gaser till patienten; Filtering av avgaser från patienten; Befuktning av de levererade gaserna; Förebyggande av korskontaminering mellan patienter och all kringutrustning; Enkel åtkomst för patientövervakning via Luer-port.	Kliniske fordele: Følgende fordele er forbundet med luftfilteringsenheder: Administration af filtrerede gasser til patienten; Filtering af udtømte gasser fra patienten; Befugtning af de leverede gasser; Forebyggelse af krydskontaminering mellem patienter og eventuelt perifert udstyr; Nem adgang til patientovervågning via Luer-portadgang.	Kliniske fordeler: Følgende fordeler er knyttet til applikasjoner for luftfiltrering: Administrering av filtrerte gasser til pasienten; Filtering av utmattede gasser fra pasienten; Fukting av de leverte gassene; Forebygging av krysskontaminering mellom pasienter og eventuelt perifert utstyr; Enkel tilgang for pasientovervåking gjennom Luer-porttilgang.
Kliiniset edut: Seuraavat edut liittyvät ilmansuodatuslaitteiden sovelluksiin: Suodatettujen kaasujen antaminen potilaalle; Potilaasta poistuneiden kaasujen suodatus; Toimitettujen kaasujen kostutus; Potilaiden ja oheislaitteiden välisen ristikontaminaation estäminen; Helppo pääsy potilaan seurantaan Luer-portin kautta.	Korzyści kliniczne: Z zastosowaniami urządzeń do filtracji powietrza wiązą się następujące korzyści: Podawanie pacjentowi przefiltrowanych gazów; Filtracja gazów wydychanych przez pacjenta; Nawilżanie dostarczanych gazów; Zapobieganie zanieczyszczeniu krzyżowemu pacjentów i wszelkich urządzeń peryferyjnych; Łatwy dostęp do monitorowania pacjenta poprzez dostęp do portu Luer.	Клинични ползи: Следните предимства са свързани с приложенията на устройството за филтриране на въздух: Прилагане на филтрирани газове на пациента; Филтриране на изгорелите газове от пациента; Овлажняване на подаваните газове; Предотвратяване на кръстосано заразяване между пациенти и всяко периферно оборудване; Лесен достъп за наблюдение на пациенти чрез достъп до Luer порт.	Kliničke prednosti: Sljedeće prednosti povezane su s primjenama uređaja za filtriranje zraka: Davanje filtriranih plinova pacijentu; Filtracija ispušnih plinova od pacijenta; Ovlaživanje isporučenih plinova; Sprječavanje unakrsne kontaminacije između pacijenata i bilo koje periferne opreme; Jednostavan pristup za praćenje pacijenata kroz pristup Luer priključku.	Klinické výhody: S aplikacemi zařízení pro filtraci vzduchu jsou spojeny následující výhody: Podání filtrovaných plynů pacientovi; Filtrace výfukových plynů od pacienta; Zvlhčování přiváděných plynů; Prevence křížové kontaminace mezi pacienty a jakýmkoli periferním zařízením; Snadný přístup pro monitorování pacienta prostřednictvím přístupu k portu Luer.
Kliinilised eelised: Õhufiltreerimiseadmete rakendustega on seotud järgmised eelised: Filtreeritud gaaside manustamine patsiendile; Patsiendi heitgaaside filtreerimine; tarnitud gaaside niisutamine; Patsientide ja välisseadmete vahelise ristsaastumise vältimine; Lihtne juurdepääs patsiendi jälgimisele Lueri pordi kaudu.	Κλινικά οφέλη: Τα ακόλουθα οφέλη σχετίζονται με τις εφαρμογές της συσκευής φιλτραρίσματος αέρα: Χορήγηση φιλτραρισμένων αερίων στον ασθενή. Διήθηση των καυσαερίων από τον ασθενή. ύγρανση των παραδιδόμενων αερίων. Πρόληψη της διασταυρούμενης μόλυνσης μεταξύ ασθενών και οποιουδήποτε περιφερειακού εξοπλισμού. Εύκολη πρόσβαση για παρακολούθηση ασθενών μέσω της πρόσβασης στη θύρα Luer.	Klinikai előnyök: A következő előnyökkel jár a levegőszűrő berendezések alkalmazásai: Szűrt gázok beadása a betegnek; A kimerült gázok kiszűrése a páciensből; A szállított gázok párástítása; A betegnek és a perifériás berendezések közötti keresztszennyeződés megelőzése; Könnyű hozzáférés a páciens megfigyeléséhez a Luer porton keresztül.	Sochair chliniciúla: Baineann na buntáistí seo a leanas le feidhmchláir feiste scagacháin aeir: Gáis scagtha a thabhairt don othar; Scagadh gáis idithe ón othar; Humidification na ngás seachadta; Cosc ar thras-éilliú idir othair agus aon trealamh forimeallach; Rochtain éasca le haghaidh monatóireachta othar trí rochtain calafoirt Luer.	Klīniskās priekšrocības: Ar gaisa filtrēšanas ierīču lietojumiem ir saistītas šādas priekšrocības: Filtrētu gāzu ievadīšana pacientam; Izplūdušo gāzu filtrēšana no pacienta; Piegādāto gāzu mitrināšana; Pacientu un iebkuras perifērijas aprikojuma savstarpējas inficēšanās novēršana; Viegla piekļuve pacientu uzraudzībai, izmantojot Luer porta piekļuvi.
Klinikinė nauda: Šie privalumai yra susiję su oro filtravimo įrenginių programomis: Filtruotų dujų skyrimas pacientui; Iš paciento išmetamų dujų filtravimas; Tiekiamų dujų drėkinimas; Kryžminio pacientų ir bet kokios periferinės įrangos užteršimo prevencija; Lengva prieiga prie paciento stebėjimo per Luer prievadą.	Beneficții clinici: Il-beneficċji li ġejjin huma assoċjati mal-applikazzjonijiet tal-apparat tal-filtrazzjoni tal-arja: Amministrazzjoni ta' gassijiet iffiltrati lill-pazjent; Filtrazzjoni ta' gassijiet eżawriti mill-pazjent; Umidifikazzjoni tal-gassijiet mogħtija; Umidifikazzjoni tal-gassijiet mogħtija; Aċċess faċli għall-monitoraġġ tal-pazjent permezz ta' aċċess għall-port Luer.	Beneficii clinice: Următoarele beneficii sunt asociate cu aplicațiile dispozitivelor de filtrare a aerului: Administrarea de gaze filtrate la pacient; Filtrarea gazelor evacuate de la pacient; Umidificarea gazelor livrate; Prevenirea contaminării încrucișate între pacienți și orice echipament periferic; Acces ușor pentru monitorizarea pacientului prin accesul la portul Luer.	Klinické výhody: Následující výhody sú spojené s aplikáciami zariadení na filtráciu vzduchu: Podávanie filtrovaných plynov pacientovi; Filtrácia vyčerpáných plynov od pacienta; Zvlhčovanie dodávaných plynov; Prevenia križovej kontaminácie medzi pacientmi a akýmkoľvek periférnym zariadením; Jednoduchý prístup na monitorovanie pacienta prostredníctvom prístupu k portu Luer.	Klinične koristi: Naslednje prednosti so povezane z aplikacijami naprav za filtriranje zraka: Dajanje filtriranih plinov pacientu; Filtracija izpušnih plinov od pacienta; Vlaženje dobavljenih plinov; Preprečevanje navzkrižne kontaminacije med bolniki in katero koli periferno opremo; Enostaven dostop za spremljanje pacientov prek dostopa do vrat Luer.