




Instrukctions For Use; Mode d'emploi; Gebrauchsanweisung; Istruzioni per l'uso; Instrucciones de uso; Gebruiksaanwijzing; Instruções de Utilização; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Käyttöohjeet; Instrukcja użytkowania; Инструкция за употреба; Upute za upotrebu; Návod k použití; Kasutusjuhend; Οδηγίες χρήσης; Használati útmutató; Teoracha Úsáide; Lietošanas instrukcija; Naudojimo instrukcijos; Istruzioni d'uso; Instrucţiuni de utilizare; Návod na použití; Navodila za uporabo.

REF Product Code; Code du produit; Artikelnummer; Codice prodotto; Código de producto; Productcode; Código de produto; Produktkod; Produktkode; Produktkode; Tuotekoodi; Kod produktu; Код на продукта; Šifra proizvoda; Kód výrobku; Toote kood; Кодификационный номер; Termékkód; Cód Táiige; Izstrādājuma kods; Gaminio kodas; Kodici tal-prodott; Cod produs; Kód výrobku; Koda izdelka.		4333/712XXXX MAXI Straight HMEF	
Customer Product Number; Numéro de produit client; Kundenproduktnummer; Numero prodotto cliente; Número de producto del cliente; Klientproductnummer; Número do produto do cliente; Kundens produktnummer; Kundens produktnummer; Kunde produktnummer; Asiakkaan tuotenumero; Numer produktu Klienta; Номер на продукт на клиента; Broj proizvoda kupca; Číslo produktu zákazníka; Klienti tuotenumber; Αριθμός προϊόντος πελάτη; Ügyfél termék száma; Uimhir Táiige Custaiméara; Klienta produkta numurs; Kliento produkto numeris; Numru tal-Prodott tal-Klijent; Numáru produsului client; Číslo produktu zákazníka; Številka izdelka stranke.			
Product description; Description du produit; Produktbeschreibung; Descrizione prodotto; Descrição de producto; Productomschrijving; Descrição do produto; Produktbeskrivning; Produktbeskrivelse; Tuotteen kuvaus; Opis produktu; Описание на продукта; Opis proizvoda; Popis výrobku; Toote kirjeldus; Περιγραφή προϊόντος; Termékleírás; Tuaris ar; Táiige; Izstrādājuma apraksts; Gaminio aprašymas; Descrizzjoni tal-prodott; Descrerea produsului; Popis výrobku; Opis izdelka.		Inlet/Outlet Connectors: 22mm Male/15mm Female & 22mm Female/15mm Male ISO 5356 connectors. Approx. dimensions: Ø68.5mm x 77mm height. Weight: 27gm (approx.). Bidirectional Filter – Foam Patient Side.	
MAXI HMEF Recht; MAXI HMEF droit; MAXI gerade HMEF; Filtro MAXI HMEF diritto; MAXI, lige HMEF; MAXI ίσιος HMEF; MAXI HMEF reto; MAXI HMEF recto; Suora MAXI-lämmön- ja kosteudenvaihdinsuodatin; MAXI rak HMEF; MAXI rovný HMEF; MAXI sirge HMEF; MAXI egyenes HMEF; MAXI taisnis HMEF; MAXI tiesusis HMEF; MAXI HMEF Dritt; MAXI prosty HMEF; MAXI HMEF rovný; MAXI ravni HMEF; Прав MAXI HMEF; HMEF MAXI Direach; MAXI drept HMEF; MAXI ravni HMEF; MAXI Rett HMEF.			
Patient population; Population de patients; Patientenpopulation; Popolazione di pazienti; Población de pacientes; Patiëntenpopulatie; População de doentes; Patientpopulation; Patientpopulation; Pasiientpopulatsioon; Patsiendi populatsioon; Populacja pacjentów; Популяция пациентов; Populacija pacijenata; Populace pacientů; Patsiendi populatsioon; Πληθυσμός ασθενών; Betegpopuláció; Daorra na n-thair; Pacientu populația; Pacientų populacija; Popolazzjoni ta' pazienti; Populația de pacienți; Pacientov; Populacija bolnikov.		Adult; Adulte; Erwachsene; Adulto; Adulto; Volwassene; Adulto; Vuxen; Voksen; Voksen; Aikuinen; Dorosly; Възрастен; Odrasla osoba; Dospělý; Tāiskasvanu; Ενήλικος; Felnőtt; Duine Fásta; Pieaugušie; Suaugęs; Adulti; Adult; Dospelý; Odrasla oseba.	
STERILE Product supplied sterile within a single sterile barrier system; Продуктът се доставя стерилен в една стерилна бариерна система; A termékét sterilien szállítjuk, egyetlen steril gátrendszerben; Product is delivered sterili in rámci jediného sterilního bariérového systému; Toode tarnitakse steriilselt ühes steriilses barjäärisüsteemis; To προϊόν παρέχεται αποστειρωμένο σε ένα μόνο αποστειρωμένο σύστημα φραγμού; Proizvod se isporučuje sterilan unutar jednog sustava sterilne barijere; Táiige a soláthraítear steriúil leisigh de chóras bacaim steriúil amháin; Produkts tiek piegādāts sterils vienā steriļā bariēras sistēmā; Produkta tiekiamas sterilius vienoj stereoļģe bariērijē sistēmā; Produkt fornt sterili i sistema ta' barierra sterili wahda; Produsul este furnizat steril într-un singur sistem de bariēră steril; Produkt dodávany sterili v rámci jediného sterilního bariérového systému; Izdelek je dobavljen sterilen znotraj enega samega sterilnega pregradnega sistema; Produkt furni sterili dans un seul système de barrière stérile; Das Produkt wird innerhalb eines einzigen Sterilbarrieresystems sterili geliefert; Prodotto fornito sterili all'interno di un unico sistema di barriera sterile; Producto suministrado estéril dentro de un único sistema de barrera estéril; Product wordt steriel geleverd binnen één steriel barriersysteem; Produto fornecido estéril dentro de um único sistema de barreira estéril; Produkten levereras sterili i ett enda sterilt barriersystem; Produktet leveras sterilt i ett enkelt sterilt barriersystem; Produktet leveras sterilt i ett enkelt sterilt barriersystem; Tuote toimitetaan steriilinä yhdessä steriilissä suojajärjestelmässä; Sterilizacija: Ethylene oxide; Sterilization: Oxide d'éthylène; Sterilisación: Etilenoksidi; Sterilizzazione: Ossido di etilene; Esterilización: Óxido de etileno; Sterilisation: Ethyleneoxide; Esterilização: Óxido de etileno; Sterilisering: Etylenoxid; Sterilisering: Etylenoksid; Sterilointi: etylenoksid; Sterilization: Tienek etylen; Стерилизація: Етиленов оксид; Sterilizacija: Etilen-oksidi; Steriliserimine: etüleenoksid; Αποστείρωση: Αιθυλοξείδιο; Sterilizálás módja: Etilén-oxid; Steriilii: Ocsaid etilén; Sterilizācija: Etilēnokstids; Sterilizacija: Etilēno oksīds; Sterilizazzjoni: Ethylene oxide; Sterilizare: Oxid de etilenă; Sterilizácia: etylén oxid; Sterilizacija: etilen oksid.; (Max 49.9°C).			
NON STERILE Product supplied non sterile; Produkt livré non stérile; Das Produkt wird nicht steril geliefert; Prodotto non sterile; Producto suministrado sin esterilizar; Product niet-steriel aangeleverd; Produto fornecido não-estéril; Produkten levereras ej sterili; Produkt leveret ikke-sterilt; Produkt leveret ikke-sterilt; Tuote toimitetaan ei-steriilinä; Produkt dostarczany w stanie niejałowym; Продуктът се доставя нестерилно; Proizvod isporučen nesterialan; Výrobek je dodáván v nesterialním stavu; Toode tarnitakse mittesteriilsena; To προϊόν παρέχεται μη στείρο; A termék nem sterilen szállítva; Soláthraítear an táiige neamhsteriúil; Izstrādājums piegādāts nesteril; Gaminys tiekiamas nesterili; Produkt fornt mhux sterili; Produs furnizat nesteril; Výrobek sa dodáva v nesterialnom stave; Izdelek je dobavljen nesterializiran.		Yes; Oui; Ja; Si; Si; Ja; Sim; Ja; Ja; Ja; Joo; Tak; DA; Aa; Ano; Jah; Nai; Igen; Tá; Já; Taip; Iva; Da; Aa; Da.	
Internal Volume; Volume interne; Innervolumen; Volume interno; Volume interno; Intern volume; Innenvolum; Internt volumen; Indre volume; Sisältävyyden; Objętość wewnętrzna; Вътрешен обем; Unutrašnji volumen; Vnitřní svazek; Sisemine maht; Εσωτερικός όγκος; Belső kötet; Imleabhar Innheáchain; Iekšējais tilpums; Volum Intern; Volum intern; Vnitřný objem; Notragna glasnost.		53ml	
Resistance; Résistance; Widerstand; Resistenza; Resistencia; Weerstand; Resistência; Resistans; Modstand; Molstand; Vastus; Opór; Съпротива; Opornost; Odpor; Vastupaanu; Αντίσταση; Ellenálás; Friaalocht; Prestebsta; Pasipriešināms; Rezištenza; Rezištenj; Odpor; Odpornost.		Max.125.4Pa @ 30L/min; Max.283.8Pa @ 60L/min; Max.506Pa @ 90L/min.	
Temperature during storage; Température de stockage; Temperatur bei Lagerung; Temperatura durante l'immagazzinamento; Temperatura durante el almacenamiento; Temperatur tijdens opslag; Temperatura em armazenamento; Temperatur under förvaring; Temperatur under opbevaring; Temperatur under oppbevaring; Lämpötila varastoinnin aikana; Temperatura podczas składowania; Temperatura po време на съхранение; Temperatura tijekom skladištenja; Teplota během skladování; Temperatur ladustamise ajal; Θερμοκρασία κατά την αποθήκευση; Hörmérséklet tárolás közben; Teocht le linn na stórla; Temperatura uzglabāšanas laikā; Temperatura sandēlavināmo metu; Temperatura waqt il-hazna; Temperatura in timpul depozitării; Teplota počas skladovania; Temperatura med skladištenjem.		5 to 40 °C (41-104 °F)	
Moisture Output @ 500ml Tidal Volume; Sortie d'humidité à un volume courant de 500 ml; Feuchtigkeitsabgabe bei 500 ml Tidalvolumen; Uscita umidità @ 500 ml volume corrente; Salida de humedad a 500 ml de volumen tidal; Vochtuitstoot @ 500 ml Tidal Volume; Saída de umidade @ 500ml Volume corrente; Fuktutgång @ 500 ml tidvattenvolym; Fugtudgang @ 500 ml tidevannsvolumen; Fuktutgang @ 500 ml tidevannsmengde; Kosteuslähtö @ 500 ml vuorovesi; Wydajność wilgoci przy 500 ml objętości oddechowej; Изаход на влага @ 500ml диxателен обем; Изlaz vlage @ 500 ml oseke za oseku; Vlhkost při dechovém objemu 500 ml; Niiskuse väljund @ 500ml loodeate maht; Έξοδος Υγρασίας @ 500ml Tidal Volume; Páratartalom @ 500ml árapálytérfogat; Aschur Taise @ 500ml Toirí Taoidé; Mitruma izeja @ 500ml plūdmaiņu daudzums; Drēgmēs lājsējams @ 500ml potvnyio tūrs; Umidità Output @ 500ml Volum tal-Marea; Umiditate de ieşire @ 500ml Volumul marelor; Výstup vlhkosti @ 500 ml dychového objemu; Izход vlage pri dihalni prostornini 500 ml.		Min. 32.57mg/l	
Moisture Loss @ 500ml Tidal Volume; Perte d'humidité @ Volume de marée de 500 ml; Feuchtigkeitsverlust bei 500 ml Tidalvolumen; Perdita di umidità @ 500 ml volume corrente; Pérdida de humedad a 500 ml de volumen tidal; Vochtverlies @ 500 ml Tidal Volume; Perda de umidade @ 500ml Volume corrente; Fuktförlost @ 500 ml tidvattenvolym; Fugt tab @ 500 ml tidevannsvolumen; Fuktstap @ 500 ml tidevannsmengde; Kosteushäviö @ 500 ml vuorovesi; Utrata wilgoci przy 500 ml objętości oddechowej; Заруба на влага @ 500ml Дихателен обем; Gubitak vlage @ 500 ml oseke za oseku; Ztráta vlhkosti při 500 ml dechového objemu; Niiskusekaotus @ 500ml loodeate maht; Moisture Loss @ 500ml πολυρροικός όγκος; Nedvességyvesztés @ 500ml árapály térfogat; Calitatea Taise @ 500ml Toirí Taoidé; Mitruma zudums @ 500ml plūdmaiņu daudzums; Drēgmēs prarādīmas @ 500ml potvnyio tūrs; Telf ta Umidità @ 500ml Volum tal-Marea; Pierdere de umiditate @ 500ml Volum mareic; Strata vlhkosti při 500 ml dychového objemu; Izguba vlage pri 500 ml dihalnega volumna.		Max. 9.64mg/l	
Filter Efficiency @ 30L/min; Efficacité du filtre à 30 L / min; Filterleistung bei 30 l / min; Efficiencia del filtro @ 30 L / min; Eficiencia del filtro a 30 l / min; Filtrerefficiëntie @ 30L / min; Eficiência do filtro @ 30L / min; Filtringseffektivitet @ 30L / min; Filtringseffektivitet @ 30L / min; Filter Effektivitet @ 30L / min; Suodattimen tehokkuus @ 30L / min; Wydajność filtra @ 30 l / min; Эффективност на филтъра @ 30L / min; Ūķinīvost filtra @ 30L / min; Ūķinīvost filtra pī 30 l / min; Filtra efektivitāt @ 30L / min; Filtra efektivitāt @ 30L / min; Filtr effizienz tal-Filter @ 30L / min; Eficiența filtrului @ 30L / min; Ūķinīvost filtra @ 30L / min.		Min. 98.5 %	
Bacterial Efficiency; Rétention bactérienne; Bakterienretention; Retenzione di batteri; Retención de bacterias; Bacterieretentie; Retenção bacteriana; Bakterieretention; Bakterieretention; Bakterieretensjon; Bakterien suodatus; Zatrzymywanie bakterii; Эффективность на бактериях; Ūķinīvost bakterija; Bakteriāli ūķinost; Bakterite efektivius; Βακτηριακή αποτєκισμότητα; Bakteriālis hatēkynsāg; Eifeachtlaicht Baictéarach; Bakteriju efektivitāte; Bakteriju efektyvumas; Efičienza Batterjali; Eficientā bacteriānā; Bakteriālna ūķinost; Ūķinīvost bakterji.		Min.99.999%	
Viral Efficiency; Rétention virale; Virenetention; Retenzione di virus; Retención de virus; Virusretentie; Retenção de vírus; Virusretention; Virusretention; Virusretensjon; Virusten suodatus; Zatrzymywanie wirusów; Вирусна ефективност; Virusna ūķinīvost; Virova ūķinost; Viruslik efektivius; Ιακή αποτєκισμότητα; Virushatēkynsāg; Eifeachtlaicht Vireasach; Virusu efektivitāte; Virusinis efektyvumas; Efičienza Virali; Eficientā virālā; Virusovā ūķinost; Virusna ūķinīvost.		Min.99.999%	
Volume range; Plage de volume de cycle recommande; empfohl Hubvolumen-Bereich; Intervallo del volume corrente; Rango de volumen tidal recomendado; Aanbevolen slag-volumebereik; Gama do volume corrente recomendado; Rekomenderat andelagsvolymensintervall; Anbefalt inspirationsvolumenområde; Anbefalt støtvolumområde; Suositeltu iskutilavuusalue; Zalecany zakres objętości cyklu; Диапазон на прилиния обем; Raspon plimnog volumena; Rozsah dechového objemu; Loodeate mahu vahemik; Εύρος πολυρροικού όγκου; Árapály térfogat tartomány; Raon toirí taoidé; Plūdmaiņu arjoma diapazons; Potvnyio tūro diapazons; Firxa tal-Volum tal-Marea; Gama volumlui marelor; Rozsah prilivového a odlivového objemu; Obseg dihalne prostornine.		150-1500ml	
Gas leakage; Fuite de gaz; Gasleakage; Pérdida de gas; Pérdida de gas; Gaslekkage; Fuga de gases; Gasläckage; Gasleakage; Gasslekkasje; Kaasun vuoto; Uplyv gazu; Истечение на газ; Propustanje plina; Ünük plynu; Gaasi leke; Διαρροή αερίου; Gāzizvārgāis; Gæsthehād gāis; Gāzes noplūde; Dujų nuotėkis; Tixoxia tal-gass; Scourgere gazului; Ünük plynu; Uhanjane plina.		Max.0.0ml/min @ 7kPa	
Housing; Boßlier; Gehäuse; Alloggiamento; Carcasa; Behuizing; Estrutura; Kabinet; Hus; Hus; Pidike; Obudowa; Kopnyc; Kúðstæ; Kryt; Ümbris; Περιβλήμα; Burkolat; Titliocht; Májokli; Böstas; Djar; Carcasă; Kryt; Ohiße.		PP	
Filter Media; Matière du filtre; Filter-Medium; Materiale del filtro; Filtro; Filter medium; Material do filtro; Filtermaterial; Filtermaterial; Filtermedium; Suodattimen väliaine; Medium filtruajace; Филтрупраща среда; Filtrarski medij; Filtračni prostředek; Filter; Mēra šķidrings; Szűrőközeg; Meān Scagaire; Filtrēt multividi; Filtruoti laikmena; Ifiltru l-Midja; Medi de filtrare; Filtračné médium; Filtrirni medji.		Electrostatic Blended Synthetic Fiber	
HME Media; Matière HME; HME-Medium; HME; HME; HME medium; Material do HME; HME-material; HME-materiale; HME-medium; HME: n väliaine; Medium HME; HME n väliaine; Medium HME; HME medij; HME média; HME media; Mēra HME; HME média; Meān HME; HME medij; HME ziniasklaida; Midja HME; Mass-media HME; HME média; Medij HME.		PU	



 GVS Filter Technology UK Ltd.
Caton Road
Lancaster,
LA1 3PE
United Kingdom

 Tel: +44 (0) 1524 847600
 Email: gvsuk@gvs.com



Instructions For Use; Mode d'emploi; Gebrauchsanweisung; Istruzioni per l'uso; Instrucciones de uso; Gebruiksaanwijzing; Instruções de Utilização; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Käyttöohjeet; Instrukcja użytkowania; Инструкция за употреба; Upute za upotrebu; Návod k použití; Kasutusjuhend; Οδηγίες χρήσης; Használati útmutató; Treoracha Úsáide; Lietošanas instrukcija; Naudojimo instrukcijos; Istruzzjonijiet dwar l-Użu; Instrucțiuni de utilizare; Návod na použitie; Navodila za uporabo.

Clinical benefits: The following benefits are associated with Air Filtration Devices applications: Administration of filtered gases to the patient; Filtration of exhausted gases from the patient; Humidification of delivered gases; Prevention of cross contamination between the patients and any peripheral equipment.	Bénéfices cliniques: Les avantages suivants sont associés aux applications des dispositifs de filtration d'air: Administration de gaz filtrés au patient; Filtration des gaz rejetés par le patient; Humidification des gaz délivrés; Prévention de la contamination croisée entre les patients et tout équipement périphérique.	Benefici clinici: I seguenti dispositivi sono associati all'uso dei dispositivi di filtraggio: Somministrazione di gas filtrati al paziente; Filtrazione dei gas esausti dal paziente; Umidificazione dei gas erogati; Prevenzione della contaminazione incrociata tra i pazienti e qualsiasi apparecchiatura periferica.	Beneficios clínicos: Los siguientes beneficios están asociados con las aplicaciones de dispositivos de filtración de aire: Administración de gases filtrados al paciente; Filtración de gases exhaustos del paciente; Humidificación de los gases entregados; Prevención de contaminación cruzada entre pacientes y cualquier equipo periférico.	Benefícios clínicos: Os seguintes benefícios estão associados às aplicações de dispositivos de filtragem de ar: Administração de gases filtrados ao paciente; Filtragem dos gases exauridos do paciente; Umidificação dos gases entregues; Prevenção de contaminação cruzada entre pacientes e quaisquer equipamentos periféricos.
Klinische Vorteile: Die folgenden Vorteile sind mit den Anwendungen von Luftfiltergeräten verbunden: Verabreichung gefilterter Gase an den Patienten; Filterung der Abgase des Patienten; Befeuchtung der zugeführten Gase; Verhinderung einer Kreuzkontamination zwischen Patienten und Peripheriegeräten.	Klinische voordelen: De volgende voordelen zijn verbonden aan toepassingen van luchtfiltertratieapparaten: Toediening van gefilterde gassen aan de patiënt; Filtratie van uitlaatgassen van de patiënt; Bevochtiging van de geleverde gassen; Preventie van kruisbesmetting tussen patiënten en eventuele randapparatuur.	Kliniska fördelar: Följande fördelar är förknippade med applikationer för luftfiltreringsanordningar: Administrering av filtrerade gaser till patienten; Filtrering av avgaser från patienten; Befuktning av de levererade gaserna; Förebyggande av korskontaminering mellan patienter och all kringutrustning.	Kliniske fordele: Følgende fordele er forbundet med luftfiltreringsenheder: Administration af filtrerede gasser til patienten; Filtrering af udtømte gasser fra patienten; Befugtning af de leverede gasser; Forebyggelse af krydskontaminering mellem patienter og eventuelt perifert udstyr.	Kliniske fordeler: Følgende fordeler er knyttet til applikasjoner for luftfiltrering: Administrering av filtrerte gasser til pasienten; Filtrering av utmattede gasser fra pasienten; Fukting av de leverte gassene; Forebygging av krysskontaminering mellom pasienter og eventuelt perifert utstyr.
Kliiniset edut: Seuraavat edut liittyvät ilmansuodatuslaitteiden sovelluksiin: Suodatettujen kaasujen antaminen potilaalle; Potilaasta poistuneiden kaasujen suodatus; Toimitettujen kaasujen kostutus; Potilaiden ja oheislaitteiden välisen ristikontaminaation estäminen.	Korzyści kliniczne: Z zastosowaniami urządzeń do filtracji powietrza wiązą się następujące korzyści: Podawanie pacjentowi przefiltrowanych gazów; Filtracja gazów wydychanych przez pacjenta; Nawilżanie dostarczanych gazów; Zapobieganie zanieczyszczeniu krzyżowemu pacjentów i wszelkich urządzeń peryferyjnych.	Клинични ползи: Следните предимства са свързани с приложенията на устройството за филтриране на въздух: Прилагане на филтрирани газове на пациента; Филтриране на изгорелите газове от пациента; Овлажняване на подаваните газове; Предотвратяване на кръстосано заразяване между пациенти и всяко периферно оборудване.	Kliničke prednosti: Sljedeće prednosti povezane su s primjenama uređaja za filtriranje zraka: Davanje filtriranih plinova pacijentu; Filtracija ispušnih plinova od pacijenta; Ovlaživanje isporučenih plinova; Sprječavanje unakrsne kontaminacije između pacijenata i bilo koje periferne opreme.	Klinické výhody: S aplikacemi zařízení pro filtraci vzduchu jsou spojeny následující výhody: Podání filtrovaných plynů pacientovi; Filtrace výfukových plynů od pacienta; Zvlhčování přiváděných plynů; Prevence křížové kontaminace mezi pacienty a jakýmkoli periferním zařízením.
Kliinilised eelised: Õhufiltreerimiseadmete rakendustega on seotud järgmised eelised: Filtreeritud gaaside manustamine patsiendile; Patsiendi heitgaaside filtreerimine; tarnitud gaaside niisutamine; Patsiendide ja välisseadmete vahelise ristsaastumise vältimine.	Κλινικά οφέλη: Τα ακόλουθα οφέλη σχετίζονται με τις εφαρμογές της συσκευής φιλτραρίσματος αέρα: Χορήγηση φιλτραρισμένων αερίων στον ασθενή. Διήθηση των καυσαερίων από τον ασθενή. ύγρανση των παραδιδόμενων αερίων. Πρόληψη της διασταυρούμενης μόλυνσης μεταξύ ασθενών και οποιοδήποτε περιφερειακού εξοπλισμού.	Klinikai előnyök: A következő előnyökkel jár a levegőszűrő berendezések alkalmazásai: Szűrt gázok beadása a betegnek; A kimerült gázok kiszűrése a páciensből; A szállított gázok párástítása; A betegek és a perifériás berendezések közötti keresztszennyeződés megelőzése.	Sochair chliniciúla: Baineann na buntáistí seo a leanas le feidhmchláir feiste scagacháin aeir: Gáis scagtha a thabhairt don othar; Scagadh gáis idithe ón othar; Humidification na ngás seachadta; Cosc ar thras-éilliú idir othair agus aon trealamh forimeallach.	Klīniskās priekšrocības: Ar gaisa filtrēšanas ierīču lietojumiem ir saistītas šādas priekšrocības: Filtrētu gāzu ievadīšana pacientam; Izplūdušo gāzu filtrēšana no pacienta; Piegādāto gāzu mitrināšana; Pacientu un iebkuras perifērijas aprikojuma savstarpējas inficēšanās novēršana.
Klinikinė nauda: Šie privalumai yra susiję su oro filtravimo įrenginių programomis: Filtruotų dujų skyrimas pacientui; Iš paciento išmetamų dujų filtravimas; Tiekiamų dujų drėkinimas; Kryžminio pacientų ir bet kokios periferinės įrangos užteršimo prevencija.	Beneficii clinici: Il-benefiċċji li ġejjin huma assoċjati mal-applikazzjonijiet tal-apparat tal-filtrazzjoni tal-arja: Amministrazzjoni ta' gassijiet iffiltrati lill-pazjent; Filtrazzjoni ta' gassijiet eżawriti mill-pazjent; Umidifikazzjoni tal-gassijiet mogħtija; Umidifikazzjoni tal-gassijiet mogħtija.	Beneficii clinice: Următoarele beneficii sunt asociate cu aplicațiile dispozitivelor de filtrare a aerului: Administrarea de gaze filtrate la pacient; Filtrarea gazelor evacuate de la pacient; Umidificarea gazelor livrate; Prevenirea contaminării încrucișate între pacienți și orice echipament periferic.	Klinické výhody: Následujúce výhody sú spojené s aplikáciami zariadení na filtráciu vzduchu: Podávanie filtrovaných plynov pacientovi; Filtrácia vyčerpaných plynov od pacienta; Zvlhčovanie dodávaných plynov; Prevenia krížovej kontaminácie medzi pacientmi a akýmkoľvek periférnym zariadením.	Klinične koristi: Naslednje prednosti so povezane z aplikacijami naprav za filtriranje zraka: Dajanje filtriranih plinov pacientu; Filtracija izpušnih plinov od pacienta; Vlaženje dobavljenih plinov; Preprečevanje navzkrižne kontaminacije med bolniki in katero koli periferno opremo.