




Instructions For Use; Mode d'emploi; Gebrauchsanweisung; Istruzioni per l'uso; Instrucciones de uso; Gebruiksaanwijzing; Instruções de Utilização; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Käyttöohjeet; Instrukcja użytkowania; Инструкции за употреба; Upute za upotrebu; Návod k použití; Kasutusjuhend; Οδηγίες χρήσης; Használati útmutató; Teoracha Úsáide; Lietošanas instrukcija; Naudojimo instrukcijos; Istruzionijijet dwar l-Użu; Instručníj deti utilize; Návod na použitie; Navodila za uporabo.

REF		4333/760XXXX Eco Maxi Angled Coil Paper HMEF	
Product Code; Code du produit; Artikelnummer; Codice prodotto; Código de producto; Productcode; Código de produto; Produktkód; Produktkode; Produktkóde; Tuotekoodi; Kod produktu; Код на продукта; Sifra proizvoda; Kód výrobku; Toote kood; Κωδικός προϊόντος; Termékkód; Cód Táirge; Izstrādājuma kods; Gaminio kodas; Kodići tal-prodotti; Cod produs; Kód výrobku; Koda izdelka.			
Customer Product Number; Numéro de produit client; Kundenproduktnummer; Numero prodotto cliente; Número de producto del cliente; Klientproductnummer; Número do produto do cliente; Kundens produktnummer; Kundens produktnummer; Kundeproduktnummer; Asiakkaan tuotenumero; Numer produktu klienta; Номер на продукт на клиента; Broj proizvoda kupca; Číslo produktu zákazníka; Klienti tootenumber; Αριθμός προϊόντος πελάτη; Ügyfél termék száma; Üimhir Táirge Custaiméara; Klienta produkta numurs; Kliento produkto numeris; Numru tal-Prodott tal-Klijent; Numărul produsului client; Číslo produktu zákazníka; Številka izdelka stranke.			
Product description; Description du produit; Produktbeschreibung; Descrizione prodotto; Descripción de producto; Productschrijving; Descrição do produto; Produktbeskrivning; Produktskrivelse; Produktbeskrivelse; Tuoteen kuvaus; Opis produktu; Описание на продукта; Opis proizvoda; Popis výrobku; Toeteskirjelus; Περιγραφή προϊόντος; Termékleírás; Tuiaris ar Táirge; Izstrādājuma apraksts; Gaminio aprašymas; Deskripczjoni tal-prodotti; Descrierea produsului; Popis výrobku; Opis izdelka.			
Eco MAXI golfpapier HMEF gehoekt; Eco MAXI HMEF ta angle papier en aluminium; Eco MAXI abgewinkelt Papierspule HMEF; Filtro Eco MAXI angolato carta ondulata HMEF; Eco MAXI, vinklet spiralspapir HMEF; Eco MAXI γωνιακό χαρτί σε ρολό HMEF; Eco MAXI HMEF angular com papel corrugado em bobina; HMEF papel enrollado acodado Eco MAXI; Kulmallinen puolapaperinen Eco MAXI -lämmön- ja kosteudenvaihdinsuodatint; Eco MAXI vinklad pappersspiral HMEF; Eco MAXI zahnutý, vinutý papír HMEF; Eco MAXI nurgeline mähispaber HMEF; Eco MAXI hajlitott tekercspapir HMEF; Eco MAXI lenkyveida spoles papira HMEF; Eco MAXI kampinisi, rittiniisi popierusi HMEF; Eco MAXI HMEF b'kolja tal-karta angolat; Eco MAXI skoşny – zwinuty papir HMEF; Eco MAXI HMEF zahnutý s papierovým kotúčom; Eco MAXI kotni kolut papirja HMEF; Извйт Eco MAXI HMEF c руло филтърна хартия; HMEF Eco MAXI páipéar corna drounilleach; Eco MAXI hártie in spirală, înclinată HMEF; Eco Maxi kutni papir u kolutu HMEF; Eco MAXI vinklet spolepapir HMEF.		Inlet/Outlet Connectors: 22mm Male/15mm Female & angled 22mm Female/15mm Male ISO 5356 connectors and Ø4.3mm luer port. Approx. dimensions: 87.5mm height x Ø68.5mm. Weight: 34gm (approx.). Bidirectional Filter - Corrugated Cellulose HME paper - Patient side.	
Patient population; Population de patients; Patientenpopulation; Popolazione di pazienti; Población de pacientes; Patiëntenpopulatie; População de doentes; Patientpopulation; Patientpopulation; Pasienpopulation; Pottlasiymha; Populacija pacijenat; Ποπυλαция пациентк; Populace pacientů; Patiendi populatsioon; Πληθυσμός ασθενών; Betegetpopuláció; Daonra na n-thair; Pacienții populația; Pacienți populația; Popolazzjoni ta' pazienti; Populația de pacienți; Pacientov; Populacja bolnikov.		Adult; Adulte; Erwachsene; Adulto; Adulto; Volwassene; Adulto; Vuxen; Voksen; Vok-sen; Aikuinen; Dorosly; Взрасстен; Odrasla osoba; Dospělý; Täiskasvanu; Евήλικος; Feltnót; Duine Fásta; Pieaugušais; Suauges; Adulti; Adult; Dospelý; Odrasla oseba.	
STERILEEO			
Product supplied sterile within a single sterile barrier system; Продуктът се достаяа стерилен в една стерилна бариерна система; A termékét sterilén szállítjuk, egyetlen steril gátrendszerben; Produkt je dodáván sterilní v rámci jedného sterlního bariérového systému; Toode tarnitakse steriilset ühes sterilses barjäärisüsteemis; To prōion prōtēxetai αποστειρωμένο σε ένα μόνο αποστειρωμένο σύστημα φραγμού; Proizvod se isporučuje sterilan unutar jednog sustava sterilne barijere; Táirge a sholáthraítear steiriúl laistigh de chóras bacain steiriúl amháin; Produkts tiek piegādāts sterils vienā sterila barjerās sistēmā; Produkats tiekiamas sterilus vienoje steriliņoje barjeriņėje sistemoje; Produkt format sterili f'sistema ta' barriera sterili wahda; Produzul este furnizat steril într-un singur sistem de barieră steril; Produkt dodávany sterilyň v rámci jedného sterlného bariérového systému; İzdelek je dobavljen sterilen znotraj enega samega sterilnega pregradnega sistema; Produkt formi sterile dans un seul système de barrière stérile; Das Produkt wird innerhal eines einzigen Sterilbarriere-systems fertig gefertigt; Prodotto fornito sterile all'interno di un unico sistema di barriera sterile; Producto suministrado estéril dentro de un único sistema de barrera estéril; Produkt dostarczony steriel geleverd binnen één steriel barriersysteem; Produkt fornecido esteril dentro de um único sistema de barreia esteril; I et endda sterilt barriersystem; Produkt leveras sterilt i et enkelt sterilt barriersystem; Produktet leveras sterilt i et enkelt sterilt barriersystem; Toote toimitletan sterilit yhdessä suojajärjestelmässä; Produkt dostarczany w stanie sterylonym w ramach jednego systemu bariery sterylnej; Sterilisation: Ethylene oxide; Stérilisation : Oxyle d'éthylène; Sterilisatio: Ethylenoxid; Sterilizazione: Ossido di etlene; Esterilización: Óxido de etileno; Sterilisatie: Ethyleenoxide; Esterilização: Óxido de etileno; Sterilisering: Etylenoxid; Sterilisering: Etylenoxid; Sterilisering: Etylenoksid; Sterilointi: etyleenoksiidi; Sterilization: Tienek etylene; Стерилизацзя: Етиленов охид; Sterilizacija: Etileen-oksid; Sterilizacião: etüleenoksidi; Αποστείρωση: Αιθυλενοξείδιο; Sterilizálás módja: Etülen-oxid; Steiriúl: Ocsaid eitiléine; Sterilizácia: Etilénoksid; Sterilizacja: Etileno oksid; Sterilizazjoni: Ethylene oxide; Sterilizare: Oxid de etilenă; Sterilizácia: etýlen oxid; Sterilizacja: etilen oksid.; (Max 49.9°C).		Only; Seulement; Nur; Solo; Solamente; Enkel en alleen; Só; Endast; Kun; Bare; Vain; Tytko; Camo; Samo; Pouze; Ainult; Móvo; Kizárólag; Amháin; Tikai; Tik; Biss; Numai; Iba; Samo: 4333/760BSSA.	
NON STERILE			
Product supplied non sterile; Produit livré non stérile; Das Produkt wird nicht steril geliefert; Prodotto non sterile; Producto suministrado sin esterilizar; Product niet-steriel aangeleverd; Produkt fornecido não-estéril; Produkten levereras ej steril; Produkt leveret ikke-sterilt; Produkt levett ikke-sterilt; Tuote toimitletaan ei-sterilillä; Produkt dostarczony w stanie niejałowym; Продуктът се достаяа нестерилен; Proizvod isporučen nesterilan; Výrobek je dodáván v nesterilním stavu; Toode tarnitakse mittesterilisena; To prōion prōtēxetai yn otētiço; A termék nem sterilén szállítja; Soláthraítear an táirge neamhsteriúil; Izstrādājums piegādāts nesterils; Gaminys tiekiamas nesterilus; Produkt format muhi steril; Produs furnizat nesteril; Výrobok sa dodáva v nesterilnom stave; İzdelek je dobavljen nesteriliziran.		Yes; Oui; Ja; Si; Sì; Ja; Sim; Ja; Ja; Ja; Joo; Tak; DA; Anò; Jah; Nai; Igen; Tá; Já; Taip; Iva; Da; Anò; Da.	
Internal Volume; Volume interne; Innervolumen; Volumen interno; Volume interno; Intern volume; Volume interno; Innervolum; Internt volumen; Indre volum; Sisältävyy; Objetość wewnętrzna; Внутренний обём; Unuttarji volumen; Vnitřní svazek; Sisemine maht; Εσωτερικός όγκος; Belső kötet; Imleabhar Innheánaich; leksėjais tūpums; Vidinis tūris; Volum Intern; Volum Intern; Vnútroby objem; Notranja glasnost.		65ml	
Resistance; Résistance; Widerstand; Resistenza; Resistencia; Weerstand; Resistência; Resistans; Modstand; Motstand; Vastus; Ορρό; Сырпотноа; Opornost; Odpor; Vastupanu; Αντιστοιση; Ellenálási; Frietaloicht; Pretestib; Pasipriešinimas; Rezistenza; Rezistentă; Odpor; Odpornost.		Max.130Pa @ 30L/min; Max.294Pa @ 60L/min; Max.507Pa @ 90L/min.	
Temperature during storage; Température de stockage; Temperatur bei Lagerung; Temperatura durante l'immagazzinamento; Temperatura durante el almacenamiento; Temperatuur tijdens opslag; Temperatura em armazenagem; Temperatur under förvaring; Temperatur under opbevaring; Temperatur under oppbevaring; Lämpötila varastoinnin aikana; Temperatura podczas składowania; Температура по време на съхранение; Temperatura tijekom skladištenja; Teplota během skladování; Temperatur ladustamise ajal; Θερμοκρασία κατά την αποθήκευση; Hörmerséklet tárolás közben; Teocht le linn na stórla; Temperatura uzglabšanas laikā; Temperatura sandėliavimo metu; Temperatura waqt il-hażna; Temperatura în timpul depozitării; Teplota počas skladowania; Temperatura med skladiščnjem.		5 to 40 °C (41-104 °F)	
Moisture Output @ 500ml Tidal Volume; Sortie d'humidité à 500 ml; Feuchtigkeitsabgabe bei 500 ml Tidalvolumen; Uscita umidità @ 500 ml volume corrente; Salida de humedad a 500 ml de volumen tidal; Vochttuitstoot @ 500 ml Tidal Volume; Saída de umidade @ 500ml Volume corrente; Fukuktgång @ 500 ml tidvatenvolyum; Fugtugdang @ 500 ml tidevandsvolumen; Fukuktgang @ 500 ml tidevandsmengde; Kosteuslähti @ 500 ml vuorovesi; Wydalność wilgoci przy 500 ml objętości oddechowej; Ίαζοχ na anara @ 500ml δπλατενην οβέμ; Ιζάζ vlage @ 500 ml osake za osekų; Vilhkosi pri dečovém objemu 500 ml; Niskuse väljud @ 500ml loodeate maht; Έκροση Υποφύρις @ 500ml Tidal Volume; Páratartalom @ 500ml árapályterfogat; Aschur Taise @ 500ml Toirt Taoide; Mitruma izēja @ 500ml plūdmaņu daudzums; Drėgmės išėjimas @ 500ml potvnyio tūris; Umdität Output @ 500ml Volum tal-Marea; Umiditate de ieşire @ 500ml Volumul mareelor; Výstup vlhkosti @ 500 ml dychového objemu; Izход vlage pri dihalni prostornosti 500 ml.		Min.30.6mg/l	
Moisture Loss @ 500ml Tidal Volume; Perte d'humidité @ Volume de marée de 500 ml; Feuchtigkeitsverlust bei 500 ml Tidalvolumen; Perdiía de umidità @ 500 ml volume corrente; Pérdida de humedad a 500 ml de volumen tidal; Vochtvlerlies @ 500 ml Tidal Volume; Perda de umidade @ 500ml Volume corrente; Fuddftgång @ 500 ml tidvatenvolyum; Fugt tab @ 500 ml tidevandsvolumen; Fukuktang @ 500 ml tidevandsmengde; Kostushäviö @ 500 ml vuorovesi; Utrata wilgoci przy 500 ml objętości oddechowej; Ζαργδα na anara @ 500ml δπλατενην οβέμ; Gubltak vlage @ 500 ml osake za osekų; Zráta vlhkosti pri 500 ml dečového objemu; Niskusekakouts @ 500ml loodeate maht; Moisture Loss @ 500ml παλορησικός όγκος; Nedvēssēvesztés @ 500ml árapály terfogat; Caillteanas Taise @ 500ml Toid Taoid; Mitruma zdums @ 500ml plūdmaņu daudzums; Drėgmės praradimas @ 500ml potvnyio tūris; Telf ta Umdität @ 500ml Volum tal-Marea; Pierdere de umiditate @ 500ml Volum mareic; Štrata vlhkosti pri 500 ml dychového objemu; Izguba vlage pri 500 ml dihalnega volumna.		Max.11.3mg/l	
Filter Efficiency @ 30L/min; Efficacité du filtrage à 30 L / min; Filterleistung bei 30 l / min; Efficiencia del filtro @ 30 L / min; Eficiência del filtro a 30 l / min; Filterefficiëntie @ 30 L / min; Filtration du filro @ 30 L / min; Filtrierungseffektivität @ 30 L / min; Filtereffektivitet @ 30 L / min; Suodattimen tehokkuus @ 30 L / min; Wydajność filtra @ 30 l / min; Эффективност на филтъра @ 30 L / min; Účinnost filtra @ 30 L / min; Účinnost filtru při 30 l / min; Filtri efektiivsus @ 30 L / min; Αποδοτικότητα φίλτρου @ 30 L / min; Szűrőhatékonyaság @ 30 L / perc; Eifeachtacht Scagaire @ 30 L / nóm; Filtra eifeaktiuité @ 30 L / min; Filtró eifektivumas @ 30 L / min; Efficjenza tal-Flitra @ 30 L / min; Eficiența filtrului @ 30 L / min; Účinnost filtra @ 30 L / min; Účinnost filtra @ 30 L / min.		Min. 98.5%	
Bacterial Efficiency; Retention bactérienne; Bakterienretention; Retenzione di batteri; Retención de bacterias; Bacterieretentie; Retenção bacteriana; Bacterieretention; Bacterieretention; Bakterieretensjon; Bakteerien suodatus; Zatrzymywanie bakterii; Бактериност на бактерияте; Bacteriální účinnost; Bakteriele eifektivsus; Βακτηριακή αποτελεσματικότητα; Bakteriális hatékonyság; Eifeachtúlacht Baictéarach; Baktériju eifektivtate; Baktériju eifektivumas; Efficjenza Batterjali; Eficiență bacteriană; Bakteriálna účinnost; Účinnost bakterii.		Min.99.999%	
Viral Efficiency; Rétenion virale; Virenretention; Retenzione di virus; Retención de virus; Virusretentie; Retenção de virus; Virusretention; Virusretention; Virusretensjon; Virusten suodatus; Zatrzymywanie wirusów; Вируса ефективност; Virusna učinnost; Virusná účinnost; Virussik eifektivsus; Ικκή αποτελεσματικότητα; Virushatékonyaság; Eifeachtúlacht Vireasach; Virusu eifektivtate; Virusinis eifektivumas; Efficjenza Virali; Eficiență virală; Virusová účinnost; Virusna učinnost.		Min.99.999%	
Tidal Volume range; Plage de volume de cycle recommandée; empfohl Hubvolumen-Bereich; Intervallo del volume corrente; Rango de volumen tidal recomendado; Aanbevolen slag-volumebereik; Gama do volume corrente recomendado; Rekomenderat andelatsvolumensintervall; Anbefalt inspirationsvolumenrårde; Anbefalt støtlevolumenrårde; Suositeltu iskutilavuusalue; Zalecany zakres objętości cyklu; Дипазон на прилимния обем; Raspon plimnog volumena; Rozsah dečového objemu; Loodeate mahu vahemik; Εύρος παλορησικού όγκου; Árapály terfogat tartomány; Raon toirt taoide; Plūdmaņu arpmja diapazons; Firxa tal-Volum tal-Marea; Gama volumului mareelor; Rozsah prilivného a odivného objemu; Obseg dihalne prostornine.		200-1500ml	
Gas leakage; Fuite de gaz; Gasleakage; Perdita di gas; Pérdida de gas; Gaslekkage; Fuga de gases; Gasläckage; Gasleakage; Kaasun vuoto; Uplyw gazu; Изтичане на газ; Propuštění plinu; Unik plynu; Gaasi leke; Δωρορή αερίου; Gázzzivárgás; Scethleadh gáis; Gázes noplóide; Dujų nuotėkis; Tnixioz tal-gass; Scurgeera gazului; Unik plynu; Uhajanje plina.		Max.0.0ml/min @ 7kPa	
Housing; Boltier; Gehäuse; Alloggiamento; Carcasa; Behuizing; Estrutura; Kabinet; Hus; Hus; Pidike; Obudova; Kopny; Kucište; Kryt; Ümbris; Περιβλπηυ; Burkolat; Títhlocht; Mäjköjt; Bustas; Djar; Carcasa; Kryt; Ohişje.		PP	
Filter Media; Matière du filtre; Filter-Medium; Materiale del filtro; Filtro; Filter medium; Material do filtro; Filtermaterial; Filtermateriale; Filtermedium; Suodattimen väliaine; Medium filtruajace; Филттрираща среда; Filtrarski medij; Filtrační prostředi; Filter; Mēra šķidrums; Szűrőközeg; Meán Scagaire; Filtrét multividi; Filtruoti laikmena; Ifiltra I-Midja; Medi de filtrare; Filtračné médium; Filtrini medij.		Electrostatic Blended Synthetic Fiber	
HME Media; Matière HME; HME-Medium; HME; HME; HME medium; Material do HME; HME-material; HME-materiale; HME-medium; HME: n väliaine; Medium HME; HME n väliaine; Medium HME; HME media; HME média; HME media; Mēra HME; HME média; Meán HME; HME medij; HME žiniasklaida; Midja HME; Mass-media HME; HME média; Medij HME.		Corrugated Cellulose HME Paper	



GVS Filter Technology UK Ltd.
Caton Road
Lancaster,
LA1 3PE
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1524 847600
Email: gvsuk@gvs.com



Instructions For Use; Mode d'emploi; Gebrauchsanweisung; Istruzioni per l'uso; Instrucciones de uso; Gebruiksaanwijzing; Instruções de Utilização; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Käyttöohjeet; Instrukcja użytkowania; Инструкция за ynompeба; Upute za upotrebu; Návod k použití; Kasutusjuhend; Οδηγίες χρήσης; Használati útmutató; Treoracha Úsáide; Lietošanas instrukcija; Naudojimo instrukcijos; Istruzzjonijiet dwar l-Użu; Instrucțiuni de utilizare; Návod na použitie; Navodila za uporabo.

Clinical benefits: The following benefits are associated with Air Filtration Devices applications: Administration of filtered gases to the patient; Filtration of exhausted gases from the patient; Humidification of delivered gases; Prevention of cross contamination between the patients and any peripheral equipment; Easy access to monitor the patient through Luer port access.	Bénéfices cliniques: Les avantages suivants sont associés aux applications des dispositifs de filtration d'air: Administration de gaz filtrés au patient; Filtration des gaz rejetés par le patient; Humidification des gaz délivrés; Prévention de la contamination croisée entre les patients et tout équipement périphérique; Accès facile pour surveiller le patient grâce à l'accès au port Luer.	Benefici clinici: I seguenti dispositivi sono associati all'uso dei dispositivi di filtraggio: Somministrazione di gas filtrati al paziente; Filtrazione dei gas esausti dal paziente; Umidificazione dei gas erogati; Prevenzione della contaminazione incrociata tra i pazienti e qualsiasi apparecchiatura periferica; Semplice accesso al monitoraggio del paziente attraverso il portale Luer.	Beneficios clínicos: Los siguientes beneficios están asociados con las aplicaciones de dispositivos de filtración de aire: Administración de gases filtrados al paciente; Filtración de gases exhaustos del paciente; Humidificación de los gases entregados; Prevención de contaminación cruzada entre pacientes y cualquier equipo periférico; Fácil acceso para monitorización de pacientes a través del acceso al puerto Luer.	Benefícios clínicos: Os seguintes benefícios estão associados às aplicações de dispositivos de filtragem de ar: Administração de gases filtrados ao paciente; Filtragem dos gases exauridos do paciente; Umidificação dos gases entregues; Prevenção de contaminação cruzada entre pacientes e quaisquer equipamentos periféricos; Fácil acesso para monitoramento do paciente através da porta Luer.
Klinische Vorteile: Die folgenden Vorteile sind mit den Anwendungen von Luftfiltergeräten verbunden: Verabreichung gefilterter Gase an den Patienten; Filterung der Abgase des Patienten; Befeuchtung der zugeführten Gase; Verhinderung einer Kreuzkontamination zwischen Patienten und Peripheriegeräten; Einfacher Zugang zur Patientenüberwachung durch Luer-Port-Zugang.	Klinische voordelen: De volgende voordelen zijn verbonden aan toepassingen van luchtfiltertratieapparaten: Toediening van gefilterde gassen aan de patiënt; Filtratie van uitlaatgassen van de patiënt; Bevochtiging van de geleverde gassen; Preventie van kruisbesmetting tussen patiënten en eventuele randapparatuur; Gemakkelijke toegang voor patiëntbewaking via Luer-poorttoegang.	Kliniska fördelar: Följande fördelar är förknippade med applikationer för luftfilteringsanordningar: Administrering av filtrerade gaser till patienten; Filtrering av avgaser från patienten; Befuktning av de levererade gaserna; Förebyggande av korskontaminering mellan patienter och all kringutrustning; Enkel åtkomst för patientövervakning via Luer-port.	Kliniske fordele: Følgende fordele er forbundet med luftfilteringsenheder: Administration af filtrerede gasser til patienten; Filtrering af udtømte gasser fra patienten; Befugtning af de leverede gasser; Forebyggelse af krydskontaminering mellem patienter og eventuelt perifert udstyr; Nem adgang til patientovervågning via Luer-portadgang.	Kliniske fordeler: Følgende fordeler er knyttet til applikasjoner for luftfiltrering: Administrering av filtrerte gasser til pasienten; Filtrering av utmattede gasser fra pasienten; Fukting av de leverte gassene; Forebygging av krysskontaminering mellom pasienter og eventuelt perifert utstyr; Enkel tilgang for pasientovervåking gjennom Luer-porttilgang.
Kliiniset edut: Seuraavat edut liittyvät ilmansuodatuslaitteiden sovelluksiin: Suodatettujen kaasujen antaminen potilaalle; Potilaasta poistuneiden kaasujen suodatus; Toimitettujen kaasujen kostutus; Potilaiden ja oheislaitteiden välisen ristikontaminaation estäminen; Helppo pääsy potilaan seurantaan Luer-portin kautta.	Korzyści kliniczne: Z zastosowaniami urządzeń do filtracji powietrza wiązą się następujące korzyści: Podawanie pacjentowi przefiltrowanych gazów; Filtracja gazów wydychanych przez pacjenta; Nawilżanie dostarczanych gazów; Zapobieganie zanieczyszczeniu krzyżowemu pacjentów i wszelkich urządzeń peryferyjnych; Łatwy dostęp do monitorowania pacjenta poprzez dostęp do portu Luer.	Клинични ползи: Следните предимства са свързани с приложенията на устройството за филтриране на въздух: Прилагане на филтрирани газове на пациента; Филтриране на изгорелите газове от пациента; Овлажняване на подаваните газове; Предотвратяване на кръстосано заразяване между пациенти и всяко периферно оборудване; Лесен достъп за наблюдение на пациенти чрез достъп до Luer порт.	Kliničke prednosti: Sljedeće prednosti povezane su s primjenama uređaja za filtriranje zraka: Davanje filtriranih plinova pacijentu; Filtracija ispušnih plinova od pacijenta; Ovlaživanje isporučenih plinova; Sprječavanje unakrsne kontaminacije između pacijenata i bilo koje periferne opreme; Jednostavan pristup za praćenje pacijenata kroz pristup Luer priključku.	Klinické výhody: S aplikacemi zařízení pro filtraci vzduchu jsou spojeny následující výhody: Podání filtrovaných plynů pacientovi; Filtrace výfukových plynů od pacienta; Zvlhčování přiváděných plynů; Prevence křížové kontaminace mezi pacienty a jakýmkoli periferním zařízením; Snadný přístup pro monitorování pacienta prostřednictvím přístupu k portu Luer.
Kliinilised eelised: Õhufiltreerimiseadmete rakendustega on seotud järgmised eelised: Filtreeritud gaaside manustamine patsiendile; Patsiendi heitgaaside filtreerimine; tarnitud gaaside niisutamine; Patsientide ja välisseadmete vahelise ristsaastumise vältimine; Lihtne juurdepääs patsiendi jälgimisele Lueri pordi kaudu.	Κλινικά οφέλη: Τα ακόλουθα οφέλη σχετίζονται με τις εφαρμογές της συσκευής φιλτραρίσματος αέρα: Χορήγηση φιλτραρισμένων αερίων στον ασθενή. Διήθηση των καυσαερίων από τον ασθενή. ύγρανση των παραδιδόμενων αερίων. Πρόληψη της διασταυρούμενης μόλυνσης μεταξύ ασθενών και οποιουδήποτε περιφερειακού εξοπλισμού. Εύκολη πρόσβαση για παρακολούθηση ασθενών μέσω της πρόσβασης στη θύρα Luer.	Klinikai előnyök: A következő előnyökkel jár a levegőszűrő berendezések alkalmazásai: Szűrt gázok beadása a betegnek; A kimerült gázok kiszűrése a páciensből; A szállított gázok párástítása; A betegnek és a perifériás berendezések közötti keresztszennyeződés megelőzése; Könnyű hozzáférés a páciens megfigyeléséhez a Luer porton keresztül.	Sochair chliniciúla: Baineann na buntáistí seo a leanas le feidhmchláir feiste scagacháin aeir: Gáis scagtha a thabhairt don othar; Scagadh gáis idithe ón othar; Humidification na ngás seachadta; Cosc ar thras-éilliú idir othair agus aon trealamh forimeallach; Rochtain éasca le haghaidh monatóireachta othar trí rochtain calafoirt Luer.	Klīniskās priekšrocības: Ar gaisa filtrēšanas ierīču lietojumiem ir saistītas šādas priekšrocības: Filtrētu gāzu ievadīšana pacientam; Izplūdušo gāzu filtrēšana no pacienta; Piegādāto gāzu mitrināšana; Pacientu un iebkuras perifērijas aprikojuma savstarpējas inficēšanās novēršana; Viegla piekļuve pacientu uzraudzībai, izmantojot Luer porta piekļuvi.
Klinikinė nauda: Šie privalumai yra susiję su oro filtravimo įrenginių programomis: Filtruotų dujų skyrimas pacientui; Iš paciento išmetamų dujų filtravimas; Tiekiamų dujų drėkinimas; Kryžminio pacientų ir bet kokios periferinės įrangos užteršimo prevencija; Lengva prieiga prie paciento stebėjimo per Luer prievadą.	Beneficii klinici: Il-benefiċċji li ġejjin huma assoċjati mal-applikazzjonijiet tal-apparat tal-filtrazzjoni tal-arja: Amministrazzjoni ta' gassijiet iffiltrati lill-pazjent; Filtrazzjoni ta' gassijiet eżawriti mill-pazjent; Umidifikazzjoni tal-gassijiet mogħtija; Umidifikazzjoni tal-gassijiet mogħtija; Aċċess faċli għall-monitoraġġ tal-pazjent permezz ta' aċċess għall-port Luer.	Beneficii clinice: Următoarele beneficii sunt asociate cu aplicațiile dispozitivelor de filtrare a aerului: Administrarea de gaze filtrate la pacient; Filtrarea gazelor evacuate de la pacient; Umidificarea gazelor livrate; Prevenirea contaminării încrucișate între pacienți și orice echipament periferic; Acces ușor pentru monitorizarea pacientului prin accesul la portul Luer.	Klinické výhody: Následující výhody sú spojené s aplikáciami zariadení na filtráciu vzduchu: Podávanie filtrovaných plynov pacientovi; Filtrácia vyčerpaných plynov od pacienta; Zvlhčovanie dodávaných plynov; Prevenia krížovej kontaminácie medzi pacientmi a akýmkoľvek periférnym zariadením; Jednoduchý prístup na monitorovanie pacienta prostredníctvom prístupu k portu Luer.	Klinične koristi: Naslednje prednosti so povezane z aplikacijami naprav za filtriranje zraka: Dajanje filtriranih plinov pacientu; Filtracija izpušnih plinov od pacienta; Vlaženje dobavljenih plinov; Preprečevanje navzkrižne kontaminacije med bolniki in katero koli periferno opremo; Enostaven dostop za spremljanje pacientov prek dostopa do vrat Luer.