




 GVS Filter Technology UK Ltd.
Caton Road
Lancaster,
LA1 3PE
United Kingdom

 Tel: +44 (0) 1524 847600
 Email: gvsuk@gvs.com



GVS S.p.A. - www.gvs.com
Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa, Italy




Instructions For Use; Mode d'emploi; Gebrauchsanweisung; Istruzioni per l'uso; Instrucciones de uso; Gebruiksaanwijzing; Instruções de Utilização; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Käyttöohjeet; Instrukcja użytkowania; Инструкция за употреба; Upute za upotrebu; Návod k použití; Kasutusjuhend; Οδηγίες χρήσης; Használati útmutató; Teoracha Úsáide; Lietošanas instrukcija; Naudojimo instrukcijos; Istruzioni d'uso; Instrucțiuni de utilizare; Návod na použitie; Navodila za uporabo.

REF Product Code; Code du produit; Artikelnummer; Codice prodotto; Código de producto; Productcode; Código de produto; Produktkod; Produktkode; Produktkode; Tuotekoodi; Kod produktu; Код на продукта; Šifra proizvoda; Kód výrobku; Toote kood; Кодифікатор; Termékkód; Cód Tàirge; Izstrádjuma kods; Gaminio kodas; Kodici tal-prodott; Cod produs; Kód výrobku; Koda izdelka.		4244/712XXXX MAXI HME Pleat Without Port
Customer Product Number; Numéro de produit client; Kundenproduktnummer; Numero prodotto cliente; Número de producto del cliente; Klientproductnummer; Número do produto do cliente; Kundens produktnummer; Kundens produktnummer; Kundeproduktnummer; Asiakkaan tuotenumero; Numer produktu Klienta; Номер на продукт на клиента; Broj proizvoda kupca; Číslo produktu zákazníka; Klienti tootenumber; Αριθμός προϊόντος πελάτη; Ügyfél termék száma; Üimhri Tàirge Custaiméara; Klienta produkta numurs; Kliento produkto numeris; Numur tal-Prodott tal-Klijent; Numărul produsului client; Číslo produktu zákazníka; Številka izdelka stranke.		
Product description; Description du produit; Produktbeschreibung; Descrizione prodotto; Descripción de producto; Productomschrijving; Descrição do produto; Produktbeskrivning; Produktbeskrivelse; Tuotteen kuvaus; Opis produktu; Описание на продукта; Opis proizvoda; Popis výrobku; Toote kirjeldus; Περιγραφή προϊόντος; Termékleírás; Tuairisc ar Thàirge; Izstrádjuma apraksis; Gaminio aprašymas; Deskripcji tal-prodott; Descrerea produsului; Popis výrobku; Opis izdelka. MAXI HME Vouwfilter Zonder Poort; MAXI HME plissé sans port; MAXI HME Pleat (Plisseefilter ohne Port); Filtro MAXI HME plissettato senza porta; MAXI HME, plissé uden åbning; MAXI HME Pleat χωρίς πόρτα; MAXI HME plissado sem porta; Pliegue sin puerto MAXI HME; MAXI HME Pleat -suodatin ilman porttia; MAXI HME veckad utan port; MAXI HME skládání bez portu; MAXI HME volditid ilma pordita; MAXI HME redős szűrőelem port nélkül; MAXI HME, plisēts, bez pieslēgvieta; MAXI HME plisuotas be prievado; MAXI HME Pleat Minghaj Port; MAXI HME karbowany bez portu; MAXI HME skládání bez portu; MAXI HME złożenie brez pristanišča; Нагънат филтър MAXI HME без порт; MAXI HME Pléata Gan Bhéalóg; Filtru plisat MAXI HME fără port; MAXI HME nabor bez priključka; MAXI HME Pleat uten port.		Inlet/Outlet Connectors: 22mm Male/15mm Female & 22mm Female/15mm Male ISO 5356 connectors. Approx. dimensions: Ø68.5mm diameter x 84.9mm height. Weight: 28gm (approx.). Bidirectional Filter – Foam Patient Side.
Patient population; Population de patients; Patientenpopulation; Popolazione di pazienti; Población de pacientes; Patiëntenpopulatie; População de doentes; Patientpopulation; Patientpopulation; Pasientpopulasjon; Potlasiyhmä; Populacja pacjentów; Популяция пациентов; Populacija pacijenata; Populace pacientů; Patsiendi populatsioon; Πληθυσμός ασθενών; Betegpopuláció; Daorra na n-othar; Pacientu populația; Pacientų populacija; Popolazzjoni ta' pazienti; Populatia de pacienti; Pacientov; Populacija bolnikov.		Adult; Adulte; Erwachsene; Adulto; Adulto; Volwassen; Adulto; Vuxen; Voksen; Voksen; Aikuisen; Dorosły; Възрастен; Odrasla osoba; Dospělý; Täiskasvanu; Ενήλικος; Felnőtt; Duine Fásta; Pieaugušie; Suauges; Adulti; Adult; Dospelý; Odrasla oseba.
STERILE Product supplied sterile within a single sterile barrier system; Продуктът се доставя стерил в една стерилна бариерна система; A termékét sterilen szállítjuk, egyetlen steril gátfélszerben; Produkt je dodáván sterilní v rámci jedného sterilního bariérového systému; Toote tarnitakse steriliseit ühes steriiles barjäärsüsteemis; To προϊόν παρέχεται αποστειρωμένο σε ένα μόνο αποστειρωμένο σύστημα φραγμού; Proizvod se isporučuje sterilan unutar jednog sustava sterilne barijere; Tàirge a shòlàthrahear steiriùil laistigh de chòras bacaim steiriùil a-mhàin; Produkt tiek piegādāts sterils vienā sterilā barjeras sistēmā; Produkts tiekiamas sterilius vienoje sterilioje barjerinėje sistemoje; Product wordt steril f systeem ta barriera steriel walda; Produktul este furnizat steril într-un singur sistem de barieră steril; Produkt dodávany sterilný v rámci jedného sterilného bariérového systému; Izdelek je dobavljen sterilni znotraj enega samega sterilnega prigradnega sistema; Produkt fourni stérile dans un seul système de barrière stérile; Das Produkt wird innerhalb eines einziigen Sterilbarrieresystems steriel geliefert; Produktto fornito sterile all'interno di un unico sistema di barriera sterile; Producto suministrado estéril dentro de um único sistema de barreira estéril; Product wordt steriel geleverd binnen één steriel barriersysteem; Produkto fornecido esteril dentro de um único sistema de barreira esteril; Produkten leveras steriel i ett enda sterilt barriersystem; Produktet leveras sterilt i ett enkelt sterilt barriersystem; Tuote toimittaan steriliinä yhdessä steriilissä suojajärjestelmässä; Produkt dostarczany w stanie sterylnym w ramach jednego systemu bariery sterylnej; Sterilization: Ethylene oxide; Stérilisation : Oxyde d'éthylène; Sterilisation: Etylenoxid; Sterilizzazione: Ossido di etilene; Esterilización: Óxido de etileno; Sterilisaite: Etyleenoxiide; Esterilização: Óxido de etileno; Sterilisering: Etyleenoxid; Sterilisering: Etylenoksid; Sterilointi: etyleeniksidit; Sterylizacja: Tlenek etylenu; Стерилизація: Етиленовий оксид; Sterilizacija: Etilen-oksidi; Sterilizace: ethylenoxid; Steriliseringime: etüleenoksid; Αποστείρωση: Αιθυλνοξείδιο; Sterilizálás módja: Etilén-oxid; Steriliu: Ossaid etiléine; Sterilizácia: Etilénoksid; Sterilizacija: Etileno oksidas; Sterilizazzjoni: Ethylene oxide; Sterilizare: Oxid de etilenă; Sterilizácia: etylén oxid; Sterilizacija: etilen oksid.; (Max 49.9°C).		Only; Seulement; Nur; Solo; Solamente; Enkel en alleen; Só; Endast; Kun; Bare; Vain; Tytko; Camo; Samo; Pouze; Ainult; Móvo; Kizárólag; Amháin; Tikai; Tik; Biss; Numai; Iba; Samo; 4244/712BSSA.
NON STERILE Product supplied non sterile; Produit livré non stérile; Das Produkt wird nicht steril geliefert; Prodotto non sterile; Producto suministrado sin esterilizar; Product niet-steriel aangeleverd; Produkto fornecido não-estéril; Produkten leveras ej steril; Produkt leveret ikke-steril; Produkt leveret ikke-steril; Tuote toimittaan ei-steriliinä; Produkt dostarczany w stanie niejałowym; Продуктът се доставя нестерилен; Proizvod isporučen nesteriljan; Výrobek je dodáván v nesterilním stavu; Toode tarnitakse mittesterilisena; To προϊόν παρέχεται μη στείλο; A termék nem steriln szállítva; Soláthrahear an tàirge neamhsteriùil; Izstrádjums piegādāts nesterils; Gaminys tiekiamas nesterilus; Productt fornul mltux sterili; Produs furnizat nesteril; Výrobok sa dodáva v nesterilnom stave; Izdelek je dobavljen nesterilnizhan.		Yes; Oui; Ja; Si; Si; Ja; Sim; Ja; Ja; Ja; Joo; Tak; DA; Da; Ano; Jah; Nai; Igen; Tã; Jã; Taip; Iva; Da; Año; Da.
Internal Volume; Volume interne; Innervolumen; Volumen interno; Volume interno; Intern volume; Volume interno; Innervolum; Internt volumen; Indre volum; Sisältävyy; Objetoš wewnętrzna; Внутренний объем; Unutarnji volumen; Vnitřní svazek; Sisemine maht; Εσωτερικός όγκος; Belső kötet; Imleabhar Innheánach; Iekšējais tilpums; Vidinis tūris; Volum Intern; Volum intern; Vnútorný objem; Notranja glasnost.		66ml
Resistance; Résistance; Widerstand; Resistenza; Resistencia; Weerstand; Resistência; Resistans; Modstand; Motstand; Vastus; Opór; Συμροτιβα; Otpornost; Odpor; Vastupanu; Αντίσταση; Ellenálás; Frietolocht; Pretestība; Pasipriešinimas; Resistenza; Resistēntā; Odpor; Odpornost.		Max.162Pa @ 30L/min; Max.375.1Pa @ 60L/min; Max.676.5Pa @ 90L/min.
Temperature during storage; Température de stockage; Temperatur bei Lagerung; Temperatura durante l'immagazzinamento; Temperatura durante el almacenamiento; Temperatuur tijdens opslag; Temperatura em armazenamento; Temperatur under förvaring; Temperatur under opbevaring; Temperatur under opbevaring; Lämpötila varastoinnin aikana; Temperatura podczas składowania; Temperatura po vreme na съхранение; Temperatura tijekom skladištenja; Toplota během skladování; Temperatur ladustamine ajal; Θερμοκρασία κατά την αποθήκευση; Hörmérséklet tárolás közben; Teocht le linn na stórla; Temperatura uzglabāšanas laikā; Temperatūra sandēlavinmo metu; Temperatura waqt il-hażna; Temperatura în timpul depozitării; Toplota počas skladovania; Temperatura med skladištenjem.		5 to 40 °C (41-104 °F)
Moisture Output @ 500ml Tidal Volume; Sortie d'humidité à un volume courant de 500 ml; Feuchtigkeitsabgabe bei 500 ml Tidalvolumen; Uscita umidità @ 500 ml volume corrente; Salida de humedad a 500 ml de volumen tidal; Vochtuitstoot @ 500 ml Tidal Volume; Saída de umidade @ 500ml Volume corrente; Fuktutgång @ 500 ml tidvattenvolym; Fugtutgang @ 500 ml tidevandsvolumen; Fukktutgang @ 500 ml tideavannsmengde; Kosteuslähtö @ 500ml vuorovesi; Wydajność wilgoci przy 500 ml objętości oddechowej; Исход на апара @ 500ml диxалeнeн обeм; Izlaz vlage @ 500 ml osekke za osekku; Vlhkost při dechovém objemu 500 ml; Niiskuse väljund @ 500ml loodele maht; Έvρoση Υποοίκoς @ 500ml Tidal Volume; Páratárlatom @ 500ml arapálytérfogat; Áschrur Taise @ 500ml Toirt Taido; Mitruma izēja @ 500ml plūdmaiņu daudzums; Drēgmės išėjimas @ 500ml potvnyio tūris; Umditā Output @ 500ml Volum tal-Marea; Umiditate de ieşire @ 500ml Volumul mareelor; Wystup vlhkosti @ 500 ml dychového objemu; Izход vlage pri dihalni prostornini 500 ml.		Min.30.44mg/l
Moisture Loss @ 500ml Tidal Volume; Perte d'humidité @ Volume de marée de 500 ml; Feuchtigkeitsverlust bei 500 ml Tidalvolumen; Perda de umidità @ 500 ml volume corrente; Pérdida de humedad a 500 ml de volumen tidal; Vochtverlies @ 500 ml Tidal Volume; Perda de umidade @ 500ml Volume corrente; Fuktförlost @ 500 ml tidvattenvolym; Fugt tab @ 500 ml tidevandsvolumen; Fukktap @ 500 ml tideavannsmengde; Kostushäviö @ 500 ml vuorovesi; Utrata wilgoci przy 500 ml objętości oddechowej; Зарьба на апар @ 500ml диxалeнeн обeм; Gubitak vlage @ 500 ml osekke za osekku; Ztráta vlhkosti při 500 ml dechového objemu; Niiskuse kaotus @ 500ml loodele maht; Moisture Loss @ 500ml πολποοοκός όγκος; Nedvességvesztés @ 500ml arapálytérfogat; Caillteanas Taise @ 500ml Toirt Taido; Mitruma zudums @ 500ml plūdmaiņu daudzums; Drēgmės paradimas @ 500ml potvnyio tūris; Telf ta Umditā @ 500ml Volum tal-Marea; Pierdere de umiditate @ 500ml Volum mareic; Strata vlhkosti při 500 ml dychového objemu; Izguba vlage pri 500 ml dihalnega volumna.		Max.11.42mg/l
Filter Efficiency @ 30L/min; Efficacité du filtre à 30L / min; Filterleistung bei 30 l / min; Efficiencia del filtro @ 30L / min; Eficiencia del filtro a 30 l / min; Filterefficiëntie @ 30L / min; Eficiência do filtro @ 30L / min; Filtreringseffektivitet @ 30L / min; Filtreringseffektivitet @ 30L / min; Filter Effektivitet @ 30L / min; Suodattimen tehokkuus @ 30L / min; Wydajność filtra @ 30 l / min; Эффектoвoст на филтpъ @ 30L / min; Učinkovitost filtra @ 30L / min; Učinnost filtru při 30 l / min; Filtri efektiivsus @ 30L / min; Αποδοτικότητα φίλτρου @ 30L / min; Szűrőhatékonyság @ 30L / per; Eifeachtacht Scagaire @ 30L / min; Filtra efektivitāte @ 30L / min; Filtra efektyvnas @ 30L / min; Efficjenza tal-filtrta @ 30L / min; Eficiēnta filtrului @ 30L / min; Učinnost filtra @ 30L / min; Učinkovitost filtra @ 30L / min.		Min.99.95%
Bacterial Efficiency; Rétention bactérienne; Bakterienretention; Ritenzione di batteri; Retención de bacterias; Bacterieretentie; Retenção bacteriana; Bakterieretention; Bakterieretention; Bakterieretensjon; Bakterien suodatus; Zatrzymywanie bakterii; Эффектoвoст на бактериите; Učinkovitost bakterija; Bakteriální účinnost; Bakterite efektiivsus; Βακτηριοκή απορροαση; Bakteriālis hatékonyság; Eifeachtúlacht Baictéarach; Bakterių efektyvitate; Bakterių efektyvnas; Efficjenza Batterjali; Eficiēntā bacterianā; Bakteriālna účinnost; Učinkovitost bakterij.		Min.99.999%
Viral Efficiency; Rétention virale; Virenretention; Ritenzione di virus; Retención de virus; Virusretentie; Retenção de vírus; Virusretention; Virusretention; Virusretensjon; Virusten suodatus; Zatrzymywanie wirusów; Вирoна эффектoвoст; Virusa učinkovitost; Virová účinnost; Virussiek efektiivsus; Ιxήf απορροαση; Virushatékonyág; Eifeachtúlacht Vireasach; Virusu efektiivtate; Viruusin efektyvnas; Efficjenza Virali; Eficiēntā virāl; Virusová účinnost; Virusna učinkovitost.		Min.99.999%
Tidal Volume range; Plage de volume de cycle recommandée; empfohl Hubvolumen-Bereich; Intervallo del volume corrente; Rango de volumen tidal recomendado; Aanbevolen slag-volumebereik; Gama do volume corrente recomendado; Rekommanderat andtagsvolymsintervall; Anbefalt inspirationsvolumenområde; Anbefalt stvotvolumområde; Suositeltu iskutilavuussalue; Zalecany zakres objętości cyklu; Diapazon na prihlavní obem; Raspon plimnog volumna; Rozsah dechového objemu; Loodele mahu vahemik; Εύρος πολποοοκός όγκος; Arapálytérfogat tartomány; Raon toirt taido; Plūdmaiņu apjoma diapazons; Potvnyio tūrio diapazons; Firxa tal-Volum tal-Marea; Gama volumului mareelor; Rozsah prilivového a odlivového objemu; Obseg dihalne prostornine.		200-1500 ml
Gas leakage; Fuite de gaz; Gasleakage; Perdita di gas; Pérdida de gas; Gaslekkage; Fuga de gases; Gasläckage; Gaslekkasje; Kaasun vuoto; Uplyv gazu; Истечение на газ; Propustanje plina; Únik plynu; Gaasi leke; Διπορροαση; Gázszivárgás; Scelthead gais; Gāzes noplūde; Dujų nuotėkis; Τίνοξη tal-gas; Scurgerea gazului; Únik plynu; Uhajanje plina.		Max.0.0ml/min @ 7kPa
Housing; Boitier; Gehäuse; Alloggiamento; Carcasa; Behuizing; Estructura; Kabinet; Hus; Hus; Pidike; Obudova; Koprny; Kučšte; Kyt; Ümbris; Περιβλήρη; Burkolat; Títhlocht; Mätkli; Böstas; Djar; Carcasă; Kryt; Ohišje.		PP
Filter Media; Matière du filtre; Filter-Medium; Materiale del filtro; Filtro; Filter medium; Material do filtro; Filtermaterial; Filtermateriale; Filtermedium; Suodattimen väliaine; Medium filtrujace; Филтpиpуаща среда; Filtrarski medij; Filtrační prostředi; Filter; Μέρο φίλτρου; Szűrőközeg; Meán Scagaire; Filtrēt multivdi; Filtruoti lakmena; Ifiltrta l-Midja; Medi de filtrare; Filtračné médium; Filtrimi medij.		Synthetic Membrane Media
HME Media; Matière HME; HME-Medium; HME; HME; HME medium; Material do HME; HME-material; HME-materiale; HME-medium; HME: n väliaine; Medium HME; HME n väliaine; Medium HME; HME medij; HME média; HME media; Μέρο HME; HME média; Meán HME; HME medij; HME zniasklaida; Midja HME; Mass-media HME; HME média; Medij HME.		PU



 GVS Filter Technology UK Ltd.
Caton Road
Lancaster,
LA1 3PE
United Kingdom

 Tel: +44 (0) 1524 847600
 Email: gvsuk@gvs.com



Instructions For Use; Mode d'emploi; Gebrauchsanweisung; Istruzioni per l'uso; Instrucciones de uso; Gebruiksaanwijzing; Instruções de Utilização; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Käyttöohjeet; Instrukcja użytkowania; Инструкция за употреба; Upute za upotrebu; Návod k použití; Kasutusjuhend; Οδηγίες χρήσης; Használati útmutató; Treoracha Úsáide; Lietošanas instrukcija; Naudojimo instrukcijos; Istruzzjonijiet dwar l-Użu; Instrucțiuni de utilizare; Návod na použitie; Navodila za uporabo.

Clinical benefits: The following benefits are associated with Air Filtration Devices applications: Administration of filtered gases to the patient; Filtration of exhausted gases from the patient; Humidification of delivered gases; Prevention of cross contamination between the patients and any peripheral equipment.	Bénéfices cliniques: Les avantages suivants sont associés aux applications des dispositifs de filtration d'air: Administration de gaz filtrés au patient; Filtration des gaz rejetés par le patient; Humidification des gaz délivrés; Prévention de la contamination croisée entre les patients et tout équipement périphérique.	Benefici clinici: I seguenti dispositivi sono associati all'uso dei dispositivi di filtraggio: Somministrazione di gas filtrati al paziente; Filtrazione dei gas esausti dal paziente; Umidificazione dei gas erogati; Prevenzione della contaminazione incrociata tra i pazienti e qualsiasi apparecchiatura periferica.	Beneficios clínicos: Los siguientes beneficios están asociados con las aplicaciones de dispositivos de filtración de aire: Administración de gases filtrados al paciente; Filtración de gases exhaustos del paciente; Humidificación de los gases entregados; Prevención de contaminación cruzada entre pacientes y cualquier equipo periférico.	Benefícios clínicos: Os seguintes benefícios estão associados às aplicações de dispositivos de filtragem de ar: Administração de gases filtrados ao paciente; Filtragem dos gases exauridos do paciente; Umidificação dos gases entregues; Prevenção de contaminação cruzada entre pacientes e quaisquer equipamentos periféricos.
Klinische Vorteile: Die folgenden Vorteile sind mit den Anwendungen von Luftfiltergeräten verbunden: Verabreichung gefilterter Gase an den Patienten; Filterung der Abgase des Patienten; Befeuchtung der zugeführten Gase; Verhinderung einer Kreuzkontamination zwischen Patienten und Peripheriegeräten.	Klinische voordelen: De volgende voordelen zijn verbonden aan toepassingen van luchtfiltertratieapparaten: Toediening van gefilterde gassen aan de patiënt; Filtratie van uitlaatgassen van de patiënt; Bevochtiging van de geleverde gassen; Preventie van kruisbesmetting tussen patiënten en eventuele randapparatuur.	Kliniska fördelar: Följande fördelar är förknippade med applikationer för luftfiltreringsanordningar: Administrering av filtrerade gaser till patienten; Filtrering av avgaser från patienten; Befuktning av de levererade gaserna; Förebyggande av korskontaminering mellan patienter och all kringutrustning.	Kliniske fordele: Følgende fordele er forbundet med luftfiltreringsenheder: Administration af filtrerede gasser til patienten; Filtrering af udtømte gasser fra patienten; Befugtning af de leverede gasser; Forebyggelse af krydskontaminering mellem patienter og eventuelt perifert udstyr.	Kliniske fordeler: Følgende fordeler er knyttet til applikasjoner for luftfiltrering: Administrering av filtrerte gasser til pasienten; Filtrering av utmattede gasser fra pasienten; Fukting av de leverte gassene; Forebygging av krysskontaminering mellom pasienter og eventuelt perifert utstyr.
Kliiniset edut: Seuraavat edut liittyvät ilmansuodatuslaitteiden sovelluksiin: Suodatettujen kaasujen antaminen potilaalle; Potilaasta poistuneiden kaasujen suodatus; Toimitettujen kaasujen kostutus; Potilaiden ja oheislaitteiden välisen ristikontaminaation estäminen.	Korzyści kliniczne: Z zastosowaniami urządzeń do filtracji powietrza wiązą się następujące korzyści: Podawanie pacjentowi przefiltrowanych gazów; Filtracja gazów wydychanych przez pacjenta; Nawilżanie dostarczanych gazów; Zapobieganie zanieczyszczeniu krzyżowemu pacjentów i wszelkich urządzeń peryferyjnych.	Клинични ползи: Следните предимства са свързани с приложенията на устройството за филтриране на въздух: Прилагане на филтрирани газове на пациента; Филтриране на изгорелите газове от пациента; Овлажняване на подаваните газове; Предотвратяване на кръстосано заразяване между пациенти и всяко периферно оборудване.	Kliničke prednosti: Sljedeće prednosti povezane su s primjenama uređaja za filtriranje zraka: Davanje filtriranih plinova pacijentu; Filtracija ispušnih plinova od pacijenta; Ovlaživanje isporučenih plinova; Sprječavanje unakrsne kontaminacije između pacijenata i bilo koje periferne opreme.	Klinické výhody: S aplikacemi zařízení pro filtraci vzduchu jsou spojeny následující výhody: Podání filtrovaných plynů pacientovi; Filtrace výfukových plynů od pacienta; Zvlhčování přiváděných plynů; Prevence křížové kontaminace mezi pacienty a jakýmkoli periferním zařízením.
Kliinilised eelised: Õhufiltreerimiseseadmete rakendustega on seotud järgmised eelised: Filtreeritud gaaside manustamine patsiendile; Patsiendi heitgaaside filtreerimine; tarnitud gaaside niisutamine; Patsiendide ja välisseadmete vahelise ristsaastumise vältimine.	Κλινικά οφέλη: Τα ακόλουθα οφέλη σχετίζονται με τις εφαρμογές της συσκευής φιλτραρίσματος αέρα: Χορήγηση φιλτραρισμένων αερίων στον ασθενή. Διήθηση των καυσαερίων από τον ασθενή. ύγρανση των παραδιδόμενων αερίων. Πρόληψη της διασταυρούμενης μόλυνσης μεταξύ ασθενών και οποιοδήποτε περιφερειακού εξοπλισμού.	Klinikai előnyök: A következő előnyökkel jár a levegőszűrő berendezések alkalmazásai: Szűrt gázok beadása a betegnek; A kimerült gázok kiszűrése a páciensből; A szállított gázok párástítása; A betegek és a perifériás berendezések közötti keresztszennyeződés megelőzése.	Sochair chliniciúla: Baineann na buntáistí seo a leanas le feidhmchláir feiste scagacháin aeir: Gáis scagtha a thabhairt don othar; Scagadh gáis idithe ón othar; Humidification na ngás seachadta; Cosc ar thras-éilliú idir othair agus aon trealamh forimeallach.	Klīniskās priekšrocības: Ar gaisa filtrēšanas ierīču lietojumiem ir saistītas šādas priekšrocības: Filtrētu gāzu ievadīšana pacientam; Izplūdušo gāzu filtrēšana no pacienta; Piegādāto gāzu mitrināšana; Pacientu un jebkuras perifērijas aprikojuma savstarpējas inficēšanās novēršana.
Klinikinė nauda: Šie privalumai yra susiję su oro filtravimo įrenginių programomis: Filtruotų dujų skyrimas pacientui; Iš paciento išmetamų dujų filtravimas; Tiekiamų dujų drėkinimas; Kryžminio pacientų ir bet kokios periferinės įrangos užteršimo prevencija.	Beneficii clinici: Il-benefiċċji li ġejjin huma assoċjati mal-applikazzjonijiet tal-apparat tal-filtrazzjoni tal-arja: Amministrazzjoni ta' gassijiet iffiltrati lill-pazjent; Filtrazzjoni ta' gassijiet eżawriti mill-pazjent; Umidifikazzjoni tal-gassijiet mogħtija; Umidifikazzjoni tal-gassijiet mogħtija.	Beneficii clinice: Următoarele beneficii sunt asociate cu aplicațiile dispozitivelor de filtrare a aerului: Administrarea de gaze filtrate la pacient; Filtrarea gazelor evacuate de la pacient; Umidificarea gazelor livrate; Prevenirea contaminării încrucișate între pacienți și orice echipament periferic.	Klinické výhody: Následujúce výhody sú spojené s aplikáciami zariadení na filtráciu vzduchu: Podávanie filtrovaných plynov pacientovi; Filtrácia vyčerpaných plynov od pacienta; Zvlhčovanie dodávaných plynov; Prevencia krížovej kontaminácie medzi pacientmi a akýmkoľvek periférnym zariadením.	Klinične koristi: Naslednje prednosti so povezane z aplikacijami naprav za filtriranje zraka: Dajanje filtriranih plinov pacientu; Filtracija izpušnih plinov od pacienta; Vlaženje dobavljenih plinov; Preprečevanje navzkrižne kontaminacije med bolniki in katero koli periferno opremo.