




Instructions For Use; Mode d'emploi; Gebrauchsanweisung; Istruzioni per l'uso; Instrucciones de uso; Gebruiksaanwijzing; Instruções de Utilização; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Käyttöohjeet; Instrukcja użytkowania; Инструкции за употреба; Upute za upotrebu; Návod k použití; Kasutusjuhend; Οδηγίες χρήσης; Használati útmutató; Teoracha Úsáide; Lietošanas instrukcija; Naudojimo instrukcijos; Istruzioni per l'uso; Istruzioni di utilizzo; Návod na použití; Navodila za uporabo.

REF		4333/01XXXX ECO HMEF	
Customer Product Number; Numéro de produit client; Kundenproduktnummer; Número prodotto cliente; Número de producto del cliente; Klientproductnummer; Kundens produktnummer; Kundens produktnummer; Kundeproduktnummer; Asiakaan tuotenumero; Numer produktu klienta; Номер на продукт на клиента; Broj proizvoda kupca; Číslo produktu zákazníka; Kliendi tootenumber; Αριθμός προϊόντος πελάτη; Ügyfél termékazonosító; Uimhir Táirge Custaiméara; Klienta produkta numurs; Kliento produkto numeris; Numru tal-Prodott tal-Klijent; Numărul produsului client; Číslo produktu zákazníka; Številka izdelka stranke.			
Product description; Description du produit; Produktbeschreibung; Descrizione prodotto; Descripción de producto; Productschrijving; Descrição do produto; Produktbeskrivning; Produktskrievule; Produktbeskrivelse; Tuoteen kuvaus; Opis produktu; Описание на продукта; Opis proizvoda; Popis výrobku; Toetekiðfeldur; Περιγραφή προϊόντος; Termékleírás; Tuairisc ar Tháirge; Izstrādājuma apraksts; Gaminio aprašymas; Deskripcija tal-prodotti; Descrierea produsului; Popis výrobku; Opis izdelka.		Inlet/Outlet Connectors: 22mm Male/15mm Female & 22mm Female/15mm Male ISO 5356 connectors and Ø4.3mm luer port. Approx. dimensions: Ø68.5mm x 77mm height. Weight: 27gm (approx). Bidirectional Filter, foam patient side.	
Patient population; Population de patients; Patientenpopulation; Popolazione di pazienti; Población de pacientes; Patiëntenpopulatie; População de doentes; Patientpopulation; Patientpopulatsioon; Pasienptäryhmä; Populația pacienților; Популяция пациентов; Populacja pacjentów; Populace pacientů; Patsiendi populatsioon; Παθνησμός ασθενών; Betegepopuláció; Daorra na n-thar; Pacientu populația; Pacienčių populacija; Popolazzjoni ta' pazienti; Populāja de pacient; Pacientov; Populacija bolnikov.		Adult; Adulte; Erwachsene; Adulto; Adulto; Volwassene; Adulto; Vuxen; Voksen; Voksen; Aikuinen; Dorosły; Възрастен; Odrasla osoba; Dospělý; Täiskasvanu; Ενήλικος; Felnőtt; Duine Fásta; Pieaugušais; Suaugęs; Adulti; Adult; Dospelý; Odrasla oseba.	
STERILE EO Product supplied sterile within a single sterile barrier system; Продуктът се доставя стерилен в една стерилна бариерна система; A termékét sterilien szállítjuk, egyetlen sterili gátrendszerben; Produkt je dodáván sterilní v rámci jediného sterilního bariérového systému; Toode tarnitakse steriilselt ühes steriilses barjäärsüsteemis; Το προϊόν παρέχεται αποστειρωμένο σε ένα μόνο αεροστεγές σύστημα φραγής; Proizvod se isporučuje sterilan unutar jednog sustava sterilne barijere; Táirge a shálathraitear sterilíúil leistigh de chóras bacáinn sterilíúil amháin; Produkts tiek piegādāts sterils viena sterila bariēras sistēmā; Produkta tiekiamas sterilis vienėje sterilinio bariérojoje sistemą; Produkt fornt steril i'systema ta' barierra sterila; Produsul este furnizat steril într-un singur sistem de barieră sterilă; Produkt dodávany sterilný v rámci jediného sterilného bariérového systému; izdelek je dobavljen sterilen znotraj enega samega sterilnega pregradnega sistema; Produitt fourni stérile dans un seul système de barrière stérile; Das Produkt wird innerhalb eines einzigen Sterilbarrierensystems steriel geliefert; Prodotto fornito sterile all'interno di un unico sistema di barriera sterile; Producto suministrado estéril dentro de un único sistema de barrera estéril; Product wordt steriel geleverd binnen één steriel barriersysteem; Produto fornecido esteril dentro de um único sistema de barreira esteril; Produkten leveraras steril i ett enda sterilt barriärsystem; Produktet leveras sterilt i et enkelt sterilt barriersystem; Produktet leveras sterilt i et enkelt sterilt barriersystem; Tuote toimetaan sterilinä yhdessä steriilissä suojajärjestelmässä; Produkt dostarczany w stanie sterylonym w ramach jednego systemu bariery sterylnej; Sterilizacão: Ethylene oxide, Sterilisacão: Oxide d'éthylène, Sterilisation: Etylenoxid; Sterilization: Etylenoxid; Esterilización: Óxido de etileno; Sterilisatie: Ethyleenoxide; Esterilização: Óxido de etileno; Sterilisering: Etylenoxid; Sterilisering: Etylenoxid; Sterilizing: Etylenoksidi; Sterilointi: etyleenoksid; Sterylizacja: Tlenek etylenu, Steremizacja: Etylenowe oksid; Sterilizacija: Etilen-oksid, Sterilizacija: etylenoxid; Sterilisierung: Etylenoksid; Sterilisierung: Etylenoksid; Amotsteynyuy: Avdukeynoyebio; Sterilzálás módja: Etilén-oxid; Sterilnő: Ossaid etiléitine; Sterilnážja: Etilénoksid; Sterilizacija: Etileno oksidas; Sterilizazzjoni: Etylene oxide; Sterilizare: Oxid de etilenă; Sterilizácia: etylen oxid; Sterilizacija: etilen oksid.; (Max 49.9°C).		Only; Seulement; Nur; Solo; Solamente; Enkel en alleen; Só; Endast; Kun; Bare; Vain; Tytko; Camo; Samo; Pouze; Ainult; Móno; Kizárólag; Amháin; Tikai; Tik; Biss; Numai; Iba; Samo: 4333/01BSSA, 4333/01BTUA.	
NON STERILE Product supplied non sterile; Produitt livré non stérile; Das Produkt wird nicht steriel geliefert; Prodotto non sterile; Producto suministrado sin esterilizar; Product niet-steriel aangeleverd; Produto fornecido não-estéril; Produkten leveraras ej steril; Produkt leveret ikke-sterilt; Tuote toimetaan ei-sterilillä; Produkt dostarczany w stanie niejałowym; Продуктът се доставя нестерилен; Proizvod isporučen nesterialan; Výrobek je dodáván v nesterilním stavu; Toode tarnitakse mittesterilisena; Το προϊόν παρέχεται μη στείρο; A termék nem sterilien szállítva; Shálathraítear an táirge neamhsteinílíúil; Izstrādājums piegādāts nesteril; Gaminys tiekiamas nesterilus; Produkt fornt muhx steril; Produs furnizat nesteril; Výrobok sa dodáva v nesterilnom stave; Izdelek je dobavljen nesteriliziran.		Yes; Oui; Ja; Si; Si; Ja; Sim; Ja; Ja; Ja; Joo; Tak; DA; Åno; Jah; Nai; Igen; Tá; Já; Taip; Iva; Da; Åno; Da.	
Internal Volume; Volume interne; Innenvolumen; Volumen interno; Volume interno; Intern volume; Volume interno; Innervolum; Internl volumen; Indre volum; Sisällävuum; Objętość wewnętrzna; Внутренний объем; Unutartaji volumen; Infiltni svazek; Sisemine mahit; Їмлеабhar Імнећаінах; Iekšējais tilpums; Vidinis tūris; Volum Intern; Volum intern; Vnitřný objem; Notarinja glasnost.		53ml	
Resistance; Résistance; Widerstand; Resistenza; Resistencia; Weerstand; Resistência; Resistans; Modstand; Motstand; Vastus; Opór; Сопротивляе; Opornost; Odpor; Vastupanu; Αντίστοιχο; Ellenállás; Frietoelocht; Pretestibá; Pasipriešinimas; Rezistenza; Rezystencja; Odpor; Odpomnost.		Max.132Pa @ 30L/min; Max.286Pa @ 60L/min; Max.462Pa @ 90L/min.	
Temperature during storage; Température de stockage; Temperatur bei Lagerung; Temperatura durante l'immagazzinamento; Temperatura durante el almacenamiento; Temperatuur tijdens opslag; Temperatura em armazenamento; Temperatur under förvaring; Temperatur under opbevaring; Lämpötila varastoinnin aikana; Temperatura podczas składowania; Температура по време на съхранение; Temperatura tijekom skladištenja; Teplota během skladování; Temperatuur ladustamise ajal; Θερμοκρασία κατά την αποθήκευση; Hörmérséklet tárolás közben; Teocht le linn na stórála; Temperatura uzglabããnas laikã; Temperatura sãndelãvino metu; Temperatura waqt il-hazina; Temperatura în timpul depozitării; Teplota počas skladovania; Temperatura med skladiščenjem.		5 to 40 °C (41-104 °F)	
Moisture Output @ 500ml Tidal Volume; Sortie d'humidité à un volume courant de 500 ml; Feuchtigkeitsabgabe bei 500 ml Tidalvolumen; Uscita umidità @ 500 ml volume corrente; Salida de humedad a 500 ml de volumen tidal; Vochtuitstoot @ 500 ml Tidal Volume; Saída de umidade @ 500ml Volume corrente; Fukktulgång @ 500 ml tidavattenvolyum; Fugtulgång @ 500 ml tidevandsvolumen; Fukktulgång @ 500 ml tidevandsmængde; Kosteuslähtö @ 500 ml vuorovesi; Wydalność wilgoci przy 500 ml objętości oddechowej; Zaryba na anara @ 500ml Дихателен обем; Излаз vlage @ 500 ml osekse za osekku; Vilhkost pri dechowém objemu 500 ml; Niiskuse väljund @ 500ml loodete mahit; Έκποση Υγρασίας; @ 500ml Tidal Volume; Pãratartalóm; Hõméréséklet tárolás térfogat; Aschur Taise @ 500ml Toirt Taoidé; Mitruma izēja @ 500ml plūdmainju daudzums; Drėgmės išėjimas @ 500ml potvinytio tūris; Umidità Output @ 500ml Volum tal-Marea; Umiditate de ieşire @ 500ml Volumul marelor; Výstup vlhkosti @ 500 ml dychového objemu; Izход vlage pri dihalni prostornini 500 ml.		Min. 32.59mg/l	
Moisture Loss @ 500ml Tidal Volume; Perte d'humidité @ Volume de marée de 500 ml; Feuchtigkeitsverlust bei 500 ml Tidalvolumen; Perda de umidade @ 500 ml volume corrente; Pérdida de humedad a 500 ml de volumen tidal; Vochtsverlies @ 500 ml Tidal Volume; Perda de umidade @ 500ml Volume corrente; Fuktstap @ 500 ml tidevandsvolumen; Fuktstap @ 500 ml tidevandsmængde; Kostushäviö @ 500 ml vuorovesi; Utrata wilgoci przy 500 ml objętości oddechowej; Zaryba na anara @ 500ml Дихателен обем; Gubitak vlage @ 500 ml osekse za osekku; Zrãta vlhkosti pri 500 ml dechowého objemu; Niiskusekaotus @ 500ml loodete mahit; Moisture Loss @ 500ml ποικυλοποιός όγκος; Nedvességvesztés @ 500ml tárolási térfogat; Calitateaas Taise @ 500ml Toirt Taoidé; Mitruma zudums @ 500ml plūdmainju daudzums; Drėgmės praradimas @ 500ml potvinytio tūris; Telf ta Umidità @ 500ml Volum tal-Marea; Pierdere de umiditate @ 500ml Volum mareic; Strata vlhkosti pri 500 ml dychového objemu; Izguba vlage pri 500 ml dihalnega volumna.		Max.9.63mg/l	
Filter Efficiency @ 30L/min; Efficacité du filtre à 30 L / min; Filterleistung bei 30 l / min; Efficiencia del filtro a 30 l / min; Eficiencia del filtro a 30 l / min; Filtrerefficientie @ 30L / min; Eficiência do filtro @ 30L / min; Filtringseffektivitet @ 30L / min; Filteringsseffektivitet @ 30L / min; Filter Effektivitet @ 30L / min; Suodatimen tehokkuus @ 30L / min; Wydalność filtra @ 30 l / min; Эффективност на филтъра @ 30L / min; Ünkinövost filtra @ 30L / min; Ünčnost filtru při 30 l / min; Filtri efektiivsus @ 30L / min; Αποδοτικότητα φίλτρου @ 30L / min; Szűrőhatékonyág @ 30L / perc; Eifeachtachait Scagaire @ 30L / nóim; Filtra efektivitãte @ 30L / min; Filtra efektyvumas @ 30L / min; Filtru efektyvnosa tal-filtru @ 30L / min; Eficiença filtri @ 30L / min; Eficiença filtralui @ 30L / min; Ünčnost filtra @ 30L / min; Ünkinövost filtra @ 30L / min.		Min. 98.5%	
Bacterial Efficiency; Rétention bactérienne; Bakterienretention; Ritenzione di batteri; Retención de bacterias; Bacterieretentie; Retenção bacteriana; Bakterieleretion; Bakterieneretension; Bakteriarentasjon; Bakterien suodatus; Zatrzymanie bakterii; Efectividad sobre bacterias; Efectivnost nad bakterijami; Ünkinövost bakterija; Bakteriální ünčnost; Bakterie efektiivsus; Βακτηριακή αποτελεσματικότητα; Bakteriális hatékonyág; Eifeachtúlacht Baictéarach; Bakteriujú efektivitãte; Bakteriujú efektyvumas; Efiçiença Batterjal; Efiçiença bacterianã; Bakteriálna ünčnost; Ünkinövost bakterji.		Min.99.999%	
Viral Efficiency; Rétention virale; Virenretention; Ritenzione di virus; Retención de virus; Virusretentie; Retenção de vírus; Virusretention; Virusretensjon; Virusten suodatus; Zatrzymanie wirusów; Вируса ефективнось; Virusa ünkinövost; Virová ünčnost; Virussik efektiivsus; Ιική αποτελεσματικότητα; Virushatékonyág; Eifeachtúlacht Vireasac; Virusu efektivitãte; Virusrinis efektyvumas; Efiçiença Viral; Efiçiença viralã; Virusová ünčnost; Virusna ünkinövost.		Min.99.999%	



 GVS Filter Technology UK Ltd.
Caton Road
Lancaster,
LA1 3PE
United Kingdom

 Tel: +44 (0) 1524 847600
 Email: gvsuk@gvs.com



Instructions For Use; Mode d'emploi; Gebrauchsanweisung; Istruzioni per l'uso; Instrucciones de uso; Gebruiksaanwijzing; Instruções de Utilização; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Käyttöohjeet; Instrukcja użytkowania; Инструкция за ynompeба; Upute za upotrebu; Návod k použití; Kasutusjuhend; Οδηγίες χρήσης; Használati útmutató; Treoracha Úsáide; Lietošanas instrukcija; Naudojimo instrukcijos; Istruzzjonijiet dwar l-Użu; Instrucțiuni de utilizare; Návod na použitie; Navodila za uporabo.

Clinical benefits: The following benefits are associated with Air Filtration Devices applications: Administration of filtered gases to the patient; Filtration of exhausted gases from the patient; Humidification of delivered gases; Prevention of cross contamination between the patients and any peripheral equipment; Easy access to monitor the patient through Luer port access.	Bénéfices cliniques: Les avantages suivants sont associés aux applications des dispositifs de filtration d'air: Administration de gaz filtrés au patient; Filtration des gaz rejetés par le patient; Humidification des gaz délivrés; Prévention de la contamination croisée entre les patients et tout équipement périphérique; Accès facile pour surveiller le patient grâce à l'accès au port Luer.	Benefici clinici: I seguenti dispositivi sono associati all'uso dei dispositivi di filtraggio: Somministrazione di gas filtrati al paziente; Filtrazione dei gas esausti dal paziente; Umidificazione dei gas erogati; Prevenzione della contaminazione incrociata tra i pazienti e qualsiasi apparecchiatura periferica; Semplice accesso al monitoraggio del paziente attraverso il portale Luer.	Beneficios clínicos: Los siguientes beneficios están asociados con las aplicaciones de dispositivos de filtración de aire: Administración de gases filtrados al paciente; Filtración de gases exhaustos del paciente; Humidificación de los gases entregados; Prevención de contaminación cruzada entre pacientes y cualquier equipo periférico; Fácil acceso para monitorización de pacientes a través del acceso al puerto Luer.	Benefícios clínicos: Os seguintes benefícios estão associados às aplicações de dispositivos de filtragem de ar: Administração de gases filtrados ao paciente; Filtragem dos gases exauridos do paciente; Umidificação dos gases entregues; Prevenção de contaminação cruzada entre pacientes e quaisquer equipamentos periféricos; Fácil acesso para monitoramento do paciente através da porta Luer.
Klinische Vorteile: Die folgenden Vorteile sind mit den Anwendungen von Luftfiltergeräten verbunden: Verabreichung gefilterter Gase an den Patienten; Filterung der Abgase des Patienten; Befeuchtung der zugeführten Gase; Verhinderung einer Kreuzkontamination zwischen Patienten und Peripheriegeräten; Einfacher Zugang zur Patientenüberwachung durch Luer-Port-Zugang.	Klinische voordelen: De volgende voordelen zijn verbonden aan toepassingen van luchtfiltertratieapparaten: Toediening van gefilterde gassen aan de patiënt; Filtratie van uitlaatgassen van de patiënt; Bevochtiging van de geleverde gassen; Preventie van kruisbesmetting tussen patiënten en eventuele randapparatuur; Gemakkelijke toegang voor patiëntbewaking via Luer-poorttoegang.	Kliniska fördelar: Följande fördelar är förknippade med applikationer för luftfilteringsanordningar: Administrering av filtrerade gaser till patienten; Filtering av avgaser från patienten; Befuktning av de levererade gaserna; Förebyggande av korskontaminering mellan patienter och all kringutrustning; Enkel åtkomst för patientövervakning via Luer-port.	Kliniske fordele: Følgende fordele er forbundet med luftfilteringsenheder: Administration af filtrerede gasser til patienten; Filtering af udtømte gasser fra patienten; Befugtning af de leverede gasser; Forebyggelse af krydskontaminering mellem patienter og eventuelt perifert udstyr; Nem adgang til patientovervågning via Luer-portadgang.	Kliniske fordeler: Følgende fordeler er knyttet til applikasjoner for luftfiltrering: Administrering av filtrerte gasser til pasienten; Filtering av utmattede gasser fra pasienten; Fukting av de leverte gassene; Forebygging av krysskontaminering mellom pasienter og eventuelt perifert utstyr; Enkel tilgang for pasientovervåking gjennom Luer-porttilgang.
Kliiniset edut: Seuraavat edut liittyvät ilmansuodatuslaitteiden sovelluksiin: Suodatettujen kaasujen antaminen potilaalle; Potilaasta poistuneiden kaasujen suodatus; Toimitettujen kaasujen kostutus; Potilaiden ja oheislaitteiden välisen ristikontaminaation estäminen; Helppo pääsy potilaan seurantaan Luer-portin kautta.	Korzyści kliniczne: Z zastosowaniami urządzeń do filtracji powietrza wiązą się następujące korzyści: Podawanie pacjentowi przefiltrowanych gazów; Filtracja gazów wydychanych przez pacjenta; Nawilżanie dostarczanych gazów; Zapobieganie zanieczyszczeniu krzyżowemu pacjentów i wszelkich urządzeń peryferyjnych; Łatwy dostęp do monitorowania pacjenta poprzez dostęp do portu Luer.	Клинични ползи: Следните предимства са свързани с приложенията на устройството за филтриране на въздух: Прилагане на филтрирани газове на пациента; Филтриране на изгорелите газове от пациента; Овлажняване на подаваните газове; Предотвратяване на кръстосано заразяване между пациенти и всяко периферно оборудване; Лесен достъп за наблюдение на пациенти чрез достъп до Luer порт.	Kliničke prednosti: Sljedeće prednosti povezane su s primjenama uređaja za filtriranje zraka: Davanje filtriranih plinova pacijentu; Filtracija ispušnih plinova od pacijenta; Ovlaživanje isporučenih plinova; Sprječavanje unakrsne kontaminacije između pacijenata i bilo koje periferne opreme; Jednostavan pristup za praćenje pacijenata kroz pristup Luer priključku.	Klinické výhody: S aplikacemi zařízení pro filtraci vzduchu jsou spojeny následující výhody: Podání filtrovaných plynů pacientovi; Filtrace výfukových plynů od pacienta; Zvlhčování přiváděných plynů; Prevence křížové kontaminace mezi pacienty a jakýmkoli periferním zařízením; Snadný přístup pro monitorování pacienta prostřednictvím přístupu k portu Luer.
Kliinilised eelised: Õhufiltreerimiseadmete rakendustega on seotud järgmised eelised: Filtreeritud gaaside manustamine patsiendile; Patsiendi heitgaaside filtreerimine; tarnitud gaaside niisutamine; Patsientide ja välisseadmete vahelise ristsaastumise vältimine; Lihtne juurdepääs patsiendi jälgimisele Lueri pordi kaudu.	Κλινικά οφέλη: Τα ακόλουθα οφέλη σχετίζονται με τις εφαρμογές της συσκευής φιλτραρίσματος αέρα: Χορήγηση φιλτραρισμένων αερίων στον ασθενή. Διήθηση των καυσαερίων από τον ασθενή. ύγρανση των παραδιδόμενων αερίων. Πρόληψη της διασταυρούμενης μόλυνσης μεταξύ ασθενών και οποιουδήποτε περιφερειακού εξοπλισμού. Εύκολη πρόσβαση για παρακολούθηση ασθενών μέσω της πρόσβασης στη θύρα Luer.	Klinikai előnyök: A következő előnyökkel jár a levegőszűrő berendezések alkalmazásai: Szűrt gázok beadása a betegnek; A kimerült gázok kiszűrése a páciensből; A szállított gázok párástítása; A betegnek és a perifériás berendezések közötti keresztszennyeződés megelőzése; Könnyű hozzáférés a páciens megfigyeléséhez a Luer porton keresztül.	Sochair chliniciúla: Baineann na buntáistí seo a leanas le feidhmchláir feiste scagacháin aeir: Gáis scagtha a thabhairt don othar; Scagadh gáis idithe ón othar; Humidification na ngás seachadta; Cosc ar thras-éilliú idir othair agus aon trealamh forimeallach; Rochtain éasca le haghaidh monatóireachta othar trí rochtain calafoirt Luer.	Klīniskās priekšrocības: Ar gaisa filtrēšanas ierīču lietojumiem ir saistītas šādas priekšrocības: Filtrētu gāzu ievadīšana pacientam; Izplūdušo gāzu filtrēšana no pacienta; Piegādāto gāzu mitrināšana; Pacientu un iebkuras perifērijas aprikojuma savstarpējas inficēšanās novēršana; Viegla piekļuve pacientu uzraudzībai, izmantojot Luer porta piekļuvi.
Klinikinė nauda: Šie privalumai yra susiję su oro filtravimo įrenginių programomis: Filtruotų dujų skyrimas pacientui; Iš paciento išmetamų dujų filtravimas; Tiekiamų dujų drėkinimas; Kryžminio pacientų ir bet kokios periferinės įrangos užteršimo prevencija; Lengva prieiga prie paciento stebėjimo per Luer prievadą.	Beneficții clinici: Il-beneficċji li ġejjin huma assoċjati mal-applikazzjonijiet tal-apparat tal-filtrazzjoni tal-arja: Amministrazzjoni ta' gassijiet iffiltrati lill-pazjent; Filtrazzjoni ta' gassijiet eżawriti mill-pazjent; Umidifikazzjoni tal-gassijiet mogħtija; Umidifikazzjoni tal-gassijiet mogħtija; Aċċess faċli għall-monitoraġġ tal-pazjent permezz ta' aċċess għall-port Luer.	Beneficii clinice: Următoarele beneficii sunt asociate cu aplicațiile dispozitivelor de filtrare a aerului: Administrarea de gaze filtrate la pacient; Filtrarea gazelor evacuate de la pacient; Umidificarea gazelor livrate; Prevenirea contaminării încrucișate între pacienți și orice echipament periferic; Acces ușor pentru monitorizarea pacientului prin accesul la portul Luer.	Klinické výhody: Následující výhody sú spojené s aplikáciami zariadení na filtráciu vzduchu: Podávanie filtrovaných plynov pacientovi; Filtrácia vyčerpáných plynov od pacienta; Zvlhčovanie dodávaných plynov; Prevenia križovej kontaminácie medzi pacientmi a akýmkoľvek periférnym zariadením; Jednoduchý prístup na monitorovanie pacienta prostredníctvom prístupu k portu Luer.	Klinične koristi: Naslednje prednosti so povezane z aplikacijami naprav za filtriranje zraka: Dajanje filtriranih plinov pacientu; Filtracija izpušnih plinov iz pacienta; Vlaženje dobavljenih plinov; Preprečevanje navzkrižne kontaminacije med bolniki in katero koli periferno opremo; Enostaven dostop za spremljanje pacientov prek dostopa do vrat Luer.