




GVS Filter Technology UK Ltd.
Caton Road
Lancaster,
LA1 3PE
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1524 847600
Email: gvsuk@gvs.com



GVS S.p.A. - www.gvs.com
Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa. Italy




Instructions For Use; Mode d'emploi; Gebrauchsanweisung; Istruzioni per l'uso; Instrucciones de uso; Gebruiksaanwijzing; Instruções de Utilização; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Käyttöohjeet; Instrukcja użytkowania; Инструкци за употреба; Upute za upotrebu; Návod k použití; Kasutusjuhend; Οδηγίες χρήσης. Használati útmutató; Treoracha Úsáide; Lietošanas instrukcija; Naudojimo instrukcijos; Istruzzjonijiet dwar l-Użu; Instrucțiuni de utilizare; Návod na použitie; Navodila za uporabo.

REF	7270/235XXXX Synthetic Filter
Product Code; Code du produit; Artikelnummer; Codice prodotto; Código de producto; Productcode; Código de produto; Produktkod; Produktkode; Produktkode; Tuotekoodi; Kod produktu; Код на продукта; Šifra proizvoda; Kód výrobku; Toote koode; Κωδικός προϊόντος. Termékkód; Cód Táiige; Izstrādājuma kods; Gaminio kodas; Kodici tal-prodott; Cod produs; Kód výrobku; Koda izdelka.	Approx. dimensions: 78mm length x 78mm width x 10mm thickness. Weight: 0.9g (approx.).
Product description; Description du produit; Produktbeschreibung; Descrizione prodotto; Descripción de producto; Productomschrijving; Descrição do produto; Produktbeskrivning; Produktbeskrivelse; Produktbeskrivelse; Tuotteen kuvaus; Opis produktu; Описание на продукта; Opis proizvoda; Popis výrobku; Tootekirjeldus; Περιγραφή προϊόντος. Termékleírás; Tuairisc ar Tháirge; Izstrādājuma apraksts; Gaminio aprašymas; Deskripcjoni tal-prodott; Descrierea produsului; Popis výrobku; Opis izdelka. Synthetic Filter; Filtrre synthétique; Synthetischer Filter; Filtro sintetico; Filtro sintético; Synthetisch filter; Filtro Sintético; Syntetisk filter; Syntetisk filter; Syntetisk filter; Synteettinen suodatin; Filtr syntetyczny; Синтетичен филтър; Sintetički filter; Syntetický Filtr; Sünteetiline filter; Συνθετικό φίλτρο. Szintetikus szűrő; Scagaire Sintéiseach; Sintētiskais filtrs; Sintetinis filtras; Filtru Sintetiku; Filtru sintic; Syntetický filter; Sintetični filter.	
 Product supplied non sterile; Produit livré non stérile; Das Produkt wird nicht steril geliefert; Prodotto non sterile; Producto suministrado sin esterilizar; Product niet-steriel aangeleverd; Produto fornecido não-estéril; Produkten levereras ej steril; Produkt leveret ikke-sterilt; Produkt leveret ikke-sterilt; Tuote toimitetaan ei-sterilinä; Produkt dostarczany w stanie niejałowym; Продуктът се доставя нестерилен; Proizvod isporučen nesterilan; Výrobek je dodáván v nesterilním stavu; Toode tarnitakse mittesterilisena; Το προϊόν παρέχεται μη στείρο. A termék nem sterilen szállítva; Soláthraítear an táirge neamhsteriúil; Izstrādājums piegādāts nesterils; Gaminys tiekiamas nesterilus; Prodott fornut mhux sterili; Produs furnizat nesteril; Výrobok sa dodáva v nesterilnom stave; Izdelek je dobavljen nesteriliziran.	Yes; Oui; Ja; Si; Si; Ja; Sim; Ja; Ja; Ja; Joo; Tak; ДА; Da; Ano; Jah; Nai; Igen; Tá; Jā; Taip; Iva; Da; Ano; Da.
Temperature during storage; Température de stockage; Temperatur bei Lagerung; Temperatura durante l'immagazzinamento; Temperatura durante el almacenamiento; Temperatuur tijdens opslag; Temperatura em armazenamento; Temperatur under förvaring; Temperatur under opbevaring; Temperatur under opbevaring; Lämpötila varastoinnin aikana; Temperatura podczas składowania; Температура по време на съхранение; Temperatura tijekom skladištenja; Temperatura während der Lagerung; Temperatur ladustamise ajal; Θερμοκρασία κατά την αποθήκευση. Hőmérséklet tárolás közben; Teocht le linn na stórála; Temperatura uzglabāšanas laikā; Temperatura sandėliavimo metu; Temperatura waqt il-hażna; Temperatura în timpul depozitării; Temperatura počas składowania; Temperatura med skladiščenjem.	5 to 40 °C (41-104 °F)
Initial pressure drop; Perte de charge initiale; Anfänglicher Druckabfall; Caduta di pressione iniziale; Caída de presión inicial; Initiële drukval; Queda de pressão inicial; Inicialt tryckfall; Indledende trykfall; Innledende trykfall; Alkupaineen lasku; Początkowy spadek ciśnienia; Първоначален спад на налягането; Početni pad tlaka; Počáteční tlaková ztráta; Esialgne rõhulangus; Αρχική πτώση πίεσης. Kezdeti nyomáscsökkenés; Titim brú tosaigh; Titim brú tosaigh; Pradinis slėgio kritimas; Tnaqqis fil-pressure initiale; Cădere inițială de presiune; Počiatočný pokles tlaku; Začetni padec tlaka.	24Pa (Media Material Data Sheet)
Recommended pressure drop; Perte de charge recommandée; Empfohlener Druckabfall; Caduta di pressione consigliata; Caída de presión recomendada; Aanbevolen drukval; Queda de pressão recomendada; Rekomenderat tryckfall; Anbefalet trykfall; Anbefalt trykfall; Suositeltu paineen lasku; Zalecany spadek ciśnienia; Προпорυχίτηλο σπιδανε να ναληγανето; Препоручени пад тлака; Doporučená tlaková ztráta; Soovitavat rõhulangus; Συνιστώμενη πτώση πίεσης. Ajánlott nyomáscsökkenés; Titim brú molta; Titim brú molta; Rekomenduojamas slėgio kritimas; Tnaqqis rakkomandat fil-pressure; Cădere de presiune recomandată; Odporúčany pokles tlaku; Priporočen padec tlaka.	250Pa (Media Material Data Sheet)
Air Flow; Flux d'air; Luftstrom; Flusso d'aria; Flujo de aire; Luchtstroom; Fluxo de ar; Luftflöde; Luftstrøm; Luftstrøm; Ilmavirta; Przepływ powietrza; Въздушен поток; Проток зрака; Proud vzduchu; Öhuvool; Ποή αέρα; Légáramlás; Aershreabhadh; Gaisa plūsma; Oro srautas; Fluss tal-arja; Debit de aer; Prietok vzduchu; Pretok zraaka.	2008m3/h (Media Material Data Sheet)
Initial Arrestance; Capacité initiale d'un filtre à éliminer la poussière de l'air; Anfängliche Fähigkeit eines Filters, Staub aus der Luft zu entfernen; Capacità iniziale di un filtro di rimuovere la polvere dall'aria; Capacidad inicial de un filtro para eliminar el polvo del aire; Initieel vermogen van een filter om stof uit de lucht te verwijderen; Capacidade inicial de um filtro para remover poeira do ar; Ett filters initiala förmåga att avlägsna damm från luften; Indledende evne til et filter til at fjerne støv fra luften; Filterets opprinnelige evne til å fjerne støv fra luften; Suodattimen alkukyky pölyn poistamiseksi ilmasta; Początkowa zdolność filtra do usuwania kurzu z powietrza; Начална способност на филтър за отстраняване на прах от въздуха; Početna sposobnost filtra za uklanjanje prašine iz zraka; Počáteční schopnost filtru odstranit prach ze vzduchu; Filtri esialgne võime eemaldada õhust tolmu; Αρχική ικανότητα ενός φίλτρου να απομακρύνει τη σκόνη από τον αέρα. A szűrő kezdeti képessége a por eltávolítására a levegőből; Cumas tosaigh scagaire deannach a bhaint den aer; Filtra sākotnējā spēja noņemt putekļus no gaisa; Pradinis filtro gebėjimas pašalinti dulkes iš oro; Il-kapaçità inizjali ta' filtru li jneħhi t-trab mill-arja; Capacitatea inițială a unui filtru de a elimina praful din aer; Počiatočná schopnosť filtra na odstránenie prachu zo vzduchu; Začetna sposobnost filtra za odstranjevanje prahu iz zraka.	76.3% (Media Material Data Sheet)
Average Arrestance; Capacité d'average d'un filtre à éliminer la poussière de l'air; Durchschnittliche Fähigkeit eines Filters, Staub aus der Luft zu entfernen; Capacità media di un filtro di rimuovere la polvere dall'aria; Capacidad media de un filtro para eliminar el polvo del aire; Gemiddeld vermogen van een filter om stof uit de lucht te verwijderen; Capacidade média de um filtro para remover poeira do ar; Genomsnittlig förmåga hos ett filter att avlägsna damm från luften; Gennemsnitlig evne til et filter til at fjerne støv fra luften; Gjennomsnittlig evne for et filter til å fjerne støv fra luften; Suodattimen keskimääräinen kyky poistaa pölyä ilmasta; Średnia zdolność filtra do usuwania kurzu z powietrza; Средна способност на филтър за отстраняване на прах от въздуха; Prosječna sposobnost filtra da ukloni prašinu iz zraka; Průměrná schopnost filtru odstraňovat prach ze vzduchu; Filtri keskmine võime tolmu õhust eemaldada; Μέση ικανότητα ενός φίλτρου να απομακρύνει τη σκόνη από τον αέρα. A szűrő átlagos képessége a por eltávolítására a levegőből; Meánchumas scagaire chun deannach a bhaint den aer; Filtra vidējā spēja noņemt putekļus no gaisa; Vidutinis filtro gebėjimas pašalinti dulkes iš oro; Il-kapaçità medja ta' filtru li jneħhi t-trab mill-arja; Capacitatea medie a unui filtru de a elimina praful din aer; Priemerná schopnost filtra odstraňovat prach zo vzduchu; Povprečna sposobnost filtra za odstranjevanje prahu iz zraka.	84.14% (Media Material Data Sheet)
Dust Holding Capacity; Capacité de rétention de poussière; Staubaufnahmekapazität; Capacità di ritenzione della polvere; Capacidad de retención de polvo; Stofhoudend vermogen; Capacidade de retenção de poeiras; Dammhållande kapacitet; Stovkapacitet; Støvholdingskapasitet; Pölynpitokyky; Zdolność zatrzymywania pyłu; Праходьджак капацитет; Kapacitet držanja prašine; Kapacita zadržování prachu; Tolmu hoidmise võime; Χωρητικότητα συγκράτησης σκόνης. Portatío kapacitás; Toilleadh Coinneála Deannaigh; Toilleadh Coinneála Deannaigh; Dulkij laikymo talpa; Kapaçità ta' Żamma ta-Trab; Capacitatea de reținere a prafului; Kapacita na držanie prachu; Zmoĝljivost prašnega gospodarstva.	345g/m2 (Media Material Data Sheet)
Filter Media; Matière du filtre; Filter-Medium; Materiale del filtro; Filtro; Filter medium; Material do filtro; Filtermaterial; Filtermateriale; Filtermedium; Suodattimen väliaine; Medium filtrujące; Филтрираца среда; Filtrarski medij; Filtrační prostředi; Filter; Μέσα διήθησης. Szűrőközeg; Meán Scagaire; Filtrēt multividi; Filtruoti laikmena; Ifiltra I-Midja; Medii de filtrare; Filtračné médium; Filtrirni medij.	Thermobonded non - woven.



 GVS Filter Technology UK Ltd.
Caton Road
Lancaster,
LA1 3PE
United Kingdom
 Tel: +44 (0) 1524 847600
 Email: gvsuk@gvs.com



Instructions For Use; Mode d'emploi; Gebrauchsanweisung; Istruzioni per l'uso; Instrucciones de uso; Gebruiksaanwijzing; Instruções de Utilização; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Käyttöohjeet; Instrukcja użytkowania; Инструкция за употреба; Upute za upotrebu; Návod k použití; Kasutusjuhend; Οδηγίες χρήσης; Használati útmutató; Treoracha Úsáide; Lietošanas instrukcija; Naudojimo instrukcijos; Istruzzjonijiet dwar l-Użu; Instrucțiuni de utilizare; Návod na použitie; Navodila za uporabo.

Clinical benefits: The following benefits are associated with Air Filtration Devices applications: Filtration of exhausted gases from the patient; Prevention of cross contamination between the patients and any peripheral equipment.	Bénéfices cliniques: Les avantages suivants sont associés aux applications des dispositifs de filtration d'air: Filtration des gaz rejetés par le patient; Prévention de la contamination croisée entre les patients et tout équipement périphérique.	Benefici clinici: I seguenti dispositivi sono associati all'uso dei dispositivi di filtraggio: Filtrazione dei gas esausti dal paziente; Prevenzione della contaminazione incrociata tra i pazienti e qualsiasi apparecchiatura periferica.	Beneficios clínicos: Los siguientes beneficios están asociados con las aplicaciones de dispositivos de filtración de aire: Filtración de gases exhaustos del paciente; Prevención de contaminación cruzada entre pacientes y cualquier equipo periférico.	Benefícios clínicos: Os seguintes benefícios estão associados às aplicações de dispositivos de filtragem de ar: Filtragem dos gases exauridos do paciente; Prevenção de contaminação cruzada entre pacientes e quaisquer equipamentos periféricos.
Klinische Vorteile: Die folgenden Vorteile sind mit den Anwendungen von Luftfiltergeräten verbunden: Filterung der Abgase des Patienten; Verhinderung einer Kreuzkontamination zwischen Patienten und Peripheriegeräten.	Klinische voordelen: De volgende voordelen zijn verbonden aan toepassingen van luchtfiltratieapparaten: Filtratie van uitlaatgassen van de patiënt; Preventie van kruisbesmetting tussen patiënten en eventuele randapparatuur.	Kliniska fördelar: Följande fördelar är förknippade med applikationer för luftfiltreringsanordningar: Filtrering av avgaser från patienten; Förebyggande av korskontaminering mellan patienter och all kringutrustning.	Kliniske fordele: Følgende fordele er forbundet med luftfiltreringsenheder: Filtrering af udtømte gasser fra patienten; Forebyggelse af krydskontaminering mellem patienter og eventuelt perifert udstyr.	Kliniske fordeler: Følgende fordeler er knyttet til applikasjoner for luftfiltrering: Filtrering av utmattede gasser fra pasienten; Forebygging av krysskontaminering mellom pasienter og eventuelt perifert utstyr.
Kliiniset edut: Seuraavat edut liittyvät ilmansuodatuslaitteiden sovelluksiin: Potilaasta poistuneiden kaasujen suodatus; Potilaiden ja oheislaitteiden välisen ristikontaminaation estäminen.	Korzyści kliniczne: Z zastosowaniami urządzeń do filtracji powietrza wiązą się następujące korzyści: Filtracja gazów wydychanych przez pacjenta; Zapobieganie zanieczyszczeniu krzyżowemu pacjentów i wszelkich urządzeń peryferyjnych.	Клинични ползи: Следните предимства са свързани с приложенията на устройството за филтриране на въздух: Филтриране на изгорелите газове от пациента; Предотвратяване на кръстосано заразяване между пациенти и всяко периферно оборудване.	Kliničke prednosti: Sljedeće prednosti povezane su s primjenama uređaja za filtriranje zraka: Filtracija ispušnih plinova od pacijenta; Sprječavanje unakrsne kontaminacije između pacijenata i bilo koje periferne opreme.	Klinické výhody: S aplikacemi zařízení pro filtraci vzduchu jsou spojeny následující výhody: Filtrace výfukových plynů od pacienta; Prevence křížové kontaminace mezi pacienty a jakýmkoli periferním zařízením.
Kliinilised eelised: Õhufiltreerimiseseadmete rakendustega on seotud järgmised eelised: Patsiendi heitgaaside filtreerimine; Patsientide ja välisseadmete vahelise ristsaastumise vältimine.	Κλινικά οφέλη: Τα ακόλουθα οφέλη σχετίζονται με τις εφαρμογές της συσκευής φιλτραρίσματος αέρα: Διήθηση των καυσαερίων από τον ασθενή. Πρόληψη της διασταυρούμενης μόλυνσης μεταξύ ασθενών και οποιουδήποτε περιφερειακού εξοπλισμού.	Klinikai előnyök: A következő előnyökkel jár a levegőszűrő berendezések alkalmazásai: A kimerült gázok kiszűrése a páciensből; A betegeket és a perifériás berendezések közötti keresztzennyeződés megelőzése.	Sochair chliniciúla: Baineann na buntáistí seo a leanas le feidhmchláir feiste scagacháin aeir: Scagadh gáis idithe ón othar; Cosc ar thras-éilliú idir othair agus aon trealamh forimeallach.	Klīniskās priekšrocības: Ar gaisa filtrēšanas ierīču lietojumiem ir saistītas šādas priekšrocības: Izplūdušo gāzu filtrēšana no pacienta; Pacientu un jebkuras perifērijas aprīkojuma savstarpējas inficēšanās novēršana.
Klinikinė nauda: Šie privalumai yra susiję su oro filtravimo įrenginių programomis: Iš paciento išmetamų dujų filtravimas; Kryžminio pacientų ir bet kokios periferinės įrangos užteršimo prevencija.	Beneficții clinici: Il-beneficċji li ġejjin huma assoċjati mal-applikazzjonijiet tal-apparat tal-filtrazzjoni tal-arja: Filtrazzjoni ta 'gassijiet eżawriti mill-pazjent; Umidifikazzjoni tal-gassijiet mogħtija.	Beneficii clinice: Următoarele beneficii sunt asociate cu aplicațiile dispozitivelor de filtrare a aerului: Filtrarea gazelor evacuate de la pacient; Prevenirea contaminării încrucișate între pacienți și orice echipament periferic.	Klinické výhody: Následujúce výhody sú spojené s aplikáciami zariadení na filtráciu vzduchu: Filtrácia vyčerpaných plynov od pacienta; Prevenia križovej kontaminácie medzi pacientmi a akýmkoľvek periférnym zariadením.	Klinične koristi: Naslednje prednosti so povezane z aplikacijami naprav za filtriranje zraka: Filtracija izpušnih plinov iz pacienta; Preprečevanje navzkrižne kontaminacije med bolniki in katero koli periferno opremo.