




REF Product Code; Code du produit; Artikelnummer; Codice prodotto; Código de producto; Productcode; Código de produto; Produktkod; Produktkode; Produktkode; Tuotekoodi; Kod produktu; Код на продукта; Šifra proizvoda; Kód výrobku; Toote kood; Κωδικός προϊόντος; Termékkód; Cód Tàirge; Izstrādājuma kods; Gaminio kodas; Kodići tal-prodott; Cod produs; Kód výrobu; Koda izdelka.	2000/05XXXX Vent Filter
Product description; Description du produit; Produktbeschreibung; Descrizione prodotto; Descrição do produto; Productschrijving; Descripción do produto; Produktbeskrivning; Produktbeskrivelse; Tuotteen kuvaus; Opis produktu; Описание на продукта; Opis proizvoda; Popis výrobku; Tootekirjeldus; Περιγραφή προϊόντος; Termékleírás; Tuairisc ar Tháirge; Izstrādājuma apraksts; Gaminio aprašymas; Deskripczjoni tal-prodott; Descrereea produsului; Popis výrobku; Opis izdelka.	Inlet/Outlet Connectors: OD 8mm (approx.) hose barbed and ID 4.4mm (approx.) on both sides of the filter. Approx. dimensions: 54mm diameter x 53.3mm height. Weight: 11g (approx.). Bidirectional filter.
Vent Filter; Ventilatiefilter; Filtre d'aération; Beatmungsfilter; Filtro sfiato; Respirationsfilter; Φίλτρο εξαερισμού; Filtro de ventilação; Filtro de ventilación; Aukon suodatin; Ventilatortfilter; Ventilacní filtr; Ventilatsioonifiltr; Szellőztető szűrő; Ventilācijas filtrs; Ventilacijos filtras; Filtru tal-Ventilazzjoni; Filtr wentylacyjny; Ventiláčny filter; Filter za prezračevanje; Филтър за механична вентилиация; Scagaire an ghaothaire; Filtru ventilator; Ventilacijski fitlar; Ventilasjonsfilter.	No limitation; Aucune limitation; Keine Einschränkung; Nessuna limitazione; Sin limitação; Geen beperking; Sem limitação; Ingen begränsning; Ingen begrænsning; Ingen begrensning; Ei rajoitusta; Bez ograniczeń; Без ограничение; Nema ograničenja; Bez omezení; Piirangid pole; Χωρίς περιορισμό; Nincs korlátozás; Gan teorainn; Bez ierobežojuma; Jokių apribojimų; Ebdb limitazzjoni; Nicio limitare; Žiadne obmedzenie; Brez omejitev.
Patient population; Population de patients; Patientenpopulation; Popolazione di pazienti; Población de pacientes; Patiëntenpopulatie; População de doentes; Patientpopulation; Patientpopulation; Pasienptopulasjon; Potlasyrhymā; Populaça paçjentów; Популяция пациенти; Populacija pacijenata; Populace pacientů; Patsienti populatsioon; Πληθυσμός ασθενών; Betegpopuláció; Daonna na n-othar; Pacientu populačia; Pacienču populacija; Popo-lazzjoni ta' pazienti; Populația de pacienți; Pacientov; Populacja bolnikov.	
STERILE EO Product supplied sterile within a single sterile barrier system; Продуктъ е доставя стерilen в една стерилна бариерна система; A termékét sterilen szállítjuk, egyetlen steril gátrendszerben; Produkt je dodáván sterilni v rámci jedného sterilního bariérového systému; Toode tamitakse sterill-seelt ühes steriilses barjäärisüsteemis; Το προϊόν παρέχεται αποστειρωμένο σε ένα μόνο αποστειρωμένο σύστημα φραγμού; Proizvod se isporučuje sterilan unutar jednog sustava sterilne barijere; Táirge a sholáthrailtear steiriúil laistigh de chóras bacáinn steiriúil amháin; Produkts tiek piegādāts sterilis vienā sterilā barjerās sistēmā; Produkta tiekiamas sterilus vienoje sterilijoje barjerinėje sistemoje; Prodott fornut sterili f'sistema ta' barriera sterili wahda; Produsul este furnizat steril într-un singur sistem de barieră steril; Produkt dodávany sterilný v rámci jediného sterilného bariérového systému; Izsdelek je dobavljen sterilen znotraj enega samega sterialnega pregradnega sistema; Produit fourni stérile dans un seul système de barrière stérile; Das Produkt wird innerhalb eines einzigen Sterilbarrieresystems steril geliefert; Prodotto fornito sterile all'interno di un unico sistema di barriera sterile; Producto suministrado estéril dentro de un único sistema de barrera esteríl; Product wordt steriel geleverd binnen één steriel barriersysteem; Produto fornecido estérl dentro de um único sistema de barreira estérl; Produkten leveraras sterili i ett enda sterilt barriársystem; Produktet leveres sterilt i et enkelt sterilt barriersystem; Toote toimiteatan sterilinä yhendssä steriillisessä suojaajärjestelmässä; Produkt dostarczany w stanie sterylным w ramach jednego systemu bariery sterylnej. Sterilisation: Ethylene oxide; Stérilisation : Oxyde d'éthylène; Sterilisation: Ethylenoxid; Sterilizazione: Ossido di etilene; Esterilización: Óxido de etileno; Sterilisatíe: Ethyleenoxide; Esterilizaço: Óxido de etileno; Sterilisering: Etülenoxíd; Sterilising: Ethylenoxid; Sterilisering: Etýlenoksid; Steril-oiti: etýleenoksidi; Sterilyzacja: Tlenek etylenu; Стерилизацля: Этиленов оксид; Sterilizacia: Etílen-oksid; Sterilizace: ethylenoxid; Steriliseermine: eütielenoksiid; Sterilyzacja: Аіθυλενοξідιο; Sterilizálás módja: Etién-oxid; Steirilii: Ocsaid etiiléine; Sterilizácia: Etiłėnoksid; Sterilizacija: Etileno oksidas; Sterilizazzjoni: Ethylene oxide; Sterilizare: Oxid de etilenă; Sterilizácia: etýln oxid; Sterilizacija: etilen oksid.: (Max 49.9°C).	Only; Seulement; Nur; Solo; Solamente; Enkel en alleen; Só; Endast; Kun; Bare; Vain; Tylo; Само; Samo; Pouze; Ainult; Móvo; Kízárólag; Amháin; Tikai; Tik; Biss; Numai; Iba; Samo: 2000/05BTUA.
Air Flow; Flux d'air; Luftstrom; Flusso d'aria; Flujo de aire; Luststroom; Fluxo de ar; Luftflöde; Luftström; Luftstrøm; Ilmvavita; Przepływ powietrza; Въздушен поток; Protok zraka; Proud vzduchu; Öhuuvool; Ποή αέρα; Légáramlás; Aershreibhadh; Gaia plūsma; Oro srautas; Fluss tal-arja; Debit de aer; Prietek vzduchu; Pretok zraka.	Min.85l/min @ 5 PSI
Filter Efficiency @ 15l/min; Efficiacé du filtre à 15l/min; Filterleistung bei 15l/min; Efficienza del filtro @ 15l/min; Eficiencia del filtro a 15l/min; Filterefficiëntie @ 15l/min; Eficiência do filtro @ 15l/min; Filtringseffektivitet @ 15l/min; Filtringseffektivitet @ 15l/min; Filter Effektivitet @ 15l/min; Suodatimen tehokkuus @ 15l/min; Wydajność filtra @ 15l/min; Эффективност на филтъра @ 15l/min; Učinkovitost filtra @ 15l/min; Účinost filtru při 15l/min; Filtri efektiivsus @ 15l/min; Αποδοτικότητα φίλτρου @ 15l/min; Szűráhatékonyság @ 15l/perc; Ēifeachtacht Scagaire @ 15l/nóim; Filtra efektivitate @ 15l/min; Filro efektyvumas @ 15l/min; Efićenza tal-Ilfitra @ 15l/min; Eficieńcia filtrului @ 15l/min; Účinost filtra @ 15l/min; Učinkovitost filtra @ 15l/min.	Min.99.99%
Bacterial Efficiency; Rétenion bactérienne; Bakterierenretention; Ritenzione di batteri; Retención de bacterias; Batterierentie; Retenção bacteriana; Bakteriere retention; Bakterie retention; Bakterie retensjon; Bakteeien suodatus; Zatrzymywanie bakterii; Эффективность на бактериите; Učinkovitost bakteriál; Bakteriální účinnost; Bakterie efektīvus; Βακτηριακή αποτελεσματικότητα; Bakteriális hatékonyság; Éifeachtacht Baictéarach; Baktērijū efektivitāte; Bakteriju efektyvumas; Efićenza Batterieali; Eficieñtā bacteriań; Bakteriálna účinnost; Učinkovitost bakterij.	Min.99.999%
Viral Efficiency; Rétenion virale; Virenretention; Ritenzone di virus; Retención de virus; Virusrententie; Retençaõ de vírus; Virusreten-tion; Virusreretention; Virusreretensjon; Virusten suodatus; Zatrzymywanie wirusów; Вирусная эффективность; Virusa učinkovitost; Virová účinnost; Viiruslik efektīvus; Ιική αποτελεσματικότητα; Vírushatékonyság; Éifeachtúlach Víreasach; Vírusu efektivitate; Virusinis efektyvumas; Efićenza Viralí; Eficieñtā viralā; Výrusová účinnost; Virusna učinkovitost.	Min.99.999%
Burst pressure; Pression d'éclatement; Berstdruck; Pressione di scoppio; Presión de ráfaga; Barstdruk; Pressão de esouro; Pressão de estouro; Brud tryk; Burst tryk; Murtumispaine; Ciśnienie pęknięcia; Snykano naprygane; Pritisaki pucanja; Tlak při roztržení; Löhkemissurve; Πίσση πρίγχς. Robbanási nyomás; Brú pleascatha; Párraušanas spiediens; Trūkio slėgis; Pressjón tat-tifiqih; Presiune de spargere; Tlak prasknutia; Tlak v ruptui.	Min. 64psi
Housing; Boîtier; Gehäuse; Alloggiamento; Carcasa; Behuizing; Estrutura; Cabinet; Hus; Hus; Pidike; Obudowa; Kopnyc; Kučište; Kryt; Ūmbiris; Περίβλημα; Burkolat; Titthocht; Måjkoli; Büstas; Djar; Carcasă; Kryt; Ohšiše.	PP
Filter Media; Matière du filtre; Filter-Medium; Materiale del filtro; Filtro; Filter medium; Material do filtro; Filtermaterial; Filtermate- riale; Filtermedium; Suodatimen väliaine; Medium filtrujące; Фильтрираща среда; Filarski mediji; Filtračni prostředci; Filter; Μέσα διήθησης; Szűrőközeg; Meän Scagaire; Filtrēt multividi; Filtruoti laikmena; Ifiltra l-Midja; Medii de filtrare; Filtračné médium; Filtrimi mediji.	Hydrophobic Glass Microfibre Media



 GVS Filter Technology UK Ltd.
Caton Road
Lancaster,
LA1 3PE
United Kingdom

 Tel: +44 (0) 1524 847600
 Email: gvsuk@gvs.com



Instructions For Use; Mode d'emploi; Gebrauchsanweisung; Istruzioni per l'uso; Instrucciones de uso; Gebruiksaanwijzing; Instruções de Utilização; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Käyttöohjeet; Instrukcja użytkowania; Инструкция за употреба; Upute za upotrebu; Návod k použití; Kasutusjuhend; Οδηγίες χρήσης; Használati útmutató; Treoracha Úsáide; Lietošanas instrukcija; Naudojimo instrukcijos; Istruzzjonijiet dwar l-Użu; Instrucțiuni de utilizare; Návod na použitie; Navodila za uporabo.

Clinical benefits: The following benefits are associated with Air Filtration Devices applications: Filtration of exhausted gases from the patient; Prevention of cross contamination between the patients and any peripheral equipment.	Bénéfices cliniques: Les avantages suivants sont associés aux applications des dispositifs de filtration d'air: Filtration des gaz rejetés par le patient; Prévention de la contamination croisée entre les patients et tout équipement périphérique.	Benefici clinici: I seguenti dispositivi sono associati all'uso dei dispositivi di filtraggio: Filtrazione dei gas esausti dal paziente; Prevenzione della contaminazione incrociata tra i pazienti e qualsiasi apparecchiatura periferica.	Beneficios clínicos: Los siguientes beneficios están asociados con las aplicaciones de dispositivos de filtración de aire: Filtración de gases exhaustos del paciente; Prevención de contaminación cruzada entre pacientes y cualquier equipo periférico.	Benefícios clínicos: Os seguintes benefícios estão associados às aplicações de dispositivos de filtragem de ar: Filtragem dos gases exauridos do paciente; Prevenção de contaminação cruzada entre pacientes e quaisquer equipamentos periféricos.
Klinische Vorteile: Die folgenden Vorteile sind mit den Anwendungen von Luftfiltergeräten verbunden: Filterung der Abgase des Patienten; Verhinderung einer Kreuzkontamination zwischen Patienten und Peripheriegeräten.	Klinische voordelen: De volgende voordelen zijn verbonden aan toepassingen van luchtfiltratieapparaten: Filtratie van uitlaatgassen van de patiënt; Preventie van kruisbesmetting tussen patiënten en eventuele randapparatuur.	Kliniska fördelar: Följande fördelar är förknippade med applikationer för luftfiltreringsanordningar: Filtrering av avgaser från patienten; Förebyggande av korskontaminering mellan patienter och all kringutrustning.	Kliniske fordele: Følgende fordele er forbundet med luftfiltreringsenheder: Filtrering af udtømte gasser fra patienten; Forebyggelse af krydskontaminering mellem patienter og eventuelt perifert udstyr.	Kliniske fordeler: Følgende fordeler er knyttet til applikasjoner for luftfiltrering: Filtrering av utmattede gasser fra pasienten; Forebygging av krysskontaminering mellom pasienter og eventuelt perifert utstyr.
Kliiniset edut: Seuraavat edut liittyvät ilmansuodatuslaitteiden sovelluksiin: Potilaasta poistuneiden kaasujen suodatus; Potilaiden ja oheislaitteiden välisen ristikontaminaation estäminen.	Korzyści kliniczne: Z zastosowaniami urządzeń do filtracji powietrza wiązą się następujące korzyści: Filtracja gazów wydychanych przez pacjenta; Zapobieganie zanieczyszczeniu krzyżowemu pacjentów i wszelkich urządzeń peryferyjnych.	Клинични ползи: Следните предимства са свързани с приложенията на устройството за филтриране на въздух: Филтриране на изгорелите газове от пациента; Предотвратяване на кръстосано заразяване между пациенти и всяко периферно оборудване.	Kliničke prednosti: Sljedeće prednosti povezane su s primjenama uređaja za filtriranje zraka: Filtracija ispušnih plinova od pacijenta; Sprječavanje unakrsne kontaminacije između pacijenata i bilo koje periferne opreme.	Klinické výhody: S aplikacemi zařízení pro filtraci vzduchu jsou spojeny následující výhody: Filtrace výfukových plynů od pacienta; Prevence křížové kontaminace mezi pacienty a jakýmkoli periferním zařízením.
Kliinilised eelised: Õhufiltreerimisseadmete rakendustega on seotud järgmised eelised: Patsiendi heitgaaside filtreerimine; Patsientide ja välisseadmete vahelise ristsaastumise vältimine.	Κλινικά οφέλη: Τα ακόλουθα οφέλη σχετίζονται με τις εφαρμογές της συσκευής φιλτραρίσματος αέρα: Διήθηση των καυσαερίων από τον ασθενή. Πρόληψη της διασταυρούμενης μόλυνσης μεταξύ ασθενών και οποιουδήποτε περιφερειακού εξοπλισμού.	Klinikai előnyök: A következő előnyökkel jár a levegőszűrő berendezések alkalmazásai: A kimerült gázok kiszűrése a páciensből; A beteg és a perifériás berendezések közötti keresztszennyeződés megelőzése.	Sochair chliniciúla: Baineann na buntáistí seo a leanas le feidhmchláir feiste scagacháin aeir: Scagadh gáis idithe ón othar; Cosc ar thras-éilliú idir othair agus aon trealamh forimeallach.	Klīniskās priekšrocības: Ar gaisa filtrēšanas ierīču lietojumiem ir saistītas šādas priekšrocības: Izplūdušo gāzu filtrēšana no pacienta; Pacientu un jebkuras perifērijas aprīkojuma savstarpējas inficēšanās novēršana.
Klinikinė nauda: Šie privalumai yra susiję su oro filtravimo įrenginių programomis: Iš paciento išmetamų dujų filtravimas; Kryžminio pacientų ir bet kokios periferinės įrangos užteršimo prevencija.	Beneficții klinici: Il-beneficċji li ġejjin huma assoċjati mal-applikazzjonijiet tal-apparat tal-filtrazzjoni tal-arja: Filtrazzjoni ta 'gassijiet eżawriti mill-pazjent; Umidifikazzjoni tal-gassijiet mogħtija.	Beneficii clinice: Următoarele beneficii sunt asociate cu aplicațiile dispozitivelor de filtrare a aerului: Filtrarea gazelor evacuate de la pacient; Prevenirea contaminării încrucișate între pacienți și orice echipament periferic.	Klinické výhody: Následujúce výhody sú spojené s aplikáciami zariadení na filtráciu vzduchu: Filtrácia vyčerpaných plynov od pacienta; Prevenia križovej kontaminácie medzi pacientmi a akýmkoľvek periférnym zariadením.	Klinične koristi: Naslednje prednosti so povezane z aplikacijami naprav za filtriranje zraka: Filtracija izpušnih plinov iz pacienta; Preprečevanje navzkrižne kontaminacije med bolniki in katero koli periferno opremo.